LA PIAS — MARQUES AURICULAIRES POUR ANIMAUX DE LABORATOIRE

Système d'identification métallique haute précision pour petits rongeurs (Souris et Rats)

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Numérotation de série :** Les bagueurs pour souris et rats sont fournis numérotés de 1 à 100 de série (disponible sur demande jusqu'à 999).
- **5 Couleurs disponibles :** Proposées en 5 coloris pour l'identification visuelle des groupes (Souris & Rats).

1. Rouge | 2. Vert | 3. Bleu | 4. Bleu Clair | 5. Noir

- **Lisibilité optimale :** Marquage numérique gravé au laser sur fond coloré pour une lecture rapide et nette.
- **Fixation sécurisée :** Une fois posée, la marque ne s'enlève pas facilement.
- **Haute durabilité :** La gravure laser résiste à l'usure et au temps.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES & RÉFÉRENCES

Élément	Matériaux	Dimensions
Partie Mâle	Aluminium	—
Partie Femelle	Acier Inoxydable	—
Taille Souris	—	Diamètre extérieur 3,5 mm avec tige de 3 mm
Taille Rat	—	Diamètre extérieur 3,5 mm avec tige de 5 mm

GUIDE DE COMMANDE

Modèle	Description	Conditionnement
M-3	Marque auriculaire La Pias pour Souris	100 pièces / couleur (1-100) ou 100 pièces / 5 couleurs (1-20/couleur)
R-3	Marque auriculaire La Pias pour Rat	100 pièces / couleur (1-100) ou 100 pièces / 5 couleurs (1-20/couleur)
PA-3	Pince à poser (Applicateur) Souris & Rat	Unité (1 pièce)

* Remarque : Quantité minimale de commande : 100 unités. Version non colorée (Acier Inoxydable brut) disponible sur demande.

FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ)

Q1. Les marques auriculaires La Pias peuvent-elles tomber ?

R : Bien que ce soit rare, cela survient généralement si la partie arrière n'est pas correctement ou fermement clipsée. Dans les cages d'élevage en groupe, les pertes ou arrachements sont plus fréquents en raison du toilettage et des interactions entre animaux.

Q2. Peuvent-elles être utilisées sur les nouveau-nés (souriceaux/ratons) ?

R : Non, les marques La Pias ne sont généralement pas adaptées aux nouveau-nés car leur oreille est trop fragile et risque de se déchirer.

Q3. Quelle est la différence entre les marques en Aluminium et en Acier Inoxydable ?

Matériau	Couleurs	Durabilité	Utilisation recommandée
Aluminium	5 couleurs au choix	Seule la surface est durcie (moins durable que l'inox)	Tests de courte durée / Hébergement individuel
Acier Inox	Argenté uniquement (chiffres marrons)	Intégralement dur et très résistant	Tests court ou long terme / Hébergement individuel ou en groupe

Q4. Les marques et pinces sont-elles autoclavables ?

R : Oui, les marques auriculaires La Pias sont stérilisables à l'autoclave. Attention : la pince applicatrice PA-3 ne doit pas être autoclavée.