

VETHE012B – Chariot chauffant – Système à 4 étagères – Option surface chauffée à 50 % »

Existe en version option de surface chauffée à 100% code produit VETHE012B/100

Ce chariot est équipé de 4 étagères chauffantes

Plage de température 0-45°C maximum

- Longueur totale du banc est de **1232.50 mm**, ce qui inclut le panneau de contrôle.
- La longueur qui peut être utilisée pour placer les cages est de **1024.61 mm**
- La largeur disponible pour accueillir les cages est de **400 mm**
- Le banc a une hauteur totale roulettes incluses de **1112.50 mm**
- Hauteur entre chaque étagère **295.50mm**

Ce chariot chauffant offre une solution idéale et pratique pour maintenir une chaleur constante jusqu'à **16 cages**.

- **Chaleur constante** surveillée (Commande numérique permettant de régler la température constante du banc).
- **Pratique** sur roulettes amovible.
- **Ce chariot n'est pas autoclavable**

Version avec code VETHE013 : Cette variante du banc offre une fonction de chauffage partiel, où seulement **50% de la surface de l'étagère est chauffée**. Cela permet aux animaux de choisir de se reposer loin de la source de chaleur directe s'ils le désirent

