

CHAMBRE VB4

Cette chambre est la solution idéale pour optimiser la récupération post-opératoire des petits animaux. Conçue en ABS robuste et dotée d'un contrôle thermique précis, elle garantit un environnement stable, sécurisé et parfaitement adapté aux soins intensifs. Sa porte transparente ventilée offre une visibilité totale tout en permettant l'administration d'oxygène ou de perfusions. Polyvalente, légère et simple à utiliser, la VB4 peut être positionnée à plat ou verticalement, et s'adapte aussi bien aux cliniques vétérinaires qu'aux laboratoires. Un équipement fiable, performant et pensé pour le bien-être animal.

Chambre de
récupération
post-opératoire

FICHE CATALOGUE : Chambre Post opératoire VB4

Description générale : Cet équipement référence VB4 est une chambre de soins post-opératoires conçue pour la récupération des petits animaux de laboratoire. Elle peut également servir de cabinet de réchauffement d'air ou de chauffe-fluides IV. Elle est fabriquée en ABS robuste, dotée d'une porte en plexiglas ventilée, et peut être utilisée à plat ou en position verticale selon l'usage.

Caractéristiques techniques

Structure et conception

- Construction en **ABS rigide**, léger et isolant.
- Portes-en (**plexiglas**) **ventilé** pour visibilité maximale et apport d'oxygène ou perfusion IV.

Contrôle de la température

- **Thermostat électronique** avec affichage digital.
- Plage de température :
 - **10 à 50 °C** +/- 0.1°C
- Indicateur lumineux de fonctionnement du chauffage.
- Ventilation interne Marche/Arrêt par l'opérateur.

Alimentation

- Modèle standard : **240 V – 120 W**. 0.50Amps
-

Poids

- **3.8 kg.**

Avantages

- Très bonne isolation thermique.
- Contrôle précis de la température.
- Grande visibilité interne.
- Polyvalence d'utilisation (horizontale ou verticale).
- Compatible avec accessoires (étagères)

Dimensions :

Externes H490 x W320 x 250mm

Internes H390 x W270 x 195mm

Sécurité électrique : IPX1 Drip Proff

Certification Classe Iia MDD93/42/EEC

