

Tondeuse Andis 2 Vitesses

Référence : VETA0422

- Cette tondeuse professionnelle avec un moteur rotatif très puissant de 35 watts 2 vitesses a un avantage : son moteur ne chauffe pas.
- Très silencieuse, moteur 2600 et 3400 Tours par minute.
- **Tondeuse** au design ergonomique qui réduit la fatigue de la main.
- Poids (tête de coupe comprise) 546 gr.
- **Têtes de coupe** interchangeables Optimum, Oster et Phoenix
- Une tondeuse qui ne demande aucun entretien (ni huile, ni graisse).
- Livrée avec 1 lame de coupe n°10 de 1.5 mm céramique.
- Garantie 1 an.
- Compatibles avec les lames de tondeuse CLIP SYSTEM détachable Oster modèle A5, Moser, Optimun, Phoenix
Ne nécessite aucun entretien, et aucun graissage des pièces internes.
- La vitesse la plus basse sont idéales pour tondre autour des régions plus sensibles tandis que les vitesses plus élevées permettent d'obtenir une tonte plus définie.

