

Balances Compactes Portables Core™



La Core est d'une valeur exceptionnelle, fournissant une opération facile et une solution portable pour toutes tâches de pesage précision de base. Un design innovateur empilable économise de l'espace, ce qui fait que la Core se prête bien aux classes de sciences ou aux laboratoires chargés. Offrant des résultats précis, la Core est adaptée pour le pesage des composés chimiques dans les classes de sciences, des échantillons à un laboratoire de terrain, des ingrédients dans des laboratoires alimentaires et des spécimens dans les bureaux vétérinaires. La Core comprend un crochet pratique sous la balance, facilitant le pesage pour les tâches nécessitant des mesures de masse volumique et densité.



Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et efficace



La fonction ShockProtect® à trois points aide à protéger les composants internes lors d'une surcharge



Les modèles à plateaux en 120 mm peuvent être empilés pour un rangement facile

Caractéristiques

- Écran LCD lumineux rétroéclairé clairement visible dans n'importe quelles conditions d'éclairage
- Le rétroéclairage programmable peut être réglé sur « toujours allumé », « toujours éteint » ou « allumé uniquement pendant la pesée ».
- S'empilent en toute sécurité pour gagner de place lorsqu'elles ne sont pas utilisées
- Les touches colorées facilitent la reconnaissance rapide des fonctions les plus fréquemment utilisées
- Deux touches de tare pour une utilisation gauchère ou droitère
- Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et efficace
- La construction solide répond aux exigences industrielles
- ShockProtect® à trois points évite d'endommager les composants internes lors d'une surcharge
- Crochet fourni pour le pesage sous la balance.
- Cage de pesée amovible (taille de plateau de 120mm seulement)
- Fonctionne avec adaptateur secteur (inclus) ou piles (non incluses)
- Mise hors tension automatique pour économiser l'énergie
- Alarme de surcharge sonore prévient lorsque la capacité a été dépassée
- Mise à zéro automatique assure que l'écran revient à zéro
- Fente de sécurité pour câble et cadenas optionnels qui aident à prévenir le vol
- Une garantie de 3-ans assure la qualité pendant des années d'utilisation.

Spécifications générales

- Unités de Pesage: g, kg, lb, oz, N, GN, ct, dr, tl.T
- Alimentation: Adaptateur 12VDC 500mA / 6 x piles AA
- Écran: LCD rétroéclairé avec des chiffres de 18mm
- Calibrage: Calibrage Externe
- Boîtier: ABS
- Température d'utilisation: 0° à 40°C

Modèles

Modèle	Capacité	Précision	Taille du Plateau
VETCQT 202	200g	0.01g	120mm ø
VETCQT 251	250g	0.1g	120mm ø
VETCQT 601	600g	0.1g	120mm ø
VETCQT 1501	1500g	0.1g	120mm ø
VETCQT 2601	2600g	0.1g	145mm ø
VETCQT 2000	2000g	1g	145mm ø
VETCQT 5000	5000g	1g	145mm ø

Accessoires

Numéro d'article	Description
VET3014013041	Câble de verrouillage de sécurité-3014013041
VET308232036	Coque en plastique (lot de 5)-308232036
VET308002042	Mallette de transport rigide avec serrure-308002042

Numéro d'article	Description
VET700660290	Certificat d'étalonnage-700660290
VET308232033	Coque en plastique-308232033
VET308232037	Coque en plastique (lot de 10)-308232037

Dimensions

