

Balances de Précision Portables Highland™



La Highland® offre des fonctions avancées dans une balance compacte et durable qui s'empile pour un rangement facile. Adaptée pour de nombreuses tâches, Highland fournit un pesage rapide et précis dans un nombre d'environnements différents – de la recherche en sciences dans le laboratoire ou de terrain, aux opérations de fabrication. Une construction robuste ABS permet à la Highland de résister aux exigences d'utilisation en laboratoire, tandis que la protection avancée ShockProtect® de la Highland protège la balance contre les surcharges. HandiCal® facilite le calibrage interne sans besoin de poids externes.



Interfaces USB et RS-232 pour la communication avec les ordinateurs et les imprimantes



ShockProtect® à trois points évite d'endommager les composants internes lors d'une surcharge



Les modèles de plateaux en 120 mm peuvent être empilés pour un rangement facilité

Caractéristiques

- Écran LCD lumineux rétroéclairé clairement visible dans n'importe quelles conditions d'éclairage
- Le rétroéclairage programmable peut être réglé sur « toujours allumé », « toujours éteint » ou « allumé uniquement pendant la pesée ».
- Indicateur de capacité intégré à l'écran pour surveiller facilement les éventuelles surcharges
- S'empilent en toute sécurité pour gagner de place lorsqu'elles ne sont pas utilisées
- Les touches colorées facilitent la reconnaissance rapide des fonctions les plus fréquemment utilisées
- Deux touches de tare pour une utilisation gauchère ou droitère
- L'indicateur de niveau et les pieds réglables assurent la stabilité de la balance pour optimiser les résultats de pesée
- Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et efficace
- Boîtier en ABS solide est durable pour des utilisations industrielles
- ShockProtect® à trois points évite d'endommager les composants internes lors d'une surcharge
- Crochet fourni pour le pesage sous la balance.
- Le calibrage interne élimine le besoin d'utiliser des masses externes
- Les interfaces USB et RS-232 permettent une communication rapide avec les ordinateurs et les imprimantes
- Adaptateur secteur inclus
- Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement pratiquement n'importe où
- Mise hors tension automatique programmable pour économiser l'énergie
- Alarme de surcharge sonore prévient lorsque la capacité a été dépassée
- Le calibrage externe permet de vérifier et d'ajuster avec des poids
- Filtrage numérique sélectionnable pour les effets de contrôle des vibrations et des perturbations
- Comptage de pièces avec des tailles d'échantillons prédéfinies
- La mémoire accumule le total des résultats
- Mise à zéro automatique assure que l'écran revient à zéro

Spécifications générales

- Unités de Pesage: g, lb, oz, N, GN, ct, dr, dwt, mm, ozt, T, tl.H, tl.S, tl.T
- Interface: RS-232/USB
- Alimentation: Adaptateur 12VDC 800mA / Batterie rechargeable interne
- Écran: LCD rétroéclairé avec des chiffres de 18mm
- Calibrage: Calibrage externe/calibrage manuel interne
- Boîtier: ABS
- Température d'utilisation: 0° à 40°C
Compatible avec Adam Connect pour le transfert de données Bluetooth® vers les imprimantes et les PC
Une garantie de 3-ans assure la qualité pendant des années d'utilisation.

Modèles

Modèle	Capacité	Précision	Taille du Plateau
VETHCB 123	120g	0.001g	120mm ø
VETHCB 153	150g	0.005g	120mm ø
VETHCB 302	300g	0.01g	120mm ø
VETHCB 602	600g	0.02g	120mm ø
VETHCB 602H	600g	0.01g	120mm ø
VETHCB 1002	1000g	0.01g	120mm ø
VETHCB 1502	1500g	0.05g	120mm ø
VETHCB 3001	3000g	0.1g	120mm ø
VETHCB 6001	6000g	0.1g	145mm ø
VETHCB 2202	2200g	0.01g	120mm ø

Accessoires

Numéro d'article	Description
VET308232030	Coque en plastique-308232030
VET308002042	Mallette de transport rigide avec serrure-308002042
VET700660290	Certificat d'étalonnage-700660290
VET308232034	Coque en plastique (lot de 5)-308232034
VET1120014641	Imprimante à impact AIP-1120014641
VET3074010507	Adaptateur RS-232 vers USB-3074010507

Numéro d'article	Description
VET700100046	Serrure de sécurité et câble-700100046
VET308232035	Coque en plastique (lot de 10)-308232035
VET3074010267	Câble USB-3074010267
VET3074010266	Câble RS-232-3074010266
VET600002028	Programme de collecte de données AdamDU-600002028
VET1120015779	Imprimante thermique ATP 2-1120015779

Dimensions

