

## Balances Compactes CBX



Portables et faciles à utiliser, les balances CBX sont alimentées par une batterie rechargeable et peuvent être rechargées pendant le trajet via l'interface USB. Le boîtier solide en ABS et l'acier inoxydable de qualité 304 garantissent un nettoyage facile de la CBX, même lors d'opérations de terrain exigeantes. Le comptage des pièces est facile grâce à la sélection de tailles d'échantillons prédéfinies. L'écran rétroéclairé, très visible pour des résultats clairs dans la plupart des conditions d'éclairage, comporte des chiffres de 18 mm de haut et un indicateur de batterie faible. Des pieds de mise à niveau et un indicateur à bulles simplifient la configuration pour garantir des résultats rapides et fiables où que ce soit.



*Écran LCD lumineux rétroéclairé clairement visible dans n'importe quelles conditions d'éclairage*



*Fonctionne avec une entrée USB à faible tension pour une flexibilité supérieure pour alimenter l'instrument*



*Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et efficace*

### Caractéristiques

- Boîtier en ABS solide est durable pour des utilisations industrielles
- Le calibrage externe permet de vérifier et d'ajuster avec des poids
- Écran LCD lumineux rétroéclairé clairement visible dans n'importe quelles conditions d'éclairage
- Fonctionnement intuitif grâce au clavier qui permet une configuration et une utilisation aisée
- Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et efficace
- L'indicateur de niveau et les pieds réglables assurent la stabilité de la balance pour optimiser les résultats de pesée
- Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement pratiquement n'importe où
- L'indicateur de batterie faible avertit l'utilisateur lorsque les piles doivent être remplacées
- Comptage de pièces avec des tailles d'échantillons prédéfinies
- Fonctionne avec une entrée USB à faible tension pour une flexibilité supérieure pour alimenter l'instrument
- Une garantie de 2-ans assure la qualité pendant des années d'utilisation.

### Spécifications générales

- Unités de Pesage: g, N, lb, oz
- Alimentation: Batterie rechargeable interne / adaptateur 5VDC 1A
- Écran: Backlit LCD avec des chiffres de 18mm de haut
- Calibrage: Calibrage Externe
- Boîtier: ABS
- Température d'utilisation: 0° à 40°C

## Modèles

Modèle	Capacité	Précision	Taille du Plateau
<b>VETCBX 1201</b>	1200g	0.1g	148x148mm
<b>VETCBX 3001</b>	3000g	0.5g	148x148mm
<b>VETCBX 6000</b>	6000g	1g	148x148mm

## Accessoires

Numéro d'article	Description
<b>VET700660290</b>	Certificat d'étalonnage- 700660290

Numéro d'article	Description
------------------	-------------

## Dimensions

