




E.S.V.I.

vétolabo

PARTENAIRE DE VOS RECHERCHES



MATÉRIEL DE SUTURE

*Pour qualité
&
sécurité*

La garantie d'un matériel de suture de haute qualité

fondée en 1987. Elle a été la première entreprise belge à fabriquer des ligatures chirurgicales. Depuis lors, elle a connu une croissance rapide et continue. Aujourd'hui, elle est reconnue comme un fournisseur mondial de ligatures chirurgicales.

Implantée à Saint-Vith, dans l'Est de la Belgique, à proximité de la frontière entre la Belgique, l'Allemagne et le Luxembourg.

☑ UN STANDARD ELEVE DE QUALITE ET DE SECURITE

SMI s'aligne sur des standards internationaux de qualité comme la norme EN ISO 13485. Tous les matériaux utilisés, de même que les produits finis, sont soumis à un contrôle de qualité rigoureux effectué par une équipe spécifique.

SMI met un point d'honneur à satisfaire une clientèle spécialisée, en lui proposant du matériel de toute première qualité. De plus, SMI lui garantit un excellent service, orienté client et qui s'appuie sur la fiabilité des produits et la rapidité de livraison.

☑ UNE RECONNAISSANCE INTERNATIONALE

SMI exporte aujourd'hui dans 120 pays un peu partout à travers le monde. Ce succès a été couronné par un « Royal Export Award » décerné par l'Office Belge du Commerce Extérieur.

☑ LE CATALOGUE

Dans ce catalogue, vous trouverez une présentation de tous les articles disponibles actuellement. Si un client a besoin d'un article ne figurant pas dans ce catalogue, celui-ci peut être produit sur demande. Nous développons constamment notre gamme de produits sur base de l'évolution du marché et des besoins de clients.

SMI offre toutes les tailles de fils de USP 12/0 jusqu'à USP 6 permettant aux chirurgiens d'opérer dans toutes les spécialisations, y compris la cardiologie et l'ophtalmologie.

Depuis de nombreuses années les produits SMI sont reconnus par les meilleurs chirurgiens dans le monde entier.

Tous les produits ne sont pas enregistrés et approuvés pour la vente dans tous les pays ou régions. Veuillez contacter le représentant de votre pays pour connaître la disponibilité des produits et obtenir des informations.

Les versions imprimées ou les copies sauvegardées localement du matériel d'information sur les produits peuvent ne pas être à jour. Veuillez consulter notre site web pour obtenir des informations actualisées sur nos produits.

Pour les indications, contre-indications, mises en garde, précautions et effets indésirables complets, veuillez-vous référer à la notice du produit concerné.

Copyright © 2024 SMI AG. Tous droits réservés.




CERTIFICATS



NUMÉROS DE RÉFÉRENCE

1 20 01 15 2 P



TYPE D'AIGUILLES



Les aiguilles chirurgicales SMI sont fabriquées à partir des meilleures grades d'acier inoxydable afin de garantir des performances exceptionnelles, combinant une ductilité et un moment de flexion excellente. Une technologie avancée de revêtement en silicone de l'aiguille assure une pénétration en douceur afin de réduire le traumatisme tissulaire du patient. La forme du corps de l'aiguille est conçue de manière à permettre le maximum de stabilité dans le porte-aiguille.

5/8 CERCLE





1/2 CERCLE

3/8 CERCLE

1/4 CERCLE


J

DROITE




AIGUILLE RONDE

Un corps rond qui s'affine graduellement vers la pointe.




AIGUILLE SPATULÉE

Aiguille avec deux côtés tranchants.




AIGUILLE RONDE À POINTE TRCHANTE

Un corps rond se réduisant en pointe effilée, tranchante.




AIGUILLE CORONAIRE

Une pointe minutieuse suivie d'un corps rond et un corps principal rectangulaire pour une meilleure pénétration dans le tissu cardio-vasculaire.




AIGUILLE TRIANGULAIRE TRCHANANT EXTÉRIEUR

Un corps triangulaire offre un troisième bord tranchant à la courbure convexe externe.




AIGUILLE TRIANGULAIRE CONVENTIONNELLE TRCHANANT INTÉRIEUR

Un corps triangulaire offre un troisième bord tranchant à la courbure concave interne.



AIGUILLE EASY PASS

Pointe de précision avec tranchant extraordinaire.




AIGUILLE ÉMOUSSÉE

Aiguille cylindrique avec pointe arrondie. Pour les tissus mous tels que foie et reins. Réduction des risques de blessures accidentelles.

AGUILLE EASY PASS

- ✓ *Tranchante et forte*
- ✓ *Passage aisé*
- ✓ *La même sensation qu'au premier passage à chaque passage*

L'aiguille Easy Pass combine 3 technologies de pointe vers une aiguille de précision de première qualité:



CARACTÉRISTIQUES


- ✓ Pointe de précision avec tranchant extraordinaire
- ✓ Une nouvelle génération d'acier inoxydable
- ✓ Technologie avancée de revêtement de l'aiguille
Silicone coating covers entire surgical needle

AVANTAGES

- Excellente pénétration pour réduire le traumatisme du patient et préserver l'intégrité intime
- Pénétration optimale et prévisible
- Aiguille tranchante sur une multiplicité de passages
- Significativement plus pénétrante passage après passage
- Meilleure résistance à la flexion et la rupture
- Combinaison optimale entre résistance et flexibilité
- Surface extrêmement lisse
- Meilleure pénétration, contrôle et passage des aiguilles
- Maintien du caractère tranchant de l'aiguille du début à la fin sur une multitude de passages


INDICATIONS Chirurgie cosmétique et plastique

Meilleure performance de pénétration de 40% - 50% par rapport à l'aiguille triangulaire standard.




MATERIEL DE SUTURE

FILS RÉSORBABLES




SURGICRYL®
910
POLYGLACTINE




SURGICRYL®
PGA
POLYGLYCOLIC ACID




SURGICRYL®
RAPID
POLYGLYCOLIC ACID




SURGICRYL®
MONOFAST
POLYGLYCAPRONE 25



SURGICRYL®
MONOFILAMENT
POLYDIOXANONE




CATGUT
PLAIN



CATGUT
CHROM


FILS NON RÉSORBABLES




POLYPROPYLENE
BLUE




POLYESTER




DACLON
NYLON
BLUE




DACLON
NYLON
BLACK




SILK
BRAIDED
BLACK




SILK
VIRGIN
BLUE



STEEL
MONOFILAMENT



SUPRAMID
BLACK



PTFE
BLANC

LA GAMME DE PRODUITS SMI

Matériel de suture en pochettes


résorbable

- SURGICRYL® 910 Polyglactine
- SURGICRYL® PGA Acide polyglycolique
- SURGICRYL® Rapid Acide polyglycolique
- SURGICRYL® Monofast Polyglécaprone
- SURGICRYL® Monofilament Polydioxanone
- CATGUT Plain
- CATGUT Chrom

non résorbable

- POLYPROPYLENE
- DACLON Nylon
- PTFE Polytetrafluoroethylene
- SUPRAMID Polyamide
- SOIE Tressée
- POLYESTER
- ACIER Monofilament

Diminution de la résistance à la traction avec le temps:



Ophthalmologie

résorbable

- SURGICRYL® PGA Acide polyglycolique
- SURGICRYL® 910 Polyglactine
- SURGICRYL® Rapid Acide polyglycolique

non résorbable

- SOIE Tressée
- DACLON Nylon
- POLYESTER
- POLYPROPYLENE

Autres articles

Agrafeuse chirurgicale cutanée & ôte-agraves
Biopsy punch
Support pour matériel de suture en pochettes
Treillis de polypropylène
Marqueur pour la peau
Pilomat - écraseur et coupe-comprimés
Lames chirurgicales et bistouris

SMI Spon - Éponge de gélatine résorbable
SMI CEL
Cire à os
Set de cerclage du col utérin
Bande de Bühner
Aiguilles chirurgicales

Matériel de suture en cassettes

résorbable

- SURGICRYL® PGA Acide polyglycolique
- SURGICRYL® PGA Plus Acide polyglycolique
- SURGICRYL® Monofilament Polydioxanone
- SURGICRYL® Monofast Polyglécaprone
- CATGUT Plain
- CATGUT Chrom

non résorbable


- SOIE Tressée noire
- SUPRAMID Polyamide blanc
- SUPRAMID Polyamide noir
- LINAFIL Natural
- VITAFIL Polyester blanc
- DERMAFIL Polyester vert
- DACLON Nylon
- ACIER Monofilament

Pour des informations techniques plus précises référez vous à la notice dans l'emballage.
Vous pouvez trouver la gamme complète de SMI sur www.sutures.be.

SURGICRYL®

910

POLYGLACTINE



Type	Multifilament tressé et enduit
Composition	Polyglactine 910, un copolymère fait de 90% de glycolide et de 10% de L-lactide
Enduit	Poly-glycolide-co-L-lactide et stéarate de calcium (<1%)
Couleur	Violet
Réaction tissulaire	Minimale
Résorption	L'action hydrolytique, par laquelle le fil est détruit, amène à une résorption totale endéans les 56 à 70 jours. Environ 50% de la résistance à la traction persistent après 21 jours.
Présentation	Boîte de 12 pochettes



Pour qualité
&
sécurité

SURGICRYL®

910

POLYGLACTINE

CARACTÉRISTIQUES

- Résistance à la traction élevée
- Synthétique
- Résorption par hydrolyse
- Structure tressée

- Multifilament enduit

- Emballage fermé hermétiquement

INDICATIONS Rapprochement et soutien des tissus mous en général et / ou ligature

spécialement Chirurgie générale
 Fermeture de peau
 Chirurgie gastro-intestinale
 Chirurgie plastique
 Chirurgie ophtalmologique
 Gynécologie
 Obstétrique
 Chirurgie orthopédique
 Urologie

AVANTAGES

Soutien tissulaire excellent

Réaction tissulaire minimale

Taux de résorption prévisible

Propriétés de manipulation excellentes
 Grande flexibilité
 Résistance à la traction élevée
 Excellente sécurité des noeuds

Passage aisé à travers les tissus avec un minimum de traumatismes tissulaires
 Nouage facile et bonne ajustabilité des noeuds
 Action capillaire réduite


Étanchéité et stérilité des produits garanties

CONTRE-INDICATIONS Chirurgie cardiovasculaire
 Neurochirurgie


Suture résorbable, ne pas utiliser si un rapprochement prolongé de tissus est nécessaire.

À utiliser de façon prudente chez les patients pouvant présenter un retard de la cicatrisation (p.ex. déficience immunitaire).

RÉSISTANCE À LA TRACTION



RÉSORPTION



○ Without needle

Metric	USP	Length		Order number
1.5	4/0	150 cm	<i>violet</i>	15150015
2	3/0	150 cm	<i>violet</i>	15200015
3	2/0	150 cm	<i>violet</i>	15300015
3.5	0	150 cm	<i>violet</i>	15350015
4	1	150 cm	<i>violet</i>	15400015
5	2	150 cm	<i>violet</i>	15500015
3	2/0	3 x 45 cm	<i>violet</i>	15300045-3
3.5	0	3 x 45 cm	<i>violet</i>	15350045-3
1.5	4/0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	15150045-6
2	3/0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	15200045-6
3	2/0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	15300045-6
3.5	0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	15350045-6
2	3/0	12 x 45 cm	<i>violet</i>	15200045
3	2/0	12 x 45 cm	<i>violet</i>	15300045
3.5	0	12 x 45 cm	<i>violet</i>	15350045
4	1	12 x 45 cm	<i>violet</i>	15400045
5	2	12 x 45 cm	<i>violet</i>	15500045
2	3/0	2 x 70 cm	<i>violet</i>	15200070-2
3	2/0	2 x 70 cm	<i>violet</i>	15300070-2
3.5	0	2 x 70 cm	<i>violet</i>	15350070-2
4	1	2 x 70 cm	<i>violet</i>	15400070-2
5	2	2 x 70 cm	<i>violet</i>	15500070-2

○ Without needle

Ligapack



Metric	USP	Length		Order number
2	3/0	250 cm	<i>violet</i>	15200025
3	2/0	250 cm	<i>violet</i>	15300025
3.5	0	250 cm	<i>violet</i>	15350025
4	1	250 cm	<i>violet</i>	15400025
5	2	250 cm	<i>violet</i>	15500025














Round bodied taper point





1/2 circle















		Metric	USP	Length	Color	Order number
HR 13 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	15070113
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	15100113
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15150113
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200113
HR 17 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	15070117
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	15100117
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15150117
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200117
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300117
HR 22 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15150122
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200122
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300122
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	15400122
HR 26 mm		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	15100126
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15150126
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200126
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300126
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15350126
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	15400126
		5	2	75 cm	<i>violet</i>	15500126
HR 30 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200130
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300130
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15350130
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	15400130
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	15500130
HR 36 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200136
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300136
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15350136
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	15400136
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	15500136












 Round bodied taper point		Metric	USP	Length		Order number
	 HR 40 mm	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200140
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300140
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15350140-75
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15350140
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	15400140-75
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	15400140
		5	2	75 cm	<i>violet</i>	15500140-75
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	15500140
	 HR 45 mm	4	1	90 cm	<i>violet</i>	15400145
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	15500145
	 HR 48 mm	3	2/0	90 cm	<i>violet</i>	15300148
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15350148
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	15400148
	 HR 60 mm	5	2	90 cm	<i>violet</i>	15500148
4		1	75 cm	<i>violet</i>	15400160	
5		2	90 cm	<i>violet</i>	15500160	
 HR 65 mm	3	2/0	90 cm	<i>violet</i>	15300165	
	3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15350165	
 HR 80 mm	4	1	100 cm	<i>violet</i>	15400180	
	5	2	100 cm	<i>violet</i>	15500180	





 Round bodied taper point double armed		Metric	USP	Length		Order number
	 2 x HR 26 mm	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200126-2
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300126-2

 Round bodied taper point loop		Metric	USP	Length	Color	Order number
	HR 45 mm 	3.5	0	150 cm	<i>violet</i>	15350945
	HR 65 mm 	5	2	240 cm	<i>violet</i>	15500965

 Round bodied taper point		Metric	USP	Length	Color	Order number
	FR 26 mm 	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200326
	FR 27 mm 	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300327
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15350327

 Round bodied taper point		Metric	USP	Length	Color	Order number
	DR 9 mm 	0.4	8/0	45 cm	<i>violet</i>	15040209
		0.5	7/0	45 cm	<i>violet</i>	15050209
	DR 13 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15150213
		DR 17 mm 	1	5/0	75 cm	<i>violet</i>
	1.5		4/0	45 cm	<i>violet</i>	15150217
	DR 22 mm 	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200217
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15150222
	DR 30 mm 	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200222
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	15400230
	DR 32 mm 	3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15350232

 Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number	
1/2 circle 	HS 12 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	15071412
	HS 17 mm		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	15101417
			1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15151417
	HS 22 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15201422
	HS 23 mm		5	2	90 cm	<i>violet</i>	15501423
			2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15201426
	HS 26 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15301426
			3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15351426
			4	1	75 cm	<i>violet</i>	15401426
	HS 30 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15201430
			3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15301436
			3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15351436
			4	1	90 cm	<i>violet</i>	15401436
	HS 36 mm		5	2	90 cm	<i>violet</i>	15501436
			2	3/0	90 cm	<i>violet</i>	15201440
			3	2/0	90 cm	<i>violet</i>	15301440
	HS 40 mm		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15351440
			4	1	90 cm	<i>violet</i>	15401440
			5	2	90 cm	<i>violet</i>	15501440
	HS 48 mm		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15351448
4			1	90 cm	<i>violet</i>	15401448	
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	15501448	

 Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number	
3/8 circle 	DS 12 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	15071512
			1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	15101512
			1.5	4/0	45 cm	<i>violet</i>	15151512
	DS 16 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	15071516
			1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	15101516
			1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15151516
			2	3/0	45 cm	<i>violet</i>	15201516-45
			2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15201516



Reverse cutting

Metric
















USP




Length










Order number




3/8 circle










DS 16 mm Easy Pass		2	3/0	50 cm	undyed	15201516UP
DS 16 mm black		0.7	6/0	45 cm	violet	15071516VB
DS 19 mm		1	5/0	75 cm	violet	15101519
		1.5	4/0	75 cm	violet	15151519
		2	3/0	75 cm	violet	15201519
DS 19 mm Easy Pass		3	2/0	75 cm	violet	15301519
		1.5	4/0	50 cm	undyed	15151519UP
		2	3/0	50 cm	undyed	15201519UP
DS 19 mm black		1	5/0	75 cm	violet	15101519VB
		1.5	4/0	75 cm	violet	15151519VB
DS 24 mm		1.5	4/0	75 cm	violet	15151524
		2	3/0	75 cm	violet	15201524
		3	2/0	75 cm	violet	15301524
		3.5	0	75 cm	violet	15351524
DS 24 mm Easy Pass		2	3/0	50 cm	undyed	15201524UP
DS 26 mm		2	3/0	75 cm	violet	15201526
		3	2/0	75 cm	violet	15301526
DS 26 mm Easy Pass		2	3/0	75 cm	undyed	15201526UP
		3	2/0	75 cm	undyed	15301526UP-75
DS 30 mm		2	3/0	75 cm	violet	15201530
		3	2/0	75 cm	violet	15301530
		3	2/0	90 cm	violet	15301530-90
		3.5	0	75 cm	violet	15351530
		3.5	0	90 cm	violet	15351530-90
DS 30 mm Easy Pass		4	1	90 cm	violet	15401530-90
		3	2/0	75 cm	undyed	15301530UP-75
DS 36 mm		3	2/0	75 cm	violet	15301536
		3.5	0	75 cm	violet	15351536
		4	1	75 cm	violet	15401536
DS 36 mm Easy Pass		2	3/0	75 cm	violet	15201536P
DS 40 mm		3.5	0	75 cm	violet	15351540
		4	1	75 cm	violet	15401540
DS 45 mm		3	2/0	75 cm	violet	15301545






 Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number	
3/8 circle 		DS 80 mm	7	5	150 cm	<i>violet</i>	15701580





 Round bodied taper cutting point		Metric	USP	Length		Order number	
1/2 circle 		HRT 13 mm	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15150513
		HRT 17 mm	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15150517
		HRT 26 mm	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200517
			1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15150526
		HRT 26 mm	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200526
			3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300526
		HRT 30 mm	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300530
			3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15350530
		HRT 36 mm	4	1	75 cm	<i>violet</i>	15400530
			3	2/0	90 cm	<i>violet</i>	15300536
		HRT 36 mm	3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15350536
			4	1	90 cm	<i>violet</i>	15400536
	HRT 40 mm	4	1	90 cm	<i>violet</i>	15400540	
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15350540	
	HRT 40 mm	5	2	90 cm	<i>violet</i>	15500540	
	HRT 48 mm	8	6	150 cm	<i>violet</i>	15800548	




 Round bodied taper cutting point		Metric	USP	Length		Order number	
3/8 circle 		DRT 17 mm	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15150417
			2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200417

 Round bodied taper cutting point		Metric	USP	Length		Order number	
3/8 circle 		DRT 13 mm	1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	15100530-0413
1/2 circle 		HRT 30 mm					

 Cutting		Metric	USP	Length		Order number
Straight		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15202160
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15302160

 Blunt		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15351836
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	15401836
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15351840
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	15401840
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	15501845


 Blunt		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 		4	1	100 cm	<i>violet</i>	15401963
		5	2	75 cm	<i>violet</i>	15501985

 Micro needle taper point		Metric	USP	Length		Order number	
3/8 circle 		MDR 6.4 mm 150µm	0.4	8/0	20 cm	<i>violet</i>	M910087

SURGICRYL®

PGA

POLYGLYCOLIC ACID



Type	Multifilament tressé et enduit
Composition	Acide polyglycolique
Enduit	Polycaprolactone et calcium stéarate (1%)
Couleur	Violet / Beige - non coloré
Réaction tissulaire	Minimale
Résorption	L'action hydrolytique, par laquelle le fil est détruit, amène à une résorption totale endéans les 60 à 90 jours. Environ 50% de la résistance à la traction persistent après 21 jours.
Présentation	Boîte de 12 pochettes



Pour qualité
&
sécurité

SURGICRYL®

PGA
POLYGLYCOLIC ACID

CARACTÉRISTIQUES

- Résistance à la traction élevée
- Synthétique
- Résorption par hydrolyse
- Structure tressée

- Multifilament enduit

- Emballage fermé hermétiquement

INDICATIONS Rapprochement et soutien des tissus mous en général et / ou ligature

spécialement Chirurgie générale
Fermeture de peau
Chirurgie gastro-intestinale
Gynécologie
Obstétrique
Chirurgie plastique
Urologie
Chirurgie ophtalmologique
Chirurgie orthopédique

AVANTAGES

Soutien tissulaire excellent

Réaction tissulaire minimale

Taux de résorption prévisible

Propriétés de manipulation excellentes
Grande flexibilité
Résistance à la traction élevée
Excellente sécurité des noeuds

Passage aisé à travers les tissus avec un minimum de traumatismes tissulaires
Nouage facile et bonne ajustabilité des noeuds
Action capillaire réduite


Étanchéité et stérilité des produits garanties

CONTRE-INDICATIONS Chirurgie cardiovasculaire
Neurochirurgie


Suture résorbable, ne pas utiliser si un rapprochement prolongé de tissus est nécessaire.

À utiliser de façon prudente chez les patients pouvant présenter un retard de la cicatrisation (p.ex. déficience immunitaire).

RÉSISTANCE À LA TRACTION





RÉSORPTION



○ Without needle






Metric	USP	Length		Order number
2	3/0	150 cm	<i>violet</i>	11200015
3	2/0	150 cm	<i>violet</i>	11300015
3.5	0	150 cm	<i>violet</i>	11350015
4	1	150 cm	<i>violet</i>	11400015
5	2	150 cm	<i>violet</i>	11500015
6	3&4	150 cm	<i>violet</i>	11600015
7	5	150 cm	<i>violet</i>	11700015
8	6	150 cm	<i>violet</i>	11800015
2	3/0	10 x 75 cm	<i>violet</i>	11200075-10
3	2/0	10 x 75 cm	<i>violet</i>	11300075-10
3.5	0	10 x 75 cm	<i>violet</i>	11350075-10
4	1	10 x 75 cm	<i>violet</i>	11400075-10
2	3/0	5 x 70 cm	<i>violet</i>	11200070
3	2/0	5 x 70 cm	<i>violet</i>	11300070
3.5	0	5 x 70 cm	<i>violet</i>	11350070
4	1	5 x 70 cm	<i>violet</i>	11400070
5	2	5 x 70 cm	<i>violet</i>	11500070
3	2/0	10 x 60 cm	<i>violet</i>	11300060
1.5	4/0	3 x 50 cm	<i>violet</i>	11150050
2	3/0	3 x 50 cm	<i>violet</i>	11200050
3	2/0	3 x 50 cm	<i>violet</i>	11300050
3.5	0	3 x 50 cm	<i>violet</i>	11350050
4	1	3 x 50 cm	<i>violet</i>	11400050
5	2	3 x 50 cm	<i>violet</i>	11500050
2	3/0	17 x 45 cm	<i>violet</i>	11200045-17
1.5	4/0	12 x 45 cm	<i>violet</i>	11150045
2	3/0	12 x 45 cm	<i>violet</i>	11200045
3	2/0	12 x 45 cm	<i>violet</i>	11300045
3.5	0	12 x 45 cm	<i>violet</i>	11350045
4	1	12 x 45 cm	<i>violet</i>	11400045
5	2	12 x 45 cm	<i>violet</i>	11500045

 Without needle	Metric	USP	Length		Order number
	1.5	4/0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	11150045-6
	2	3/0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	11200045-6
	3	2/0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	11300045-6
	3.5	0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	11350045-6
	4	1	6 x 45 cm	<i>violet</i>	11400045-6
	5	2	6 x 45 cm	<i>violet</i>	11500045-6

 Without needle	Metric	USP	Length		Order number
	1.5	4/0	250 cm	<i>violet</i>	11150025
	2	3/0	250 cm	<i>violet</i>	11200025
	3	2/0	250 cm	<i>violet</i>	11300025
	3.5	0	250 cm	<i>violet</i>	11350025
	4	1	250 cm	<i>violet</i>	11400025
	5	2	250 cm	<i>violet</i>	11500025
	6	3&4	250 cm	<i>violet</i>	11600025








Ligapack










 Round bodied taper point	Metric	USP	Length		Order number
HR 13 mm 	0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	11070113
	1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	11100113
	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11150113
HR 17 mm 	0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	11070117
	1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	11100117
	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11150117
	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11200117
	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300117
HR 22 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11150122
	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11200122
	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300122
HR 26 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11150126
	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11200126
	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	11200126U
	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300126
	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	11300126U
	3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	11350126
	4	1	75 cm	<i>violet</i>	11400126






1/2 circle










 Round bodied taper point		Metric	USP	Length		Order number
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11200130
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300130
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	11300130U
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	11350130
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	11400130
		5	2	75 cm	<i>violet</i>	11500130
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11200136
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300136
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	11350136
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	11400136
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300140
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	11350140
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	11400140-75
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	11400140
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	11500140
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300148
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	11350148
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	11400148
5		2	90 cm	<i>violet</i>	11500148	
	6	3&4	90 cm	<i>violet</i>	11600148	
	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300165	




 Round bodied taper point		Metric	USP	Length		Order number
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11150217
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11200217
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	11400225

 Round bodied taper point		Metric	USP	Length		Order number
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300327

 Round bodied taper point	Metric	USP	Length	Order number	
 J-needle	JR 31 mm 	4	1	90 cm	<i>violet</i> 11403031
	JR 36 mm 	3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 11303036
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i> 11353036
JR 40 mm 	4	1	75 cm	<i>violet</i> 11403040	

 Round bodied taper point	Metric	USP	Length	Order number	
 5/8 circle  J-needle	JR 36 mm FR 27 mm 	3.5	0	75 cm	<i>violet</i> 11353036-0327

 Round bodied taper point loop	Metric	USP	Length	Order number	
 1/2 circle	HR 50 mm 	4	1	150 cm	<i>violet</i> 11400950

 Round bodied taper cutting point	Metric	USP	Length	Order number	
 J-needle	JRT 31 mm 	4	1	75 cm	<i>violet</i> 11403131



Round bodied taper cutting point

Metric

USP

Length

Order number

1/2 circle



HRT 26 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300526
HRT 30 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300530
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	11350530
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	11400530
HRT 36 mm		3	2/0	90 cm	<i>violet</i>	11300536
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	11350536
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	11400536
HRT 40 mm		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	11350540
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	11400540
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	11500540
HRT 43 mm		3.5	0	150 cm	<i>violet</i>	11350543-150
HRT 48 mm		4	1	90 cm	<i>violet</i>	11400548



Reverse cutting

Metric

USP

Length

Order number

3/8 circle



DS 10 mm		0.5	7/0	45 cm	<i>violet</i>	11051510
DS 12 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	11071512
		0.7	6/0	45 cm	<i>undyed</i>	11071512U
		1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	11101512
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11151512
DS 12 mm Easy Pass		0.7	6/0	50 cm	<i>undyed</i>	11071512UP
		1	5/0	50 cm	<i>undyed</i>	11101512UP
		1.5	4/0	50 cm	<i>undyed</i>	11151512UP
DS 16 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	11071516
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	11101516
		1	5/0	75 cm	<i>undyed</i>	11101516U
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11151516
		1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	11151516U
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11201516
DS 16 mm Easy Pass		1.5	4/0	50 cm	<i>undyed</i>	11151516UP











Reverse cutting



		Metric	USP	Length		Order number
DS 19 mm		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	11101519
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11151519
		1.5	4/0	90 cm	<i>violet</i>	11151519-90
		1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	11151519U
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11201519
		2	3/0	90 cm	<i>violet</i>	11201519-90
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	11201519U
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11301519
DS 19 mm Easy Pass		1.5	4/0	50 cm	<i>undyed</i>	11151519UP
		2	3/0	50 cm	<i>undyed</i>	11201519UP
DS 24 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11201524
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	11201524U
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11301524
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	11301524U
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	11351524
DS 24 mm Easy Pass		2	3/0	50 cm	<i>undyed</i>	11201524UP
		3	2/0	50 cm	<i>undyed</i>	11301524UP
DS 26 mm		3	2/0	100 cm	<i>violet</i>	11301526-100
DS 30 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11151530
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11201530
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11301530
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	11301530U
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	11351530
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	11401530
		5	2	75 cm	<i>violet</i>	11501530
DS 36 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11301536
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	11351536
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	11401536
		5	2	75 cm	<i>violet</i>	11501536
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11301540
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	11351540
DS 40 mm		4	1	75 cm	<i>violet</i>	11401540
		5	2	75 cm	<i>violet</i>	11501540

3/8 circle



Reverse cutting		Metric	USP	Length	Order number		
 1/2 circle	HS 22 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11201422
			2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	11201422U
			3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11301422
	HS 26 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11151426
			2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11201426
			3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11301426
	HS 30 mm		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	11351426
			2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11201430
			3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11301430
	HS 36 mm		5	2	90 cm	<i>violet</i>	11501430
			3	2/0	90 cm	<i>violet</i>	11301436
			3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	11351436
	HS 40 mm		4	1	90 cm	<i>violet</i>	11401436
			5	2	90 cm	<i>violet</i>	11501436
			3	2/0	90 cm	<i>violet</i>	11301440
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	11351440	
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	11401440	
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	11501440	

Reverse cutting		Metric	USP	Length	Order number		
 1/2 circle	HS 48 mm		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	11351448
			4	1	90 cm	<i>violet</i>	11401448
			5	2	90 cm	<i>violet</i>	11501448
			6	3&4	90 cm	<i>violet</i>	11601448

Cutting		Metric	USP	Length	Order number		
 Straight	GS 60 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11202160
			2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	11202160U
			3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11302160

SURGICRYL® RAPID

POLYGLYCOLIC ACID



Type	Multifilament tressé et enduit
Composition	Acide polyglycolique
Enduit	Polycaprolactone et calcium stéarate (1%)
Couleur	Beige - non coloré / Violet
Réaction tissulaire	Minimale
Résorption	L'action hydrolytique, par laquelle le fil est détruit, amène à une résorption totale en 42 jours. Environ 50% de la résistance à la traction persistent après 7 jours.
Présentation	Boîte de 12 pochettes



*Pour qualité
&
sécurité*

SURGICRYL®
RAPID
POLYGLYCOLIC ACID

SURGICRYL[®]

RAPID
POLYGLYCOLIC ACID

CARACTÉRISTIQUES

- Résistance à la traction initiale élevée
- Synthétique
- Résorption par hydrolyse
- Structure tressée

- Multifilament enduit

- Emballage fermé hermétiquement

INDICATIONS Rapprochement et soutien des tissus mous superficiels seuls

spécialement Chirurgie plastique
Obstétrique (épisiotomie)
Gynécologie
Urologie (circoncision)
Chirurgie ophtalmologique (conjonctives)
Chirurgie pédiatrique

AVANTAGES

Soutien tissulaire excellent

Réaction tissulaire minimale

Taux de résorption prévisible, absorption de masse rapide

Propriétés de manipulation excellentes
Grande flexibilité
Résistance à la traction élevée
Excellente sécurité des noeuds

Passage aisé à travers les tissus avec un minimum de traumatismes tissulaires
Nouage facile et bonne ajustabilité des noeuds
Action capillaire réduite


Étanchéité et stérilité des produits garanties

CONTRE-INDICATIONS Chirurgie cardiovasculaire
Neurochirurgie
Ligature


Lorsqu'un rapprochement de tissus de plus de 7 jours est requis


À utiliser de façon prudente chez les patients pouvant présenter un retard de la cicatrisation (p.ex. déficience immunitaire).












RÉSISTANCE À LA TRACTION



RÉSORPTION









 Without needle	Metric	USP	Length		Order number
	2	3/0	150 cm	<i>undyed</i>	14200015
	3	2/0	150 cm	<i>undyed</i>	14300015
	3.5	0	150 cm	<i>undyed</i>	14350015
	4	1	150 cm	<i>undyed</i>	14400015
	5	2	150 cm	<i>undyed</i>	14500015
























 Round bodied taper point	Metric	USP	Length		Order number
HR 13 mm 	0.7	6/0	45 cm	<i>undyed</i>	14070113
	1	5/0	75 cm	<i>undyed</i>	14100113
HR 17 mm 	1	5/0	75 cm	<i>undyed</i>	14100117
	1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	14150117
HR 22 mm 	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	14200117
	1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	14150122
HR 22 mm 	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	14200122
	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	14300122
HR 26 mm 	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	14200126
	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	14300126
	3.5	0	75 cm	<i>undyed</i>	14350126
HR 30 mm 	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	14200130
	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	14300130
	3.5	0	75 cm	<i>undyed</i>	14350130
HR 36 mm 	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	14300136
	3.5	0	90 cm	<i>undyed</i>	14350136
	4	1	90 cm	<i>undyed</i>	14400136
HR 40 mm 	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	14300140
	3.5	0	90 cm	<i>undyed</i>	14350140
	4	1	90 cm	<i>undyed</i>	14400140
HR 40 mm 	5	2	90 cm	<i>undyed</i>	14500140
	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	14300148
HR 48 mm 	3.5	0	90 cm	<i>undyed</i>	14350148
	4	1	90 cm	<i>undyed</i>	14400148
	5	2	90 cm	<i>undyed</i>	14500148




1/2 circle







 Round bodied taper point	Metric	USP	Length	Order number			
3/8 circle 	DR 13 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>undyed</i>	14070213



Round bodied taper point 	Metric	USP	Length	Order number			
5/8 circle 	FR 17 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	14150317

 Reverse cutting	Metric	USP	Length	Order number			
DS 12 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>undyed</i>	14071512	
		1	5/0	75 cm	<i>undyed</i>	14101512	
		1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	14151512	
DS 12 mm Easy Pass		0.7	6/0	50 cm	<i>undyed</i>	14071512P	
		1	5/0	50 cm	<i>undyed</i>	14101512P	
		1.5	4/0	50 cm	<i>undyed</i>	14151512P	
DS 16 mm		1	5/0	75 cm	<i>undyed</i>	14101516	
		1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	14151516	
		2	3/0	45 cm	<i>undyed</i>	14201516	
3/8 circle 	DS 16 mm black		1	5/0	75 cm	<i>undyed</i>	14101516VB
	DS 19 mm		1	5/0	75 cm	<i>undyed</i>	14101519
			1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	14151519
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	14201519	
DS 19 mm Easy Pass		1.5	4/0	50 cm	<i>undyed</i>	14151519P	
		2	3/0	50 cm	<i>undyed</i>	14201519P	
	DS 19 mm black		1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	14151519VB
DS 19 mm black		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	14201519VB	
	DS 24 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	14151524
			2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	14201524
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	14301524	
DS 24 mm Easy Pass		3	2/0	50 cm	<i>undyed</i>	14301524P	

Reverse cutting		Metric	USP	Length	Order number		
3/8 circle 	DS 26 mm	 2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	14201526	
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	14301526	
		3.5	0	75 cm	<i>undyed</i>	14351526	
	DS 30 mm	 3.5	0	90 cm	<i>undyed</i>	14351530	
		DS 36 mm	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	14301536
			3.5	0	75 cm	<i>undyed</i>	14351536

Reverse cutting		Metric	USP	Length	Order number	
1/2 circle 	HS 17 mm	 1.5	4/0	45 cm	<i>undyed</i>	14151417
		2	3/0	45 cm	<i>undyed</i>	14201417
	HS 36 mm	 3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	14301436
		3.5	0	75 cm	<i>undyed</i>	14351436
	HS 40 mm	4	1	90 cm	<i>undyed</i>	14401440
		5	2	90 cm	<i>undyed</i>	14501440

Cutting		Metric	USP	Length	Order number	
Straight	GS 60 mm		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i> 14202160

Reverse cutting		Episio Set			Order number
Round bodied taper cutting point					
3/8 circle 	DS 26 mm HRT 40 mm		1 x USP 2/0 – DS 26 mm – 75 cm		<i>undyed</i> S-1430-1435
			2 x USP 0 – HRT 40 mm – 90 cm		
1/2 circle					



Round bodied taper cutting point

1/2 circle



			Metric	USP	Length		Order number
	HRT 17 mm		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	14200517
	HRT 26 mm		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	14200526
			3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	14300526
	HRT 36 mm		3	2/0	90 cm	<i>undyed</i>	14300536
			3.5	0	90 cm	<i>undyed</i>	14350536
	HRT 40 mm		4	1	90 cm	<i>undyed</i>	14400536
			3	2/0	90 cm	<i>undyed</i>	14300540
	HRT 48 mm		4	1	90 cm	<i>undyed</i>	14400540
			3.5	0	90 cm	<i>undyed</i>	14350548
			4	1	90 cm	<i>undyed</i>	14400548



Round bodied taper cutting point

3/8 circle




			Metric	USP	Length		Order number
	DRT 16 mm		1	5/0	75 cm	<i>undyed</i>	14100416
			1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	14150416
			2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	14200416
	DRT 19 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	14150419
			2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	14200419

SURGICRYL[®]

MONOFAST

POLYGLÉCAPRONE 25



Type	Monofilament
Composition	Polyglécaprone 25, un copolymère fait de 75% glycolide et de 25% d'É-caprolactone
Enduit	Aucun
Couleur	Violet / Beige - non coloré
Réaction tissulaire	Minimale
Résorption	L'action hydrolytique, par laquelle le fil est détruit, amène à une résorption totale endéans les 90 à 110 jours. Environ 75% de la résistance à la traction persiste après 7 jours.
Présentation	Boîte de 12 pochettes



Pour qualité
&
sécurité

SURGICRYL[®]

MONOFAST

POLYGLECAPRONE 25

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Résistance à la traction élevée
- ✓ Synthétique
- ✓ Résorption par hydrolyse
- ✓ Monofilament avec un diamètre microscopiquement uniforme
- ✓ Pliabilité et souplesse
- ✓ Emballage fermé hermétiquement

AVANTAGES

- Soutien tissulaire excellent
- Réaction tissulaire minimale
- Taux de résorption prévisible
- Passage aisé à travers les tissus sans traumatismes tissulaires
- Pas de capillarité (ne soutient pas la croissance bactérienne)
- Nouage excellent
- Bonne maniabilité
- Facile à nouer, bonne sécurité des noeuds
- Étanchéité et stérilité des produits garanties

INDICATIONS Rapprochement et soutien des tissus mous en général et / ou ligature


spécialement Chirurgie générale
Fermeture de peau
Chirurgie plastique
Chirurgie gastro-intestinale
Gynécologie
Urologie

CONTRE-INDICATIONS Chirurgie cardiovasculaire
Neurochirurgie
Chirurgie ophtalmologique


Suture résorbable, ne pas utiliser si un rapprochement prolongé de tissus est nécessaire.


À utiliser de façon prudente chez les patients pouvant présenter un retard de la cicatrisation (p.ex. déficience immunitaire).

RÉSISTANCE À LA TRACTION





RÉSORPTION
















 Without needle	Metric	USP	Length		Order number
	3	2/0	150 cm	<i>violet</i>	16300015
	3.5	0	150 cm	<i>violet</i>	16350015
	4	1	150 cm	<i>violet</i>	16400015
	5	2	120 cm	<i>violet</i>	16500012
	5	2	150 cm	<i>violet</i>	16500015









 Without needle	Metric	USP	Length		Order number
Ligapack					
	5	2	250 cm	<i>violet</i>	16500025




 Round bodied taper point	Metric	USP	Length		Order number
HR 13 mm	0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	16070113
	1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	16100113
HR 17 mm	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	16150113
	1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	16100117
HR 22 mm	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	16150117
	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	16200117
HR 26 mm	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	16150122
	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	16200122
HR 30 mm	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	16300122
	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	16150126
HR 36 mm	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	16200126
	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	16300126
HR 40 mm	3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	16350126
	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	16200130
HR 30 mm	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	16300130
	3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	16350130
HR 36 mm	4	1	75 cm	<i>violet</i>	16400130
	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	16300136
HR 40 mm	3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	16350136
	4	1	90 cm	<i>violet</i>	16400136
HR 40 mm	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	16300140
	3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	16350140
	4	1	90 cm	<i>violet</i>	16400140







 Round bodied taper point		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HR 48 mm 	3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	16350148
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	16400148
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	16500148
	HR 65 mm 	3	2/0	90 cm	<i>violet</i>	16300165

 Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	DS 12 mm 	0.7	6/0	45 cm	<i>undyed</i>	16071512
		0.7	6/0	75 cm	<i>undyed</i>	16071512-75
		0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	16071512V
		1	5/0	45 cm	<i>undyed</i>	16101512
		1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	16101512V
		1.5	4/0	45 cm	<i>undyed</i>	16151512
	DS 12 mm Easy Pass 	0.7	6/0	50 cm	<i>undyed</i>	16071512P
		1	5/0	50 cm	<i>undyed</i>	16101512P
		1.5	4/0	50 cm	<i>undyed</i>	16151512P
	DS 16 mm 	1	5/0	75 cm	<i>undyed</i>	16101516
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	16101516V
		1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	16151516
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	16151516V
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	16201516
	DS 16 mm Easy Pass 	1	5/0	50 cm	<i>undyed</i>	16101516P
		1.5	4/0	50 cm	<i>undyed</i>	16151516P
	DS 16 mm black 	1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	16101516VB
	DS 19 mm 	1	5/0	45 cm	<i>undyed</i>	16101519
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	16101519V
		1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	16151519
1.5		4/0	75 cm	<i>violet</i>	16151519V	
2		3/0	75 cm	<i>undyed</i>	16201519	
2		3/0	75 cm	<i>violet</i>	16201519V	
3		2/0	75 cm	<i>undyed</i>	16301519	
DS 19 mm Easy Pass 	1.5	4/0	50 cm	<i>undyed</i>	16151519P	
	2	3/0	50 cm	<i>undyed</i>	16201519P	

Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
 <p>3/8 circle</p>	DS 19 mm black 	1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	16101519VB
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	16151519VB
	DS 24 mm 	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	16201524
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	16301524
	DS 24 mm Easy Pass 	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	16201524P-75
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	16301524P-75
	DS 26 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	16151526
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	16201526
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	16201526V
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	16301526
	DS 26 mm Easy Pass 	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	16301526P-75
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	16301526V
	DS 30 mm 	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	16301530
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	16351530V
DS 40 mm 	3.5	0	75 cm	<i>undyed</i>	16351540	
	4	1	90 cm	<i>undyed</i>	16401540	

Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
 <p>1/2 circle</p>	HS 36 mm 	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	16301436
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	16301436V
		3.5	0	75 cm	<i>undyed</i>	16351436
	HS 40 mm 	4	1	90 cm	<i>undyed</i>	16401440

Cutting		Metric	USP	Length		Order number
 <p>Straight</p>	GS 60 mm 	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	16202160
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	16302160

Round bodied taper cutting point		Metric	USP	Length		Order number
 <p>1/2 circle</p>	HRT 40 mm 	3.5	0	90 cm	<i>undyed</i>	16350540



Blunt

1/2 circle



Metric USP Length Order number

HRB 40 mm



3.5

0

90 cm

violet

16351840

HRB 48 mm



4

1

90 cm


violet

16401848

SURGICRYL[®]

MONOFILAMENT

POLYDIOXANONE



Type	Monofilament
Composition	Polydioxanone, un polymère fait de polyester poly (p-dioxanone)
Enduit	Aucun
Couleur	Violet
Réaction tissulaire	Minimale
Résorption	L'action hydrolytique, par laquelle le fil est détruit, amène à une résorption totale endéans les 180 à 210 jours. Environ 50% de la résistance à la traction persistent après 42 jours.
Présentation	Boîte de 12 pochettes



Pour qualité
&
sécurité

SURGICRYL[®]

MONOFILAMENT

POLYDIOXANONE

CARACTÉRISTIQUES

- Résistance à la traction élevée et durable
- Synthétique
- Résorption par hydrolyse
- Monofilament avec un diamètre microscopiquement uniforme
- Pliabilité et souplesse
- Emballage fermé hermétiquement

AVANTAGES

- Persistence exceptionnelle de la résistance à la traction pour un soutien prolongé de la plaie
- Réaction tissulaire minimale
- Taux de résorption prévisible
- Passage aisé à travers les tissus sans traumatismes tissulaires
- Pas de capillarité (ne soutient pas la croissance bactérienne)
- Nouage excellent
- Bonne maniabilité
- Facile à nouer, bonne sécurité des noeuds
- Étanchéité et stérilité des produits garanties


INDICATIONS Rapprochement et soutien des tissus mous en général
 spécialement Chirurgie générale
 Chirurgie gastro-intestinale
 Chirurgie ophtalmologique
 Chirurgie orthopédique
 Fermeture de la paroi abdominale
 Gynécologie
 Chirurgie plastique
 Urologie

CONTRE-INDICATIONS Chirurgie cardiovasculaire
 Neurochirurgie
 Prothèses


Suture résorbable, ne pas utiliser lorsqu'un rapprochement de tissus de plus de 6 semaines est requis.


À utiliser de façon prudente chez les patients pouvant présenter un retard de la cicatrisation (p.ex. déficience immunitaire).

RÉSISTANCE À LA TRACTION



RÉSORPTION



 Without needle	Metric	USP	Length	Order number
	5	2	150 cm	<i>violet</i> 13500015
	6	3&4	150 cm	<i>violet</i> 13600015

 Without needle	Metric	USP	Length	Order number
--	--------	-----	--------	--------------


Ligapack
















2 3/0 250 cm *violet* 13200025






 Round bodied taper point	Metric	USP	Length	Order number
--	--------	-----	--------	--------------







1/2 circle

















HR 9 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i> 13070109
		0.5	7/0	45 cm	<i>violet</i> 13050113
HR 13 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i> 13070113
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i> 13100113
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 13150113
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i> 13200113
HR 17 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i> 13070117
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i> 13100117
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 13150117
HR 22 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i> 13200117
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 13150122
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i> 13200122
HR 26 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 13150126
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i> 13200126
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 13300126
HR 30 mm		3.5	0	75 cm	<i>violet</i> 13350126
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i> 13200130
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 13300130
HR 36 mm		3.5	0	75 cm	<i>violet</i> 13350130
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 13300136
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i> 13350136
HR 40 mm		4	1	90 cm	<i>violet</i> 13400136
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 13300140
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i> 13350140
HR 48 mm		4	1	90 cm	<i>violet</i> 13400140
		5	2	90 cm	<i>violet</i> 13500140
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i> 13350148
HR 48 mm		4	1	90 cm	<i>violet</i> 13400148
		5	2	90 cm	<i>violet</i> 13500148



 Round bodied taper point		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	DR 13 mm 	1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	13100213
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13150213
	DR 17 mm 	1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	13100217
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13150217



 Round bodied taper point double armed		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	2 x HR 13 mm 	0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	13070113-2
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	13100113-2
	2 x HR 17 mm 	1	5/0	90 cm	<i>violet</i>	13100117-2
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13150117-2
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	13200117-2
	2 x HR 26 mm 	2	3/0	90 cm	<i>violet</i>	13200126-2



 Round bodied taper point double armed		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	2 x DR 9 mm 	0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	13070209-2
	2 x DR 10 mm 	0.5	7/0	75 cm	<i>violet</i>	13050210-2
		0.5	7/0	75 cm	<i>violet</i>	13050213-2
	2 x DR 13 mm 	0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	13070213-2
		1	5/0	90 cm	<i>violet</i>	13100213-2
		0.5	7/0	75 cm	<i>violet</i>	13050217-2
	2 x DR 17 mm 	1.5	4/0	90 cm	<i>violet</i>	13150217-2



 Round bodied taper point loop	Metric	USP	Length	Order number	
1/2 circle 	 HR 40 mm	3.5	0	150 cm	<i>violet</i> 13350940
		4	1	150 cm	<i>violet</i> 13400940
	 HR 50 mm	3.5	0	150 cm	<i>violet</i> 13350950
		4	1	150 cm	<i>violet</i> 13400950
		5	2	150 cm	<i>violet</i> 13500950
	 HR 65 mm	4	1	150 cm	<i>violet</i> 13400965

 Reverse cutting	Metric	USP	Length	Order number	
3/8 circle 	 DS 12 mm	0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i> 13071512
		1	5/0	45 cm	<i>violet</i> 13101512
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 13151512
	 DS 16 mm	0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i> 13071516
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i> 13101516
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 13151516
	 DS 16 mm Easy Pass	1	5/0	50 cm	<i>violet</i> 13101516P
	 DS 16 mm black	1	5/0	75 cm	<i>violet</i> 13101516VB
	 DS 19 mm	1	5/0	45 cm	<i>violet</i> 13101519
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i> 13101519-75
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 13151519
		1.5	4/0	90 cm	<i>violet</i> 13151519-90
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i> 13201519
	 DS 19 mm black	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 13151519VB
	 DS 24 mm	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 13151524
2		3/0	75 cm	<i>violet</i> 13201524	
2		3/0	90 cm	<i>violet</i> 13201524-90	
3		2/0	75 cm	<i>violet</i> 13301524	
3.5		0	75 cm	<i>violet</i> 13351524	

 Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
	DS 26 mm	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	13201526
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	13301526
	DS 30 mm	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	13301530
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	13351530
	DS 40 mm	4	1	90 cm	<i>violet</i>	13401540
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	13501540
	DS 48 mm	4	1	90 cm	<i>violet</i>	13401548

 Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
	HS 36 mm	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	13301436
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	13351436
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	13401436

 Round bodied taper cutting point		Metric	USP	Length		Order number
	HRT 26 mm	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	13200526
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	13300526
	HRT 40 mm	3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	13350540
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	13400540

 Blunt loop		Metric	USP	Length		Order number
	HRB 50 mm	4	1	150 cm	<i>violet</i>	13401850

CATGUT

PLAIN



Type	Multifilament torsadé avec un aspect de monofilament
Composition	Tissu conjonctif purifié provenant de la membrane séreuse intestinale de bovins sélectionnés (originaire de pays réputés exempts d'ESB).
Enduit	Aucun
Couleur	Ivoire
Réaction tissulaire	Modérée
Résorption	Par phagocytose. Résorption totale du fil endéans les 63 jours. Environ 50% de la résistance à la traction persistent après 7 jours. La résorption est plus rapide au niveau des tissus infectés et au niveau des sites présentant des taux d'enzymes protéolytiques élevés (vagin, col de l'utérus, estomac).
Présentation	Boîte de 12 pochettes

*Pour qualité
&
sécurité*

CATGUT
PLAIN

CATGUT

PLAIN

CARACTÉRISTIQUES

- Résistance à la traction élevée
- Résorption par phagocytose
- Structure tordue

- Diamètre uniforme par polissage "centerless" (apparence de monofilament)
- Emballage fermé hermétiquement

AVANTAGES

- Soutien tissulaire excellent
- Résorption uniforme
- Propriétés de manipulation excellentes
- Grande flexibilité
- Résistance à la traction élevée
- Excellente sécurité des noeuds

- Passage aisé à travers les tissus sans traumatismes tissulaires
- Nouage excellent

- Étanchéité et stérilité des produits garanties

INDICATIONS Rapprochement et soutien des tissus mous en général et / ou ligature

spécialement Chirurgie générale
Chirurgie gastro-intestinale
Gynécologie
Obstétrique
Urologie
Chirurgie ophtalmologique

CONTRE-INDICATIONS Chirurgie cardiovasculaire
Neurochirurgie


Suture résorbable, ne pas utiliser si un rapprochement prolongé de tissus est nécessaire.

À utiliser de façon prudente chez les patients pouvant présenter un retard de la cicatrisation (p.ex. déficience immunitaire).


Plaies infectées

Sensibilisation ou allergie connue au collagène

RÉSISTANCE À LA TRACTION



RÉSORPTION



CATGUT

PLAIN



Without needle

Metric USP Length Order number

2	4/0	150 cm	<i>ivory</i>	1200015
3	3/0	150 cm	<i>ivory</i>	1300015
3.5	2/0	150 cm	<i>ivory</i>	1350015
4	0	150 cm	<i>ivory</i>	1400015
5	1	150 cm	<i>ivory</i>	1500015
6	2	150 cm	<i>ivory</i>	1600015
7	3	150 cm	<i>ivory</i>	1700015



Round bodied taper point

Metric USP Length Order number













1/2 circle



HR 16 mm		1.5	5/0	75 cm	<i>ivory</i>	1150116
		2	4/0	75 cm	<i>ivory</i>	1200116
HR 20 mm		2	4/0	75 cm	<i>ivory</i>	1200120
		3	3/0	75 cm	<i>ivory</i>	1300120
		3.5	2/0	75 cm	<i>ivory</i>	1350120
HR 26 mm		2	4/0	75 cm	<i>ivory</i>	1200126
		3	3/0	75 cm	<i>ivory</i>	1300126
		3.5	2/0	75 cm	<i>ivory</i>	1350126
		4	0	75 cm	<i>ivory</i>	1400126
HR 30 mm		3	3/0	75 cm	<i>ivory</i>	1300130
		3	3/0	75 cm	<i>ivory</i>	1300137
HR 37 mm		3.5	2/0	75 cm	<i>ivory</i>	1350137
		4	0	75 cm	<i>ivory</i>	1400137
		4	0	90 cm	<i>ivory</i>	1400137-90
		5	1	75 cm	<i>ivory</i>	1500137
		5	1	90 cm	<i>ivory</i>	1500140-90
HR 40 mm		5	1	90 cm	<i>ivory</i>	1500140-90
		4	0	75 cm	<i>ivory</i>	1400145
HR 45 mm		5	1	75 cm	<i>ivory</i>	1500145
		6	2	75 cm	<i>ivory</i>	1600145
		4	0	75 cm	<i>ivory</i>	1400145
HR 50 mm		3.5	2/0	75 cm	<i>ivory</i>	1350150


CATGUT

PLAIN

 Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number	
3/8 circle 	DS 12 mm		1.5	5/0	45 cm	<i>ivory</i>	1151512
			1	6/0	45 cm	<i>ivory</i>	1101516
	DS 16 mm		1.5	5/0	75 cm	<i>ivory</i>	1151516
			2	4/0	75 cm	<i>ivory</i>	1201516
			3	3/0	75 cm	<i>ivory</i>	1301516
	DS 19 mm		2	4/0	75 cm	<i>ivory</i>	1201519
			3	3/0	75 cm	<i>ivory</i>	1301519
	DS 24 mm		3.5	2/0	75 cm	<i>ivory</i>	1351519
			2	4/0	75 cm	<i>ivory</i>	1201524
	DS 24 mm		3	3/0	75 cm	<i>ivory</i>	1301524
			3.5	2/0	75 cm	<i>ivory</i>	1351524
			4	0	75 cm	<i>ivory</i>	1401524
	DS 37 mm		3.5	2/0	75 cm	<i>ivory</i>	1351537

CATGUT

CHROM



Type	Multifilament torsadé avec un aspect de monofilament
Composition	Tissu conjonctif purifié provenant de la membrane séreuse intestinale de bovins sélectionnés tanné avec des sels de chrome (originaire de pays réputés exempts d'ESB).
Enduit	Aucun
Couleur	Brun foncé
Réaction tissulaire	Modérée
Résorption	Par phagocytose. La résorption est ralentie par le chrome. Résorption totale du fil endéans les 90 jours. Environ 50% de la résistance à la traction persistent après 14 jours. La résorption est plus rapide au niveau des tissus infectés et au niveau des sites présentant des taux d'enzymes protéolytiques élevés (vagin, col de l'utérus, estomac).
Présentation	Boîte de 12 pochettes

*Pour qualité
&
sécurité*

CATGUT

CHROM

CARACTÉRISTIQUES

- Résistance à la traction élevée
- Résorption par phagocytose
- Structure tordue

- Diamètre uniforme par polissage
"centerless" (apparence de monofilament)
- Emballage fermé hermétiquement

AVANTAGES

- Soutien tissulaire excellent
- Résorption uniforme
- Propriétés de manipulation excellentes
- Grande flexibilité
- Résistance à la traction élevée
- Excellente sécurité des noeuds

- Passage aisé à travers les tissus sans traumatismes tissulaires
- Nouage excellent

- Étanchéité et stérilité des produits garanties

INDICATIONS Rapprochement et soutien des tissus mous en général et / ou ligature

spécialement Chirurgie générale
Chirurgie gastro-intestinale
Gynécologie
Obstétrique
Urologie
Chirurgie ophtalmologique

CONTRE-INDICATIONS Chirurgie cardiovasculaire
Neurochirurgie


Suture résorbable, ne pas utiliser si un rapprochement prolongé de tissus est nécessaire.

À utiliser de façon prudente chez les patients pouvant présenter un retard de la cicatrisation (p.ex. déficience immunitaire).


Plaies infectées

Sensibilisation ou allergie connue au collagène ou au chrome

RÉSISTANCE À LA TRACTION



RÉSORPTION



CATGUT

CHROM



Without needle

Metric USP Length Order number

2	4/0	150 cm	<i>brown</i>	2200015
3	3/0	150 cm	<i>brown</i>	2300015
3.5	2/0	150 cm	<i>brown</i>	2350015
4	0	150 cm	<i>brown</i>	2400015
5	1	150 cm	<i>brown</i>	2500015
6	2	150 cm	<i>brown</i>	2600015
7	3	150 cm	<i>brown</i>	2700015
8	4	150 cm	<i>brown</i>	2800015
10	6	150 cm	<i>brown</i>	21000015



Round bodied taper point

Metric USP Length Order number







1/2 circle









HR 15 mm		1	6/0	75 cm	<i>brown</i>	2100115
		1.5	5/0	75 cm	<i>brown</i>	2150115
		2	4/0	75 cm	<i>brown</i>	2200115
HR 20 mm		1.5	5/0	75 cm	<i>brown</i>	2150120
		2	4/0	75 cm	<i>brown</i>	2200120
		3	3/0	75 cm	<i>brown</i>	2300120
		3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i>	2350120
		4	0	75 cm	<i>brown</i>	2400120
HR 26 mm		1.5	5/0	75 cm	<i>brown</i>	2150126
		2	4/0	75 cm	<i>brown</i>	2200126
		3	3/0	75 cm	<i>brown</i>	2300126
		3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i>	2350126
		4	0	75 cm	<i>brown</i>	2400126
		5	1	75 cm	<i>brown</i>	2500126
HR 30 mm		2	4/0	75 cm	<i>brown</i>	2200130
		3	3/0	75 cm	<i>brown</i>	2300130
		3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i>	2350130
		4	0	75 cm	<i>brown</i>	2400130
		5	1	75 cm	<i>brown</i>	2500130
		5	1	75 cm	<i>brown</i>	2500130
HR 37 mm		2	4/0	75 cm	<i>brown</i>	2200137
		3	3/0	75 cm	<i>brown</i>	2300137
		3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i>	2350137
		3.5	2/0	90 cm	<i>brown</i>	2350137-90
		4	0	75 cm	<i>brown</i>	2400137
		5	1	75 cm	<i>brown</i>	2500137

CATGUT

CHROM











 Round bodied taper point	Metric	USP	Length	Order number	
 1/2 circle	 HR 40 mm	3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i> 2350140
		3.5	2/0	90 cm	<i>brown</i> 2350140-90
		4	0	75 cm	<i>brown</i> 2400140
		5	1	75 cm	<i>brown</i> 2500140
		5	1	90 cm	<i>brown</i> 2500140-90
		6	2	75 cm	<i>brown</i> 2600140
	 HR 45 mm	4	0	75 cm	<i>brown</i> 2400145
		6	2	75 cm	<i>brown</i> 2600145
	 HR 48 mm	5	1	75 cm	<i>brown</i> 2500148
	 HR 50 mm	6	2	75 cm	<i>brown</i> 2600150
6		2	90 cm	<i>brown</i> 2600150-90	




 Round bodied taper point reverse cutting double armed	Metric	USP	Length	Order number	
 1/2 circle	 HR 37 mm HS 37 mm	3.5	2/0	150 cm	<i>brown</i> 2350137-1437

 Blunt	Metric	USP	Length	Order number	
 3/8 circle	 DRB 63 mm	5	1	75 cm	<i>brown</i> 2501963

CATGUT


CHROM

 Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
	DS 12 mm 	1	6/0	45 cm	<i>brown</i>	2101512
		1.5	5/0	45 cm	<i>brown</i>	2151512
	DS 16 mm 	1.5	5/0	75 cm	<i>brown</i>	2151516
		2	4/0	75 cm	<i>brown</i>	2201516
	DS 19 mm 	1.5	5/0	75 cm	<i>brown</i>	2151519
		2	4/0	75 cm	<i>brown</i>	2201519
		3	3/0	75 cm	<i>brown</i>	2301519
	DS 24 mm 	3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i>	2351519
		2	4/0	75 cm	<i>brown</i>	2201524
		3	3/0	75 cm	<i>brown</i>	2301524
		3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i>	2351524
		4	0	75 cm	<i>brown</i>	2401524
DS 30 mm 	5	1	75 cm	<i>brown</i>	2501524	
	3	3/0	75 cm	<i>brown</i>	2301530	
	3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i>	2351530	
DS 37 mm 	4	0	75 cm	<i>brown</i>	2401530	
	5	1	75 cm	<i>brown</i>	2501530	
	3	3/0	75 cm	<i>brown</i>	2301537	
DS 40 mm 	3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i>	2351537	
	4	0	75 cm	<i>brown</i>	2401537	
	5	1	75 cm	<i>brown</i>	2501537	
	DS 40 mm 	3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i>	2351540
		6	2	75 cm	<i>brown</i>	2601540
		7	3	75 cm	<i>brown</i>	2701540

 Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
	HS 37 mm 	4	0	75 cm	<i>brown</i>	2401437
		5	1	75 cm	<i>brown</i>	2501437

POLYPROPYLENE

BLUE



Type	Monofilament
Composition	Polypropylène, un polymère de propylène
Enduit	Aucun
Couleur	Bleu
Réaction tissulaire	Minimale
Résorption	Non résorbable
Présentation	Boîte de 12 pochettes

*Pour qualité
&
sécurité*

POLYPROPYLENE

BLUE

CARACTÉRISTIQUES

- ☑ Résistance à la traction élevée, non résorbable
- ☑ Synthétique
- ☑ Monofilament avec un diamètre microscopiquement uniforme
- ☑ Pliabilité et souplesse
- ☑ Emballage fermé hermétiquement

AVANTAGES

- Soutien tissulaire excellent et prolongé
- Réaction tissulaire minimale
- Passage aisé à travers les tissus sans traumatismes tissulaires
- Pas de capillarité (ne soutient pas la croissance bactérienne)
- Nouage excellent
- Bonne maniabilité
- Facile à nouer, bonne sécurité des noeuds
- Étanchéité et stérilité des produits garanties

INDICATIONS Rapprochement et soutien des tissus mous en général et / ou ligature

spécialement Chirurgie ophtalmologique
Chirurgie plastique
Fermeture de peau
Chirurgie orthopédique
Cure de hernie (aussi en tant que treillis)
Chirurgie gastro-intestinale
Chirurgie générale
Gynécologie
Obstétrique

CONTRE-INDICATIONS Chirurgie cardiovasculaire
Neurochirurgie
Microchirurgie



Round bodied taper point

			Metric	USP	Length	Order number
1/2 circle 	HR 10 mm		0.5	7/0	45 cm	<i>blue</i> 5050110
			0.7	6/0	75 cm	<i>blue</i> 5070110
	HR 15 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>blue</i> 5070115
			1	5/0	75 cm	<i>blue</i> 5100115
	HR 17 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i> 5150115
			1	5/0	75 cm	<i>blue</i> 5100117
	HR 20 mm		2	3/0	75 cm	<i>blue</i> 5200117
			1	5/0	75 cm	<i>blue</i> 5100120
	HR 25 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i> 5150120
			2	3/0	75 cm	<i>blue</i> 5200120
			3	2/0	75 cm	<i>blue</i> 5300120
	HR 30 mm		1	5/0	75 cm	<i>blue</i> 5100125
			1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i> 5150125
			2	3/0	75 cm	<i>blue</i> 5200125
			3	2/0	75 cm	<i>blue</i> 5300125
	HR 35 mm		3.5	0	75 cm	<i>blue</i> 5350125
4			1	75 cm	<i>blue</i> 5400125	
2			3/0	75 cm	<i>blue</i> 5200130	
HR 40 mm		3	2/0	75 cm	<i>blue</i> 5300130	
		3.5	0	75 cm	<i>blue</i> 5350130	
		4	1	75 cm	<i>blue</i> 5400130	
HR 50 mm		4	1	75 cm	<i>blue</i> 5400135	
		3.5	0	75 cm	<i>blue</i> 5350135	
HR 60 mm		4	1	75 cm	<i>blue</i> 5400135	
		5	2	75 cm	<i>blue</i> 5500135	
HR 70 mm		3.5	0	75 cm	<i>blue</i> 5350140	
		4	1	90 cm	<i>blue</i> 5400140	
HR 80 mm		5	2	75 cm	<i>blue</i> 5500140	


Round bodied taper point loop





			Metric	USP	Length	Order number
1/2 circle 	HR 50 mm		4	1	150 cm	<i>blue</i> 5400950







**Round bodied taper point
double armed**




		Metric	USP	Length	Order number
2 x HR 8 mm		0.4	8/0	60 cm	<i>blue</i> 5040108-2
		0.5	7/0	60 cm	<i>blue</i> 5050108-2
		0.7	6/0	60 cm	<i>blue</i> 5070108-2
2 x HR 9.3 mm		0.5	7/0	60 cm	<i>blue</i> 5050193-2
		0.7	6/0	60 cm	<i>blue</i> 5070193-2
2 x HR 10 mm		0.5	7/0	60 cm	<i>blue</i> 5050110-2
		0.7	6/0	60 cm	<i>blue</i> 5070110-2
		1	5/0	60 cm	<i>blue</i> 5100110-2
2 x HR 13 mm		0.5	7/0	60 cm	<i>blue</i> 5050113-2
		0.7	6/0	60 cm	<i>blue</i> 5070113-2
		1	5/0	75 cm	<i>blue</i> 5100113-2
2 x HR 16 mm		0.7	6/0	90 cm	<i>blue</i> 5070116-2
		1	5/0	90 cm	<i>blue</i> 5100116-2
		1.5	4/0	90 cm	<i>blue</i> 5150116-2
		2	3/0	90 cm	<i>blue</i> 5200116-2
2 x HR 20 mm		1	5/0	90 cm	<i>blue</i> 5100120-2
		1.5	4/0	90 cm	<i>blue</i> 5150120-2
		2	3/0	90 cm	<i>blue</i> 5200120-2
2 x HR 25 mm		1	5/0	90 cm	<i>blue</i> 5100125-2
		1.5	4/0	90 cm	<i>blue</i> 5150125-2
		2	3/0	90 cm	<i>blue</i> 5200125-2
2 x HR 30 mm		3	2/0	90 cm	<i>blue</i> 5300125-2
		2	3/0	90 cm	<i>blue</i> 5200130-2
		3	2/0	90 cm	<i>blue</i> 5300130-2
2 x HR 35 mm		3	2/0	90 cm	<i>blue</i> 5300135-2
2 x HR 40 mm		4	1	90 cm	<i>blue</i> 5400140-2

 Round bodied taper point double armed	Metric	USP	Length	Order number
1/2 circle 	HR 15 mm	2	90 cm	<i>blue</i> 5200115-30
	HR 30 mm			

 Round bodied taper point	Metric	USP	Length	Order number
3/8 circle 	DR 16 mm	1.5	75 cm	<i>blue</i> 5150216

 Round bodied taper point double armed	Metric	USP	Length	Order number
3/8 circle 	2 x DR 6 mm	0.4	45 cm	<i>blue</i> 5040206-2
	2 x DR 6.5 mm	0.4	60 cm	<i>blue</i> 50402065-2-60
	2 x DR 8 mm	0.4	45 cm	<i>blue</i> 5040208-2
		0.5	60 cm	<i>blue</i> 5050208-2
	2 x DR 9.3 mm	0.5	60 cm	<i>blue</i> 5050293-2
		0.7	60 cm	<i>blue</i> 5070293-2
	2 x DR 10 mm	0.7	60 cm	<i>blue</i> 5070210-2
		1	75 cm	<i>blue</i> 5100210-2
	2 x DR 13 mm	0.5	60 cm	<i>blue</i> 5050213-2
		1	60 cm	<i>blue</i> 5100213-2
		0.7	60 cm	<i>blue</i> 5070213-2
	2 x DR 17 mm	2	90 cm	<i>blue</i> 5200217-2
	2 x DR 18 mm	1	90 cm	<i>blue</i> 5100218-2
		1.5	90 cm	<i>blue</i> 5150218-2
	2 x DR 22 mm	1.5	90 cm	<i>blue</i> 5150222-2
2		90 cm	<i>blue</i> 5200222-2	
2 x DR 25 mm	3	75 cm	<i>blue</i> 5300225-2	



Round bodied taper point double armed

			Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	2 x DR 26 mm		1	5/0	90 cm	<i>blue</i>	5100226-2
			1.5	4/0	90 cm	<i>blue</i>	5150226-2




Reverse cutting









			Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	DS 10 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>blue</i>	5071510
			0.5	7/0	45 cm	<i>blue</i>	5051512
	DS 12 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>blue</i>	5071512
			1	5/0	45 cm	<i>blue</i>	5101512
			1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i>	5151512
			0.7	6/0	50 cm	<i>blue</i>	5071512P
	DS 12 mm Easy Pass		1	5/0	50 cm	<i>blue</i>	5101512P
			0.7	6/0	45 cm	<i>blue</i>	5071516
	DS 16 mm		1	5/0	45 cm	<i>blue</i>	5101516
			1.5	4/0	45 cm	<i>blue</i>	5151516-45
			1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i>	5151516
			2	3/0	75 cm	<i>blue</i>	5201516
	DS 16 mm Easy Pass		0.7	6/0	50 cm	<i>blue</i>	5071516P
			1	5/0	50 cm	<i>blue</i>	5101516P
			1.5	4/0	50 cm	<i>blue</i>	5151516P
	DS 16 mm black		1	5/0	45 cm	<i>blue</i>	5101516VB
	DS 19 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>blue</i>	5071519
			1	5/0	45 cm	<i>blue</i>	5101519-45
			1	5/0	75 cm	<i>blue</i>	5101519
			1.5	4/0	45 cm	<i>blue</i>	5151519-45
1.5			4/0	75 cm	<i>blue</i>	5151519	
2			3/0	45 cm	<i>blue</i>	5201519-45	
2			3/0	75 cm	<i>blue</i>	5201519	
3			2/0	75 cm	<i>blue</i>	5301519	
3.5			0	75 cm	<i>blue</i>	5351519	
DS 19 mm Easy Pass		1	5/0	50 cm	<i>blue</i>	5101519P	
		1.5	4/0	50 cm	<i>blue</i>	5151519P	
		2	3/0	50 cm	<i>blue</i>	5201519P	
DS 19 mm black		1	5/0	75 cm	<i>blue</i>	5101519VB	
		1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i>	5151519VB	













Reverse cutting







3/8 circle
















		Metric	USP	Length	Color	Order number
DS 24 mm		1.5	4/0	75 cm	blue	5151524
		2	3/0	45 cm	blue	5201524-45
		2	3/0	75 cm	blue	5201524
		3	2/0	45 cm	blue	5301524-45
		3	2/0	75 cm	blue	5301524
		3.5	0	75 cm	blue	5351524
		4	1	75 cm	blue	5401524
DS 24 mm Easy Pass		1.5	4/0	50 cm	blue	5151524P
		2	3/0	50 cm	blue	5201524P
		3	2/0	50 cm	blue	5301524P
DS 26 mm		2	3/0	45 cm	blue	5201526-45
		2	3/0	75 cm	blue	5201526
		3	2/0	45 cm	blue	5301526-45
DS 30 mm		3	2/0	75 cm	blue	5301530
		3.5	0	75 cm	blue	5351530
		4	1	75 cm	blue	5401530
DS 36 mm		2	3/0	75 cm	blue	5201536
		3	2/0	75 cm	blue	5301536
		3.5	0	75 cm	blue	5351536
		4	1	75 cm	blue	5401536
DS 40 mm		3	2/0	75 cm	blue	5301540
		3.5	0	75 cm	blue	5351540
		4	1	90 cm	blue	5401540
DS 45 mm		5	2	90 cm	blue	5501540
		4	1	90 cm	blue	5401545
DS 90 mm		4	1	90 cm	blue	5401590






 Reverse cutting		Metric	USP	Length	Order number
1/2 circle 	HS 22 mm 	2	3/0	45 cm	<i>blue</i> 5201422
	HS 24 mm 	3	2/0	75 cm	<i>blue</i> 5301424
	HS 26 mm 	3	2/0	75 cm	<i>blue</i> 5301426







 Cutting		Metric	USP	Length	Order number
Straight 	GS 60 mm 	2	3/0	75 cm	<i>blue</i> 5202160
	GS 75 mm 	3	2/0	75 cm	<i>blue</i> 5302160
	GS 75 mm 	3	2/0	75 cm	<i>blue</i> 5302175

 Round bodied taper cutting point double armed		Metric	USP	Length	Order number
1/2 circle 	2 x HRT 16 mm 	1	5/0	75 cm	<i>blue</i> 5100516-2
		1.5	4/0	90 cm	<i>blue</i> 5150516-2
	2 x HRT 22 mm 	1.5	4/0	90 cm	<i>blue</i> 5150522-2
		2 x HRT 25 mm 	1.5	4/0	90 cm
	2		3/0	90 cm	<i>blue</i> 5200525-2
	3		2/0	90 cm	<i>blue</i> 5300525-2
	2 x HRT 30 mm 	2	3/0	90 cm	<i>blue</i> 5200530-2
		3	2/0	90 cm	<i>blue</i> 5300530-2

 Round bodied taper cutting point		Metric	USP	Length	Order number
	HRT 10 mm 	0.7	6/0	75 cm	<i>blue</i> 5070510
	HRT 25 mm 	3	2/0	75 cm	<i>blue</i> 5300525
	HRT 30 mm 	3.5	0	75 cm	<i>blue</i> 5350530
	HRT 36 mm 	4	1	75 cm	<i>blue</i> 5400536


 Soft cutting point coronary double armed		Metric	USP	Length	Order number	
	2 x CC 6.4 mm 	0.4	8/0	60 cm	<i>blue</i> 5042606-2	
	2 x CC 8 mm 	0.4	8/0	60 cm	<i>blue</i> 5042608-2	
		0.5	7/0	75 cm	<i>blue</i> 5052608-2	
		0.7	6/0	75 cm	<i>blue</i> 5072608-2	
	2 x CC 9.3 mm 	0.5	7/0	60 cm	<i>blue</i> 5052693-2	
		0.7	6/0	60 cm	<i>blue</i> 5072693-2	
	2 x CC 10 m 	0.5	7/0	75 cm	<i>blue</i> 5052610-2	
		0.7	6/0	75 cm	<i>blue</i> 5072610-2	
	2 x CC 13 mm 	0.5	7/0	75 cm	<i>blue</i> 5052613-2	
		0.7	6/0	75 cm	<i>blue</i> 5072613-2	
			1	5/0	75 cm	<i>blue</i> 5102613-2

 Soft cutting point coronary black double armed		Metric	USP	Length	Order number
	2 x CC 8 mm black 	0.4	8/0	60 cm	<i>blue</i> 5042608-2VB
		0.5	7/0	75 cm	<i>blue</i> 5052608-2VB
		0.7	6/0	75 cm	<i>blue</i> 5072608-2VB
	2 x CC 9 mm black 	0.4	8/0	60 cm	<i>blue</i> 5042609-2VB
		0.5	7/0	60 cm	<i>blue</i> 5052609-2VB
	2 x CC 13 mm black 	0.7	6/0	75 cm	<i>blue</i> 5072613-2VB
		1	5/0	75 cm	<i>blue</i> 5102613-2VB

 Micro needle taper point	Metric	USP	Length	Order number			
 <p>3/8 circle</p>	MDR 3.75 mm 150 µm		0.2	10/0	13 cm	<i>blue</i>	MP109
	MDR 5.1 mm 100 µm		0.2	10/0	15 cm	<i>blue</i>	MP106
	MDR 6 mm 150 µm		0.4	8/0	75 cm	<i>blue</i>	MP085
	MDR 6.4 mm 150 µm		0.3	9/0	15 cm	<i>blue</i>	MP097

DACLON

NYLON



Type	Monofilament
Composition	Extrusion de polyamide 6.0 ou 6.6
Enduit	Aucun
Couleur	Bleu / Noir
Réaction tissulaire	Minimale
Résorption	Non résorbable, encapsulé avec le temps par le tissu conjonctif. La masse du fil diminue d'environ 10% par année par la rupture de liens chimiques (hydrolyse).
Présentation	Boîte de 12 pochettes

*Pour qualité
&
sécurité*

DACLON NYLON

CARACTÉRISTIQUES

- ☑ Résistance à la traction élevée, non résorbable
- ☑ Synthétique
- ☑ Monofilament avec un diamètre microscopiquement uniforme
- ☑ Pliabilité et souplesse
- ☑ Emballage fermé hermétiquement

AVANTAGES


- Soutien tissulaire excellent et prolongé
- Réaction tissulaire minimale
- Passage aisé à travers les tissus sans traumatismes tissulaires
Pas de capillarité (ne soutient pas la croissance bactérienne)
Nouage excellent
- Bonne maniabilité
Facile à nouer, bonne sécurité des noeuds
- Étanchéité et stérilité des produits garanties

INDICATIONS Rapprochement et soutien des tissus mous en général et / ou ligature

Daclon Bleu
spécialement Fermeture de peau
Chirurgie générale
Chirurgie plastique
Chirurgie gastro-intestinale
Gynécologie
Obstétrique
Chirurgie orthopédique

Daclon Noir
spécialement Chirurgie plastique
Chirurgie ophtalmologique

CONTRE-INDICATIONS Chirurgie cardiovasculaire
Neurochirurgie
Microchirurgie



Round bodied taper point double armed

Metric

USP

Length

Order number

3/8 circle



2 x DR 6 mm



0.4

8/0

45 cm

black

5040206-2



Round bodied taper point

Metric

USP

Length

Order number

1/2 circle



HR 16 mm



1

5/0

75 cm

black

9100116

1.5

4/0

75 cm

blue

9150116

0.7

6/0

75 cm

black

9070120

HR 20 mm



1

5/0

75 cm

black

9100120

1.5

4/0

75 cm

blue

9150120

2

3/0

75 cm

blue

9200120

3

2/0

75 cm

blue

9300120

HR 26 mm



1.5

4/0

75 cm

blue

9150126

2

3/0

75 cm

blue

9200126

3

2/0

75 cm

blue

9300126

3.5

0

75 cm

blue

9350126

4

1

75 cm

blue

9400126

HR 30 mm



3

2/0

75 cm

blue

9300130

3.5

0

75 cm

blue

9350130

4

1

75 cm

blue

9400130

HR 37 mm



3

2/0

75 cm

blue

9300137

3.5

0

75 cm

blue

9350137

4

1

75 cm

blue

9400137

HR 40 mm



3

2/0

75 cm

blue

9300140

3.5

0

75 cm

blue

9350140

4

1

75 cm

blue

9400140

5

2

75 cm

blue

9500140

HR 50 mm



4

1

100 cm

blue

9400150







5




2




150 cm

blue

9500150

 Round bodied taper point loop	Metric	USP	Length	Order number	
1/2 circle 	HR 30 mm 	3.5	0	150 cm	<i>blue</i> 9350930
		4	1	150 cm	<i>blue</i> 9400930
	HR 35 mm 	3.5	0	150 cm	<i>blue</i> 9350935
		4	1	150 cm	<i>blue</i> 9400935
	HR 40 mm 	3.5	0	150 cm	<i>blue</i> 9350940
		4	1	150 cm	<i>blue</i> 9400940
	HR 50 mm 	3.5	0	150 cm	<i>blue</i> 9350950
		4	1	150 cm	<i>blue</i> 9400950

Round bodied taper point double armed 	Metric	USP	Length	Order number
1/2 circle  2 x HR 65 mm 	3	2/0	90 cm	<i>blue</i> 9300165-2

 Blunt	Metric	USP	Length	Order number
1/2 circle  HRB 40 mm 	4	1	75 cm	<i>blue</i> 9401840



Reverse cutting

3/8 circle














		Metric	USP	Length		Order number
DS 12 mm		0.5	7/0	75 cm	<i>black</i>	9051512
		0.7	6/0	75 cm	<i>black</i>	9071512
		1	5/0	75 cm	<i>black</i>	9101512
		1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i>	9151512
DS 12 mm Easy Pass		0.7	6/0	50 cm	<i>black</i>	9071512P
		1	5/0	50 cm	<i>black</i>	9101512P
		1.5	4/0	50 cm	<i>blue</i>	9151512P
DS 16 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>black</i>	9071516-45
		0.7	6/0	75 cm	<i>black</i>	9071516
		1	5/0	45 cm	<i>black</i>	9101516-45
		1	5/0	75 cm	<i>black</i>	9101516
		1.5	4/0	45 cm	<i>blue</i>	9151516-45
		1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i>	9151516
DS 16 mm Easy Pass		0.7	6/0	50 cm	<i>black</i>	9071516P
		1	5/0	50 cm	<i>black</i>	9101516P
		1.5	4/0	50 cm	<i>blue</i>	9151516P
DS 16 mm black		1	5/0	75 cm	<i>black</i>	9101516VB
DS 19 mm		1	5/0	45 cm	<i>black</i>	9101519-45
		1	5/0	75 cm	<i>black</i>	9101519
		1.5	4/0	45 cm	<i>blue</i>	9151519-45
		1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i>	9151519
		1.5	4/0	90 cm	<i>blue</i>	9151519-90
		2	3/0	45 cm	<i>blue</i>	9201519-45
		2	3/0	75 cm	<i>blue</i>	9201519
		2	3/0	90 cm	<i>blue</i>	9201519-90
DS 19 mm Easy Pass		1.5	4/0	50 cm	<i>blue</i>	9151519P
		2	3/0	50 cm	<i>blue</i>	9201519P
DS 19 mm black		1	5/0	75 cm	<i>black</i>	9101519VB
		1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i>	9151519VB
















Reverse cutting






3/8 circle



		Metric	USP	Length		Order number
DS 24 mm		1	5/0	75 cm	<i>black</i>	9101524
		1.5	4/0	45 cm	<i>blue</i>	9151524-45
		1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i>	9151524
		2	3/0	45 cm	<i>blue</i>	9201524-45
		2	3/0	75 cm	<i>blue</i>	9201524
		3	2/0	45 cm	<i>blue</i>	9301524-45
		3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	9301524
		3.5	0	75 cm	<i>blue</i>	9351524
		4	1	75 cm	<i>blue</i>	9401524
		5	2	90 cm	<i>blue</i>	9501524
DS 24 mm Easy Pass		3	2/0	50 cm	<i>blue</i>	9301524P
DS 26 mm		2	3/0	45 cm	<i>blue</i>	9201526-45
		2	3/0	75 cm	<i>blue</i>	9201526
		3	2/0	45 cm	<i>blue</i>	9301526-45
DS 30 mm		3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	9301526
		2	3/0	75 cm	<i>blue</i>	9201530
		3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	9301530
DS 36 mm		3.5	0	75 cm	<i>blue</i>	9351530
		4	1	75 cm	<i>blue</i>	9401530
		2	3/0	75 cm	<i>blue</i>	9201536
DS 40 mm		3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	9301536
		3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	9301536
		3.5	0	75 cm	<i>blue</i>	9351536
		4	1	75 cm	<i>blue</i>	9401536
DS 45 mm		4	1	75 cm	<i>blue</i>	9401536
		4	1	90 cm	<i>blue</i>	9401536-90
		3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	9301540
DS 60 mm		3.5	0	75 cm	<i>blue</i>	9351540
		4	1	75 cm	<i>blue</i>	9401540
		5	2	90 cm	<i>blue</i>	9501540
DS 90 mm		3	2/0	100 cm	<i>blue</i>	9301545
		4	1	75 cm	<i>blue</i>	9401545
DS 90 mm		3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	9301560
		3.5	0	75 cm	<i>blue</i>	9351560
		3	2/0	100 cm	<i>blue</i>	9301590
DS 90 mm		3.5	0	100 cm	<i>blue</i>	9351590
		4	1	100 cm	<i>blue</i>	9401590

 Reverse cutting		Metric	USP	Length	Order number	
	HS 17 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i>	9151417
		2	3/0	75 cm	<i>blue</i>	9201417
	HS 22 mm 	2	3/0	75 cm	<i>blue</i>	9201422
	HS 26 mm 	2	3/0	75 cm	<i>blue</i>	9201426
		3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	9301426
	HS 30 mm 	2	3/0	90 cm	<i>blue</i>	9201430
		3	2/0	90 cm	<i>blue</i>	9301430
	HS 36 mm 	3.5	0	75 cm	<i>blue</i>	9351430
		3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	9301436
		3.5	0	75 cm	<i>blue</i>	9351436
	HS 40 mm 	4	1	75 cm	<i>blue</i>	9401436
		5	2	75 cm	<i>blue</i>	9501436
	HS 48 mm 	3.5	0	75 cm	<i>blue</i>	9351440
		4	1	75 cm	<i>blue</i>	9401440
	4	1	100 cm	<i>blue</i>	9401448	

 Cutting		Metric	USP	Length	Order number	
	GS 60 mm 	2	3/0	75 cm	<i>blue</i>	9202160
	GS 75 mm 	3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	9302160
		3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	9302175

 Cutting		Metric	USP	Length	Order number	
	NS 26 mm 	2	3/0	75 cm	<i>blue</i>	9201726
	NS 30 mm 	3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	9301730
	NS 40 mm 	3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	9301740



Micro needle taper point

Metric

USP

Length

Order number


3/8 circle



MDR 3.8 mm 70 µm		0.1	11/0	10 cm	<i>black</i>	MN113
		0.2	10/0	10 cm	<i>black</i>	MN103
MDR 3.8 mm 100 µm		0.1	11/0	10 cm	<i>black</i>	MN112
		0.2	10/0	15 cm	<i>black</i>	MN105
		0.3	9/0	15 cm	<i>black</i>	MN094
MDR 5.1 mm 70 µm		0.2	10/0	10 cm	<i>black</i>	MN104
		0.2	10/0	15 cm	<i>black</i>	MN106
MDR 5.1 mm 100 µm		0.3	9/0	15 cm	<i>black</i>	MN096
		0.2	10/0	15 cm	<i>black</i>	MN1011
		0.3	9/0	15 cm	<i>black</i>	MN098
MDR 6.4 mm 140 µm		0.4	8/0	15 cm	<i>black</i>	MN087
		0.5	7/0	45 cm	<i>black</i>	MN078

PTFE

WHITE



Type	Monofilament
Composition	Polytetrafluoroethylene (PTFE)
Enduit	Aucun
Couleur	Blanc
Réaction tissulaire	Minimale
Résorption	Non résorbable
Présentation	Boîte de 12 pochettes

*Pour qualité
&
sécurité*

PTFE

WHITE

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Résistance à la traction élevée, non résorbable
- ✓ Synthétique
- ✓ Monofilament avec un diamètre microscopiquement uniforme
- ✓ Pliabilité et souplesse
- ✓ Emballage fermé hermétiquement





AVANTAGES






- Soutien tissulaire excellent et prolongé
- Réaction tissulaire minimale
- Passage aisé à travers les tissus sans traumatismes tissulaires
Pas de capillarité (ne soutient pas la croissance bactérienne)
Nouage excellent
- Bonne maniabilité
Facile à nouer, bonne sécurité des noeuds
- Étanchéité et stérilité des produits garanties




INDICATIONS Rapprochement et soutien des tissus mous en général et / ou ligature




spécialement Fermeture de peau
Chirurgie générale
Chirurgie plastique
Chirurgie gastro-intestinale
Gynécologie
Obstétrique
Chirurgie orthopédique
Chirurgie ophtalmologique
Chirurgie buccale

CONTRE-INDICATIONS Chirurgie cardiovasculaire
Neurochirurgie
Microchirurgie

 Round bodied taper point			Metric	USP	Length	Order number	
	HR 16 mm		0.7	6/0	60 cm	<i>white</i>	21070116
			1	5/0	60 cm	<i>white</i>	21100116
			1.5	4/0	60 cm	<i>white</i>	21150116
	HR 20 mm		1	5/0	60 cm	<i>white</i>	21100120
			1.5	4/0	60 cm	<i>white</i>	21150120
			2	3/0	60 cm	<i>white</i>	21200120


 Reverse cutting			Metric	USP	Length	Order number	
	DS 12 mm		0.7	6/0	60 cm	<i>white</i>	21071512
			0.7	6/0	60 cm	<i>white</i>	21071516
	DS 16 mm		1	5/0	60 cm	<i>white</i>	21101516
			1.5	4/0	60 cm	<i>white</i>	21151516
	DS 19 mm		1	5/0	60 cm	<i>white</i>	21101519
			1.5	4/0	60 cm	<i>white</i>	21151519
			2	3/0	60 cm	<i>white</i>	21201519

 Soft cutting point coronary double armed			Metric	USP	Length	Order number	
	2 x CC 9.3 mm		0.5	7/0	45 cm	<i>white</i>	21052693-2

 Soft cutting point coronary double armed			Metric	USP	Length	Order number	
	2 x GC 9.3 mm		0.5	7/0	45 cm	<i>white</i>	21052793-2

SUPRAMID

BLACK



Type	Multifilament torsadé et gainé Épaisseur du fil 5/0 et 6/0 monofilament
Composition	Fil de polyamide 6.6 enrobé d'une couche de polyamide 6
Couleur	Noir
Réaction tissulaire	Minimale
Résorption	Non résorbable, encapsulé avec le temps par le tissu conjonctif
Présentation	Boîte de 12 pochettes

*Pour qualité
&
sécurité*

SUPRAMID
BLACK

SUPRAMID

BLACK

CARACTÉRISTIQUES

- ☑ Résistance à la traction élevée, non résorbable
- ☑ Synthétique
- ☑ Structure tordue

- ☑ Multifilament avec un manchon

- ☑ Pliabilité et souplesse

- ☑ Emballage fermé hermétiquement

INDICATIONS Rapprochement et soutien des tissus mous en général et / ou ligature
spécialement Fermeture de peau

AVANTAGES

Soutien tissulaire excellent et prolongé

Réaction tissulaire minimale






Propriétés de manipulation excellentes
Grande flexibilité
Résistance à la traction élevée
Excellente sécurité des noeuds




Passage aisé à travers les tissus sans traumatismes tissulaires
Nouage facile et bonne ajustabilité des noeuds
Action capillaire réduite







Bonne maniabilité
Facile à nouer, bonne sécurité des noeuds





Étanchéité et stérilité des produits garanties




CONTRE-INDICATIONS Chirurgie cardiovasculaire
Neurochirurgie
Microchirurgie










 Round bodied taper point		Metric	USP	Length	Order number
1/2 circle 	HR 16 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4150116
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 4200116
	HR 20 mm 	2	3/0	45 cm	<i>black</i> 4200120
		HR 26 mm 	3	2/0	75 cm




 Round bodied taper point		Metric	USP	Length	Order number
Straight 	GR 22 mm 	1.5	4/0	50 cm	<i>black</i> 4152022




 Reverse cutting		Metric	USP	Length	Order number
1/2 circle 	HS 17 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4151417
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 4201417
	HS 20 mm 	1	5/0	75 cm	<i>black</i> 4101420
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4151420
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 4201420
		HS 22 mm 	1.5	4/0	75 cm
	2		3/0	75 cm	<i>black</i> 4201422
	HS 26 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4151426
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 4201426
		3	2/0	75 cm	<i>black</i> 4301426

 Cutting		Metric	USP	Length	Order number
Straight 	GS 20 mm 	1.5	4/0	50 cm	<i>black</i> 4152120
	GS 25 mm 	1.5	4/0	60 cm	<i>black</i> 4152125


 Reverse cutting		Metric	USP	Length	Order number
3/8 circle 	DS 12 mm 	0.7	6/0	75 cm	<i>black</i> 4071512
		1	5/0	45 cm	<i>black</i> 4101512-45
		1	5/0	75 cm	<i>black</i> 4101512
		1.5	4/0	45 cm	<i>black</i> 4151512

 Reverse cutting		Metric	USP	Length	Order number
	DS 16 mm 	0.7	6/0	75 cm	<i>black</i> 4071516
		1	5/0	45 cm	<i>black</i> 4101516-45
		1	5/0	75 cm	<i>black</i> 4101516
		1.5	4/0	45 cm	<i>black</i> 4151516
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4151516-75
		2	3/0	45 cm	<i>black</i> 4201516
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 4201516-75
		DS 16 mm black 	1	5/0	75 cm
	DS 19 mm 	0.7	6/0	75 cm	<i>black</i> 4071519
		1	5/0	75 cm	<i>black</i> 4101519
		1.5	4/0	45 cm	<i>black</i> 4151519
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4151519-75
		2	3/0	45 cm	<i>black</i> 4201519-45
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 4201519
3		2/0	75 cm	<i>black</i> 4301519	
DS 19 mm Easy Pass 	1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4151519P-75	
DS 19 mm black 	1	5/0	75 cm	<i>black</i> 4101519VB	
	1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4151519VB	
DS 24 mm 	2	3/0	75 cm	<i>black</i> 4201524	
	3	2/0	75 cm	<i>black</i> 4301524	
	3.5	0	75 cm	<i>black</i> 4351524	
DS 36 mm 	3	2/0	75 cm	<i>black</i> 4301536	
	3.5	0	75 cm	<i>black</i> 4351536	
	4	1	75 cm	<i>black</i> 4401536	

 Round bodied taper cutting point		Metric	USP	Length	Order number
	HRT 18 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4150518
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 4200518

 Round bodied taper cutting point		Metric	USP	Length	Order number
	DRT 18 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4150418
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 4200418

SILK



Type	Multifilament tressé
Composition	Fibres tressées du cocon du ver à soie
Enduit	Silicone
Couleur	Noir
Réaction tissulaire	Modérée
Résorption	La suture de soie provoque une réaction inflammatoire initiale, qui est suivie par une encapsulation progressive du fil par le tissu conjonctif fibreux.
Présentation	Boîte de 12 pochettes

*Pour qualité
&
sécurité*

SILK

CARACTÉRISTIQUES

- ☑ Résistance à la traction élevée, non résorbable
- ☑ Structure tressée
- ☑ Multifilament enduit
- ☑ Emballage fermé hermétiquement

INDICATIONS Rapprochement et soutien des tissus mous en général et / ou ligature
spécialement Chirurgie générale
Fermeture de peau
Chirurgie ophtalmologique
Chirurgie buccale
Chirurgie gastro-intestinale
Gynécologie
Obstétrique

AVANTAGES

Soutien tissulaire bon et prolongé jusqu'à 3 mois

Propriétés de manipulation excellentes
Grande flexibilité
Résistance à la traction élevée
Excellente sécurité des noeuds

Passage aisé à travers les tissus avec un minimum de traumatismes tissulaires
Nouage facile et bonne ajustabilité des noeuds
Action capillaire réduite

Étanchéité et stérilité des produits garanties

CONTRE-INDICATIONS Chirurgie cardiovasculaire
Neurochirurgie
Microchirurgie
Sensibilisation ou allergie connue à la soie



Without needle

Metric	USP	Length		Order number
2	3/0	150 cm	<i>black</i>	8200015
3	2/0	150 cm	<i>black</i>	8300015
3.5	0	150 cm	<i>black</i>	8350015
4	1	150 cm	<i>black</i>	8400015
5	2	150 cm	<i>black</i>	8500015
6	3&4	150 cm	<i>black</i>	8600015
8	6	150 cm	<i>black</i>	8800015
2	3/0	6 x 45 cm	<i>black</i>	8200044
3	2/0	6 x 45 cm	<i>black</i>	8300044
3.5	0	6 x 45 cm	<i>black</i>	8350044
4	1	6 x 45 cm	<i>black</i>	8400044
5	2	6 x 45 cm	<i>black</i>	8500044
1.5	4/0	17 x 45 cm	<i>black</i>	8150046
2	3/0	17 x 45 cm	<i>black</i>	8200046
3	2/0	17 x 45 cm	<i>black</i>	8300046
3.5	0	17 x 45 cm	<i>black</i>	8350046
4	1	17 x 45 cm	<i>black</i>	8400046
1.5	4/0	13 x 60 cm	<i>black</i>	8150060
2	3/0	13 x 60 cm	<i>black</i>	8200060
3	2/0	13 x 60 cm	<i>black</i>	8300060
3.5	0	13 x 60 cm	<i>black</i>	8350060
4	1	13 x 60 cm	<i>black</i>	8400060
1.5	4/0	12 x 75 cm	<i>black</i>	8150075
2	3/0	12 x 75 cm	<i>black</i>	8200075
3	2/0	12 x 75 cm	<i>black</i>	8300075
3.5	0	12 x 75 cm	<i>black</i>	8350075
4	1	12 x 75 cm	<i>black</i>	8400075
5	2	12 x 75 cm	<i>black</i>	8500075



Without needle

Ligapack



Metric	USP	Length		Order number
2	3/0	250 cm	<i>black</i>	8200025
3	2/0	250 cm	<i>black</i>	8300025
3.5	0	250 cm	<i>black</i>	8350025
4	1	250 cm	<i>black</i>	8400025
5	2	250 cm	<i>black</i>	8500025
6	3&4	250 cm	<i>black</i>	8600025









Round bodied taper point




1/2 circle








		Metric	USP	Length	Color	Order number
HR 12 mm		0.7	6/0	45 cm	black	8070112
		1	5/0	45 cm	black	8100112
		1.5	4/0	75 cm	black	8150112
		2	3/0	90 cm	black	8200112
HR 16 mm		0.7	6/0	45 cm	black	8070116
		1	5/0	75 cm	black	8100116
		1.5	4/0	75 cm	black	8150116
HR 20 mm		2	3/0	75 cm	black	8200116
		1	5/0	75 cm	black	8100120
		1.5	4/0	75 cm	black	8150120
HR 26 mm		2	3/0	75 cm	black	8200120
		3	2/0	75 cm	black	8300120
		3.5	0	75 cm	black	8350120
		1	5/0	75 cm	black	8100126
		1.5	4/0	75 cm	black	8150126
HR 30 mm		2	3/0	75 cm	black	8200126
		3	2/0	75 cm	black	8300126
		3.5	0	75 cm	black	8350126
		4	1	75 cm	black	8400126
		2	3/0	75 cm	black	8200130
HR 37 mm		3	2/0	75 cm	black	8300130
		3.5	0	75 cm	black	8350130
		4	1	75 cm	black	8400130
		5	2	75 cm	black	8500130
HR 40 mm		2	3/0	75 cm	black	8200137
		3	2/0	75 cm	black	8300137
		3.5	0	75 cm	black	8350137
HR 45 mm		4	1	75 cm	black	8400137
		4	1	75 cm	black	8400140
		5	2	75 cm	black	8500140
HR 45 mm		5	2	75 cm	black	8500145
		6	3&4	75 cm	black	8600145

 Round bodied taper point	Metric	USP	Length	Order number	
3/8 circle 	DR 12 mm 	1	5/0	45 cm	<i>black</i> 8100212
	DR 16 mm 	1	5/0	75 cm	<i>black</i> 8100216
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 8150216
	DR 25 mm 	2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8200216
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8200225
	DR 30 mm 	3	2/0	75 cm	<i>black</i> 8300225
		3.5	0	75 cm	<i>black</i> 8350225
		3	2/0	75 cm	<i>black</i> 8300230












 Round bodied taper point	Metric	USP	Length	Order number
Straight				
GR 40 mm 	3	2/0	75 cm	<i>black</i> 8302040

 Reverse cutting double armed	Metric	USP	Length	Order number	
3/8 circle 	2 x DS 12 mm 	0.5	7/0	45 cm	<i>black</i> 8051512-2
		0.7	6/0	45 cm	<i>black</i> 8071512-2

 Reverse cutting	Metric	USP	Length	Order number	
3/8 circle 	DS 12 mm 	0.5	7/0	45 cm	<i>black</i> 8051512
		0.7	6/0	45 cm	<i>black</i> 8071512
		1	5/0	45 cm	<i>black</i> 8101512
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 8151512
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8201512
	DS 12 mm Easy Pass 	0.7	6/0	50 cm	<i>black</i> 8071512P
	DS 16 mm 	0.7	6/0	75 cm	<i>black</i> 8071516
		1	5/0	75 cm	<i>black</i> 8101516
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 8151516
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8201516
		3	2/0	75 cm	<i>black</i> 8301516



















Reverse cutting





			Metric	USP	Length	Color	Order number
DS 16 mm Easy Pass		1	5/0	50 cm	black	8101516P	
		1.5	4/0	50 cm	black	8151516P	
DS 16 mm black		1	5/0	75 cm	black	8101516VB	
		1.5	4/0	75 cm	black	8151516VB	
DS 19 mm		0.7	6/0	75 cm	black	8071519	
		1	5/0	75 cm	black	8101519	
		1.5	4/0	75 cm	black	8151519	
		2	3/0	45 cm	black	8201519-45	
		2	3/0	75 cm	black	8201519	
		3	2/0	75 cm	black	8301519	
		3.5	0	75 cm	black	8351519	
DS 19 mm Easy Pass		4	1	75 cm	black	8401519	
		1.5	4/0	50 cm	black	8151519P	
DS 19 mm black		2	3/0	50 cm	black	8201519P	
		1	5/0	75 cm	black	8101519VB	
DS 19 mm black		1.5	4/0	75 cm	black	8151519VB	
		2	3/0	75 cm	black	8201519VB	
		1	5/0	75 cm	black	8101524	
DS 24 mm		1.5	4/0	75 cm	black	8151524	
		2	3/0	75 cm	black	8201524	
		3	2/0	75 cm	black	8301524	
		3.5	0	75 cm	black	8351524	
		4	1	75 cm	black	8401524	
DS 26 mm		2	3/0	75 cm	black	8201526	
		3	2/0	75 cm	black	8301526	
DS 30 mm		1.5	4/0	75 cm	black	8151530	
		2	3/0	75 cm	black	8201530	
		3	2/0	75 cm	black	8301530	
		3.5	0	75 cm	black	8351530	
		4	1	75 cm	black	8401530	
DS 37 mm		5	2	75 cm	black	8501530	
		2	3/0	75 cm	black	8201537	
		3	2/0	75 cm	black	8301537	
		3.5	0	75 cm	black	8351537	
		4	1	75 cm	black	8401537	
DS 37 mm		5	2	75 cm	black	8501537	
		6	3&4	75 cm	black	8601537	





3/8 circle






 Reverse cutting		Metric	USP	Length	Order number
	DS 40 mm 	4	1	75 cm	<i>black</i> 8401540
		5	2	75 cm	<i>black</i> 8501540
	DS 45 mm 	3	2/0	75 cm	<i>black</i> 8301545
		3.5	0	75 cm	<i>black</i> 8351545
		4	1	75 cm	<i>black</i> 8401545
	DS 60 mm 	5	2	75 cm	<i>black</i> 8501545
4		1	75 cm	<i>black</i> 8401560	
DS 90 mm 	3.5	0	100 cm	<i>black</i> 8351590	
	5	2	100 cm	<i>black</i> 8501590	

 Reverse cutting		Metric	USP	Length	Order number
	HS 12 mm 	0.7	6/0	75 cm	<i>black</i> 8071412
		1	5/0	75 cm	<i>black</i> 8101417
	HS 17 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 8151417
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8201417
	HS 20 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 8151420
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8201420
	HS 22 mm 	1	5/0	75 cm	<i>black</i> 8101422
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 8151422
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8201422
	HS 26 mm 	3	2/0	75 cm	<i>black</i> 8301422
		1	5/0	75 cm	<i>black</i> 8101426
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 8151426
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8201426
	HS 30 mm 	3	2/0	75 cm	<i>black</i> 8301430
		3	2/0	75 cm	<i>black</i> 8301426
		3.5	0	75 cm	<i>black</i> 8351426
	HS 36 mm 	3.5	0	75 cm	<i>black</i> 8351436
		4	1	75 cm	<i>black</i> 8401436
HS 40 mm 	4	1	75 cm	<i>black</i> 8401440	

 Cutting		Metric	USP	Length		Order number
Straight 	GS 40 mm 	3	2/0	75 cm	<i>black</i>	8302140
	GS 60 mm 	2	3/0	75 cm	<i>black</i>	8202160
		3	2/0	75 cm	<i>black</i>	8302160
		3.5	0	75 cm	<i>black</i>	8352160

 Round bodied taper cutting point		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HRT 18 mm 	1	5/0	75 cm	<i>black</i>	8100518
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i>	8150518
		2	3/0	75 cm	<i>black</i>	8200518
	HRT 27 mm 	3	2/0	75 cm	<i>black</i>	8300518
		2	3/0	75 cm	<i>black</i>	8200527
		3	2/0	75 cm	<i>black</i>	8300527

 Round bodied taper cutting point		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	DRT 18 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>black</i>	8150418
		2	3/0	75 cm	<i>black</i>	8200418

POLYESTER



Type	Multifilament tressé
Composition	Polyester, un polymère de polyéthylène téréphtalate
Enduit	Silicone
Couleur	Vert / Blanc
Réaction tissulaire	Minimale
Résorption	Non résorbable, encapsulé avec le temps par le tissu conjonctif
Présentation	Boîte de 12 pochettes

*Pour qualité
&
sécurité*

POLYESTER

POLYESTER

CARACTÉRISTIQUES

- ☑ Résistance à la traction inégalée, non résorbable
- ☑ Synthétique
- ☑ Structure tressée

- ☑ Multifilament enduit

- ☑ Emballage fermé hermétiquement

INDICATIONS Rapprochement et soutien des tissus mous en général et / ou ligature
spécialement Chirurgie ophtalmologique
Chirurgie générale
Fermeture de peau
Chirurgie orthopédique
Chirurgie gastro-intestinale
Obstétrique

AVANTAGES

Soutien tissulaire excellent et prolongé

Réaction tissulaire minimale

Propriétés de manipulation excellentes
Grande flexibilité
Résistance à la traction élevée
Excellente sécurité des noeuds

Passage aisé à travers les tissus avec un minimum de traumatismes tissulaires
Nouage facile et bonne ajustabilité des noeuds
Action capillaire réduite

Étanchéité et stérilité des produits garanties

CONTRE-INDICATIONS Chirurgie cardiovasculaire
Neurochirurgie
Microchirurgie

POLYESTER



Without needle

Metric USP Length Order number

1.5	4/0	150 cm	<i>green</i>	7150015
2	3/0	150 cm	<i>green</i>	7200015
3	2/0	150 cm	<i>green</i>	7300015
3.5	0	150 cm	<i>green</i>	7350015
4	1	150 cm	<i>green</i>	7400015
5	2	150 cm	<i>green</i>	7500015
6	3&4	150 cm	<i>green</i>	7600015
1.5	4/0	6 x 45 cm	<i>green</i>	7150045
2	3/0	6 x 45 cm	<i>green</i>	7200045
3	2/0	6 x 45 cm	<i>green</i>	7300045
3.5	0	6 x 45 cm	<i>green</i>	7350045
4	1	6 x 45 cm	<i>green</i>	7400045
5	2	6 x 45 cm	<i>green</i>	7500045
6	3&4	6 x 45 cm	<i>green</i>	7600045
2	3/0	3 x 50 cm	<i>green</i>	7200050
3	2/0	3 x 50 cm	<i>green</i>	7300050
3.5	0	3 x 50 cm	<i>green</i>	7350050
4	1	3 x 50 cm	<i>green</i>	7400050
5	2	3 x 50 cm	<i>green</i>	7500050
2	3/0	2 x 75 cm	<i>green</i>	7200075-2



Without needle











Metric USP Length Order number





Ligapack















1.5	4/0	250 cm	<i>green</i>	7150025
2	3/0	250 cm	<i>green</i>	7200025
3	2/0	250 cm	<i>green</i>	7300025
3.5	0	250 cm	<i>green</i>	7350025
4	1	250 cm	<i>green</i>	7400025
5	2	250 cm	<i>green</i>	7500025
6	3&4	250 cm	<i>green</i>	7600025




POLYESTER





 Round bodied taper point		Metric	USP	Length		Order number
	HR 13 mm 	0.7	6/0	75 cm	<i>green</i>	7070113
		1	5/0	75 cm	<i>green</i>	7100116
	HR 16 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>green</i>	7150116
		2	3/0	75 cm	<i>green</i>	7200116
	HR 20 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>green</i>	7150120
		2	3/0	75 cm	<i>green</i>	7200120
		3	2/0	75 cm	<i>green</i>	7300120
	HR 26 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>green</i>	7150126
		2	3/0	75 cm	<i>green</i>	7200126
		3	2/0	75 cm	<i>green</i>	7300126
		3.5	0	75 cm	<i>green</i>	7350126
		4	1	75 cm	<i>green</i>	7400126
	HR 30 mm 	2	3/0	75 cm	<i>green</i>	7200130
		3	2/0	75 cm	<i>green</i>	7300130
		3.5	0	75 cm	<i>green</i>	7350130
		4	1	75 cm	<i>green</i>	7400130
	HR 36 mm 	3	2/0	75 cm	<i>green</i>	7300136
		3.5	0	75 cm	<i>green</i>	7350136
		4	1	75 cm	<i>green</i>	7400136
	HR 40 mm 	3.5	0	75 cm	<i>green</i>	7350140
4		1	75 cm	<i>green</i>	7400140	
5		2	75 cm	<i>green</i>	7500140	
6		3&4	75 cm	<i>green</i>	7600140	
HR 48 mm 	7	5	75 cm	<i>green</i>	7700140	
	4	1	75 cm	<i>green</i>	7400148	
	5	2	75 cm	<i>green</i>	7500148	

 Round bodied taper point double armed		Metric	USP	Length		Order number
	HR 16 mm 	2	3/0	60 cm	<i>green</i>	7200116-36
	HR 36 mm 					

 Round bodied taper point double armed	Metric	USP	Length	Order number		
 1/2 circle	2 x HR 17 mm	 1	5/0	75 cm	<i>green</i> 7100117-2	
		 2	3/0	90 cm	<i>green</i> 7200117-2	
		 3	2/0	90 cm	<i>green</i> 7300117-2	
	2 x HR 20 mm	 3	2/0	90 cm	<i>green</i> 7300120-2	
		2 x HR 26 mm	 2	3/0	90 cm	<i>green</i> 7200126-2
			 3	2/0	90 cm	<i>green</i> 7300126-2
	 3.5	0	75 cm	<i>green</i> 7350126-2		

 Round bodied taper point	Metric	USP	Length	Order number		
 3/8 circle	DR 50 mm		7	5	75 cm	<i>green</i> 7700250

 Round bodied taper point double armed	Metric	USP	Length	Order number		
 3/8 circle	2 x DR 13 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>green</i> 7150213-2

 Round bodied taper point	Metric	USP	Length	Order number		
 Straight	GR 19 mm		1.5	4/0	45 cm	<i>green</i> 7152019
			2	3/0	50 cm	<i>green</i> 7202019

POLYESTER



Round bodied taper cutting point double armed

			Metric	USP	Length		Order number	
1/2 circle 	2 x HRT 17 mm		1.5	4/0	90 cm	green	7150517-2	
			2	3/0	90 cm	green	7200517-2	
			3	2/0	90 cm	green	7300517-2	
							with pledget - 4x green, 4x white	7300517-2P
	2 x HRT 25 mm		2	3/0	90 cm	green	7200525-2	
			3	2/0	90 cm	green	7300525-2	
						with pledget - 4x green, 4x white	7300525-2P	








Round bodied taper cutting point










			Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HRT 18 mm		1.5	4/0	75 cm	green	7150518
			2	3/0	75 cm	green	7200518
	HRT 40 mm		5	2	75 cm	green	7500540
			8	6	90 cm	green	7800540
	HRT 55 mm		6	3	75 cm	green	7600555
			7	5	4 x 75 cm	green	7700555-4



Reverse cutting


			Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	DS 12 mm		1	5/0	45 cm	green	7101512
			1	5/0	75 cm	green	7101516
	DS 16 mm		1.5	4/0	75 cm	green	7151516
			2	3/0	75 cm	green	7201516
	DS 19 mm		1	5/0	75 cm	green	7101519
			1.5	4/0	75 cm	green	7151519
			2	3/0	75 cm	green	7201519
	DS 19 mm black		3	2/0	75 cm	green	7301519
			1.5	4/0	75 cm	green	7151519VB
	DS 19 mm		2	3/0	75 cm	green	7201519VB
			2	3/0	75 cm	green	7201524
	DS 24 mm		3	2/0	75 cm	green	7301524
			3.5	0	75 cm	green	7351524
	DS 26 mm		1.5	4/0	75 cm	green	7151526
3			2/0	75 cm	green	7301526	

Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number	
3/8 circle 	DS 30 mm		2	3/0	75 cm	<i>green</i>	7201530
		3	2/0	75 cm	<i>green</i>	7301530	
		3.5	0	75 cm	<i>green</i>	7351530	
		4	1	75 cm	<i>green</i>	7401530	
	DS 36 mm		4	1	75 cm	<i>green</i>	7401536
		5	2	75 cm	<i>green</i>	7501536	
		3.5	0	75 cm	<i>green</i>	7351540	
	DS 40 mm		4	1	75 cm	<i>green</i>	7401540
		5	2	75 cm	<i>green</i>	7501540	
	DS 45 mm		5	2	75 cm	<i>green</i>	7501545

Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number		
1/2 circle 	HS 17 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>green</i>	7151417	
		2	3/0	75 cm	<i>green</i>	7201417		
	HS 22 mm		2	3/0	75 cm	<i>green</i>	7201422	
		HS 26 mm		2	3/0	75 cm	<i>green</i>	7201426
	3		2/0	75 cm	<i>green</i>	7301426		
	HS 30 mm		3	2/0	75 cm	<i>green</i>	7301430	
		3.5	0	75 cm	<i>green</i>	7351430		
		4	1	75 cm	<i>green</i>	7401430		
	HS 36 mm		5	2	75 cm	<i>green</i>	7501430	
		HS 40 mm		3.5	0	75 cm	<i>green</i>	7351436
			4	1	75 cm	<i>green</i>	7401436	
	HS 48 mm		3.5	0	75 cm	<i>green</i>	7351440	
		4	1	75 cm	<i>green</i>	7401440		
		5	2	75 cm	<i>green</i>	7501440		
	HS 48 mm		6	3&4	75 cm	<i>green</i>	7601448	
			7	5	75 cm	<i>green</i>	7701448	

STEEL

MONOFILAMENT



Type	Monofilament
Composition	Alliage de fer, nickel et chrome
Enduit	Aucun
Couleur	Métallique
Réaction tissulaire	Minimale
Résorption	Non résorbable
Présentation	Boîte de 12 pochettes

*Pour qualité
&
sécurité*

STEEL

MONOFILAMENT

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Résistance à la traction élevée, non résorbable
- ✓ Synthétique
- ✓ Ductile et malléable
- ✓ Monofilament avec un diamètre microscopiquement uniforme
- ✓ Emballage fermé hermétiquement

AVANTAGES

- Soutien tissulaire excellent et prolongé
- Réaction tissulaire minimale
- Bonne maniabilité
- Passage aisé à travers les tissus sans traumatismes tissulaires
- Pas de capillarité (ne soutient pas la croissance bactérienne)
- Nouage excellent
- Étanchéité et stérilité des produits garanties

INDICATIONS Fermeture de sternotomie
Chirurgie orthopédique
Fermeture de la paroi abdominale
et cures de hernies

CONTRE-INDICATIONS Chirurgie cardiovasculaire
Neurochirurgie
Microchirurgie
Sensibilisation ou allergie connue
à l'acier inoxydable ou à l'un des
constituants du fil tel que le chrome
ou le nickel



Round bodied taper cutting point

Metric

USP

Length

Order number

1/2 circle



HRT 40 mm



6

3&4

4 x 45 cm

ST45

HRT 48 mm



7

5

4 x 45 cm

ST55

8

6

4 x 45 cm

ST65

HRT 54 mm



7

5

1 x 75 cm

ST54



Reverse cutting

Metric

USP

Length

Order number

1/2 circle



HS 25 mm



3.5

0

4 x 45 cm

ST01

HS 40 mm



4

1

4 x 45 cm

ST11

5

2

4 x 45 cm

ST21

HS 48 mm



6

3&4

4 x 45 cm

ST41

9

7

4 x 45 cm

ST71

HS 50 mm



7

5

1 x 75 cm

ST53

7

5

4 x 45 cm

ST51


8

6

4 x 45 cm

ST61

HS 58 mm



7

5

4 x 45 cm

ST52

8

6

4 x 45 cm

ST62

HS 120 mm



9

7

60 cm

ST75



Cutting

Metric

USP

Length

Order number

1/2 circle



NH 48 mm



7

5

4 x 45 cm

ST56

8

6

4 x 45 cm


ST63

9

7

4 x 45 cm





ST72
















OPHTALMOLOGIE





*Pour qualité
&
sécurité*








OPHTALMOLOGIE







 Side cutting spatula double armed		Metric	USP	Length		Order number	
 1/2 circle	2 x HSP 8 mm 200 µm		0.5	7/0	45 cm	<i>violet</i>	OSU07
	2 x HSP 8 mm 300 µm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	OSU061








 Side cutting spatula double armed		Metric	USP	Length		Order number	
 3/8 circle	2 x DSP 5.5 mm 150 µm		0.2	10/0	30 cm	<i>violet</i>	OSU102
	2 x DSP 6 mm 200 µm		0.4	8/0	30 cm	<i>violet</i>	OSU08-30
			0.4	8/0	45 cm	<i>violet</i>	OSU08
	2 x DSP 6.2 mm 150 µm		0.2	10/0	30 cm	<i>violet</i>	OSU10
	2 x DSP 6.4 mm 200 µm		0.3	9/0	30 cm	<i>violet</i>	OSU09
			0.5	7/0	45 cm	<i>violet</i>	OSU072
	2 x DSP 8 mm 200 µm		0.5	7/0	45 cm	<i>violet</i>	OSU071
2 x DSP 8 mm 300 µm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	OSU062	
2 x DSP 10 mm 200 µm		0.5	7/0	45 cm	<i>violet</i>	OSU073	





 Side cutting spatula		Metric	USP	Length		Order number	
 3/8 circle	DSP 6.2 mm 150 µm		0.2	10/0	10 cm	<i>violet</i>	OSU101
	DSP 6.4 mm 200 µm		0.3	9/0	30 cm	<i>violet</i>	OSU09-1









 Side cutting spatula double armed		Metric	USP	Length		Order number	
 1/4 circle	2 x VSP 8 mm 250 µm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	OSU06-250
	2 x VSP 8 mm 300 µm 350 µm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	OSU06
			1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	OSU05






 Micro needle taper point double armed			Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	MDR 6.4 mm		0.3	9/0	30 cm	<i>violet</i>	OSU095
	150µm						
 Reverse cutting			Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	DS 12 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	11071512
			1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	11101512
	DS 12 mm		0.7	6/0	50 cm	<i>undyed</i>	11071512UP
	Easy Pass		1	5/0	50 cm	<i>undyed</i>	11101512UP





 Side cutting spatula double armed	Metric	USP	Length	Order number			
1/2 circle 	2 x HSP 8 mm 200 µm		0.4	8/0	45 cm	<i>violet</i>	O910081
	2 x HSP 8 mm 200 µm		0.5	7/0	45 cm	<i>violet</i>	O91007
	2 x HSP 8 mm 300 µm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	O910061
	2 x HSP 8 mm 300 µm		0.7	6/0	45 cm	<i>undyed</i>	O910061U








 Side cutting spatula double armed	Metric	USP	Length	Order number			
3/8 circle 	2 x DSP 6 mm 200 µm		0.4	8/0	45 cm	<i>violet</i>	O91008
	2 x DSP 6 mm 220 µm		0.5	7/0	45 cm	<i>violet</i>	O910072
	2 x DSP 6.5 mm 200 µm		0.4	8/0	30 cm	<i>violet</i>	O910082
	2 x DSP 6.5 mm 200 µm		0.5	7/0	30 cm	<i>violet</i>	O910077
	2 x DSP 11 mm 350 µm		1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	O910051




 Side cutting spatula	Metric	USP	Length	Order number			
3/8 circle 	DSP 6.5 mm 200 µm		0.4	8/0	30 cm	<i>violet</i>	O910082-1
	DSP 6.5 mm 200 µm		0.5	7/0	30 cm	<i>violet</i>	O910077-1





 Side cutting spatula double armed	Metric	USP	Length	Order number			
1/4 circle 	2 x VSP 6.3 mm 250 µm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	O910063
	2 x VSP 8 mm 300 µm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	O91006
	2 x VSP 8 mm 300 µm		0.7	6/0	20 cm	<i>undyed</i>	O91006U-20
	2 x VSP 8 mm 300 µm		0.7	6/0	45 cm	<i>undyed</i>	O91006U
	2 x VSP 8 mm 350 µm		1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	O91005
	2 x VSP 8 mm 350 µm		1	5/0	45 cm	<i>undyed</i>	O91005U

 Side cutting spatula double armed	Metric	USP	Length	Order number	
3/8 circle 	2 x DSP 6.5 mm 200 µm 	0.4	8/0	45 cm	<i>black</i> OS81B
	2 x DSP 6.5 mm 240 µm 	0.5 0.7	7/0 6/0	45 cm 45 cm	<i>black</i> OS71 <i>black</i> OS61
	2 x DSP 8 mm 350 µm 	1	5/0	30 cm	<i>black</i> OS52



 Side cutting spatula double armed	Metric	USP	Length	Order number	
1/4 circle 	2 x VSP 8 mm 250 µm 	0.7	6/0	45 cm	<i>black</i> OS62
	2 x VSP 10 mm 350 µm 	1	5/0	45 cm	<i>black</i> OS51

 Reverse cutting	Metric	USP	Length	Order number	
3/8 circle 	DS 12 mm 	0.7 1	6/0 5/0	45 cm 45 cm	<i>black</i> 8071512 <i>black</i> 8101512
	DS 16 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 8151512
	DS 19 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 8151516
	DS 12 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 8151519
	DS 16 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 8151516



 Reverse cutting double armed	Metric	USP	Length	Order number	
3/8 circle 	2 x DS 12 mm 	0.7	6/0	45 cm	<i>black</i> 8071512-2

 Side cutting spatula double armed		Metric	USP	Length	Order number	
3/8 circle 	2 x DSP 6.2 mm 150 µm		0.4	8/0	45 cm	<i>blue</i> OS82
	2 x DSP 6.5 mm 200 µm		0.4	8/0	45 cm	<i>blue</i> OS81






 **Round bodied taper point double armed** **Metric** **USP** **Length** **Order number**

1/4 circle 	2 x VR 8 mm 220 µm		0.4	8/0	45 cm	<i>black</i>	ON81
--	-----------------------	---	-----	-----	-------	--------------	------




 **Side cutting spatula** **Metric** **USP** **Length** **Order number**








1/2 circle 	HSP 5.5 mm 150 µm		0.2	10/0	30 cm	<i>black</i>	ON1081
--	----------------------	---	-----	------	-------	--------------	--------




 **Side cutting spatula double armed** **Metric** **USP** **Length** **Order number**




1/2 circle 	2 x HSP 5.5 mm 150 µm		0.2	10/0	30 cm	<i>black</i>	ON108
	2 x HSP 6.2 mm 150 µm		0.2	10/0	30 cm	<i>black</i>	ON102
	2 x HSP 6.4 mm 220 µm		0.2	10/0	30 cm	<i>black</i>	ON106
	2 x HSP 8 mm 300 µm		0.7	6/0	45 cm	<i>black</i>	ON62











 **Side cutting spatula** **Metric** **USP** **Length** **Order number**



3/8 circle 	DSP 4.75 mm 150 µm		0.2	10/0	13 cm	<i>black</i>	ON1021
			0.3	9/0	13 cm	<i>black</i>	ON99
	DSP 6.2 mm 150 µm		0.2	10/0	15 cm	<i>black</i>	ON1011



 Side cutting spatula double armed	Metric	USP	Length	Order number			
	2 x DSP 6 mm 220 µm		0.2	10/0	30 cm	<i>black</i>	ON103
			0.1	11/0	20 cm	<i>black</i>	ON111
			0.2	10/0	30 cm	<i>black</i>	ON101
	2 x DSP 6.2 mm 150 µm		0.3	9/0	30 cm	<i>black</i>	ON95
			0.3	9/0	45 cm	<i>black</i>	ON95-45
			0.4	8/0	30 cm	<i>black</i>	ON85
			0.4	8/0	45 cm	<i>black</i>	ON85-45
	2 x DSP 6.2 mm 200 µm		0.5	7/0	30 cm	<i>black</i>	ON75
	2 x DSP 6.4 mm 220 µm		0.2	10/0	30 cm	<i>black</i>	ON105
			0.2	10/0	38 cm	<i>black</i>	ON105-38
		0.2	10/0	45 cm	<i>black</i>	ON105-45	
2 x DSP 8 mm 300 µm		0.7	6/0	45 cm	<i>black</i>	ON61	



 Side cutting spatula double armed	Metric	USP	Length	Order number			
	2 x VSP 8 mm 350 µm		1	5/0	45 cm	<i>black</i>	ON51



 Reverse cutting	Metric	USP	Length	Order number			
	DS 12 mm		0.5	7/0	75 cm	<i>black</i>	9051512
			0.7	6/0	75 cm	<i>black</i>	9071512



 Side cutting spatula double armed	Metric	USP	Length	Order number	
1/2 circle  2 x HSP 8 mm 350 µm 	1	5/0	45 cm	<i>white</i> OP52	
3/8 circle  2 x DSP 8 mm 350 µm 	1	5/0	45 cm	<i>white</i> OP53	
1/4 circle 	2 x VSP 8 mm 250 µm 	0.5	7/0	45 cm	<i>white</i> OP71
	2 x VSP 8 mm 300 µm 	0.7	6/0	45 cm	<i>white</i> OP61
	2 x VSP 8 mm 350 µm 	1	5/0	45 cm	<i>white</i> OP51
	2 x VSP 8 mm 350 µm 	1.5	4/0	45 cm	<i>white</i> OP41















 Side cutting spatula double armed	Metric	USP	Length	Order number
3/8 circle  2 x DSP 6.4 mm 200 µm	0.2	10/0	30 cm	<i>blue</i> OPP105
	0.3	9/0	30 cm	<i>blue</i> OPP95

 Side cutting spatula	Metric	USP	Length	Order number
3/8 circle  DSP 6 mm 200 µm	0.5	7/0	45 cm	<i>blue</i> OPP71-1

 Side cutting spatula double armed	Metric	USP	Length	Order number
1/4 circle  2 x VSP 8 mm 300 µm	0.7	6/0	45 cm	<i>blue</i> OPP62
	2 x VSP 16 mm 150 µm	0.2	10/0	20 cm

 Side cutting spatula	Metric	USP	Length	Order number
1/4 circle  VSP 16 mm 150 µm	0.2	10/0	10 cm	<i>blue</i> OPP103

 Side cutting spatula loop double armed	Metric	USP	Length	Order number
1/4 circle  VSP 15.3 mm 150 µm	0.2	10/0	20 cm	<i>blue</i> OPP113L-2
	VSP 16 mm 150 µm	0.2	10/0	20 cm

 Side cutting spatula loop	Metric	USP	Length	Order number
1/4 circle  VSP 16 mm 150 µm 	0.2	10/0	20 cm	<i>blue</i> OPP103L
 Side cutting spatula double armed	Metric	USP	Length	Order number
Straight  2 x GSP 16.15 mm 150 µm 	0.2	10/0	20 cm	<i>blue</i> OPP101
	0.3	9/0	20 cm	<i>blue</i> OPP91
 Side cutting spatula loop	Metric	USP	Length	Order number
Straight  GSP 16.15 mm 150 µm 	0.2	10/0	15 cm	<i>blue</i> OPP110
 Side cutting spatula double armed	Metric	USP	Length	Order number
Straight  GSP 16 mm 150 µm DSP 4 mm 100 µm 	0.2	10/0	10 cm	<i>blue</i> OPP102
	3/8 circle  GSP 16 mm 150 µm DSP 5 mm 150 µm 	0.2	10/0	20 cm



AUTRES ARTICLES

*Pour qualité
&
sécurité*

Agrafeuse chirurgicale cutanée & ôte-agrafes

INDICATIONS:


L'agrafeuse chirurgicale cutanée SMI peut être utilisée pour diverses fermetures de peau.

AVANTAGES:

- ☑ *Design ergonomique et manipulation aisée*
- ☑ *Vue dégagée sur le champ opératoire*
- ☑ *Facilité de vérifier le nombre d'agrafes restantes*

1. agrafeuse chirurgicale avec 35 agrafes
2. ôte-agrafes à usage unique
3. ôte-agrafes à usage unique 2

Taille de l'agrafe



ZS35W
ZSR
ZSR2

Biopsy Punch

Punch à biopsie dermique stérile pour des prélèvements précis et sûrs
Bordure très tranchante en acier inoxydable sans soudure
Manche cranté qui assure une bonne préhension de l'instrument



Ø 2 mm	25 pc.	ZBP2
Ø 3 mm	25 pc.	ZBP3
Ø 4 mm	25 pc.	ZBP4
Ø 5 mm	25 pc.	ZBP5
Ø 6 mm	25 pc.	ZBP6
Ø 8 mm	25 pc.	ZBP8
Ø 10 mm	25 pc.	ZBP10
Ø 12 mm	25 pc.	ZBP12

Support pour matériel de suture en pochettes

Support & tiroir pour support



Le système de support flexible permet un rangement ordonné des sutures en pochettes. Le matériel reste ainsi facilement accessible pendant l'opération.

Différentes combinaisons sont possibles avec des pièces interchangeables.

1 support pour 2 boîtes à pochettes horizontales (125 mm x 72 mm x 143 mm) **Z070**

tiroir pour support **Z071**

Treillis de polypropylène

INDICATIONS:

solution de renforcement de la paroi abdominale

- hernie
- éventration

par coelioscopie ou laparotomie

COMPOSITION:


treillis élastique et durable de polypropylène monofilament

AVANTAGES:

- ✓ *Stabilité dimensionnelle extrême*
- ✓ *Structure du treillis très fine*
- ✓ *Porosité idéale*
- ✓ *Transparence excellente*
- ✓ *Bonnes propriétés de manipulation*
- ✓ *Facile à couper*
- ✓ *Bien toléré*

Treillis carrés et rectangulaires

STANDARD MESH	5 cm x 10 cm	ZMS0510
5 pc.	6 cm x 11 cm	ZMS0611
	7.5 cm x 15 cm	ZMS07515
	10 cm x 15 cm	ZMS1015
	15 cm x 15 cm	ZMS1515
	30 cm x 30 cm	ZMS3030



Marqueur pour la peau

Pour marquage général de la peau. Encre violet de gentiane indélébile. Biocompatible, non toxique et non irritant. Avec règle en centimètres et en pouces.

ZSM20 double pointe, marqueur à pointe régulière et fine avec règle, stérile



Pilomat

Ecraseur de comprimés Z045

Pour écraser les comprimés en tour de main.



Coupe-comprimés Z044

Pour couper les comprimés de toute un simple taille en deux.



SMI Spon


Éponge de gélatine résorbable

COMPOSITION:

Gélatine de première qualité hautement purifiée

INDICATIONS:

Pour usage dans diverses procédures chirurgicales. Prévues pour être utilisées à des fins hémostatiques par application sur une surface hémorragique. Non pyrogène et biocompatible.



1. STANDARD	80 x 50 x 10 mm	ZHG805010	4. TAMPON	80 x 30 mm DIA	ZHG8030
2. REGULAR	70 x 50 x 10 mm	ZHG705010	5. DENTAL CUBE	10 x 10 x 10 mm	ZHG101010
3. SPECIAL	80 x 50 x 1 mm	ZHG805001	6. FILM	200 x 70 x 0.5 mm	ZHG20070005

SMI-CEL

Hémostatique résorbable - cellulose régénérée oxydée

COMPOSITION:

Textile tricoté résorbable et stérile, préparé par oxydation contrôlée de cellulose régénérée

INDICATIONS:

Utilisés dans les procédures chirurgicales comme adjuvant pour contrôler les hémorragies des capillaires, des veines ou des petites artères
Biocompatible, entraînant une hémostase rapide et résorbée par le corps dans les 7 à 14 jours

SMI-CEL STANDARD

1.25 cm x 5 cm	12 pc.	ZHCS012050
5 cm x 7.5 cm	12 pc.	ZHCS050075
5.1 cm x 35.6 cm	12 pc.	ZHCS051356
7.5 cm x 10 cm	12 pc.	ZHCS075100
10 cm x 20 cm	12 pc.	ZHCS100200



SMI-CEL FIBRIL

2.6 cm x 5.1 cm	10 pc.	ZHCF026051
5.1 cm x 10.2 cm	10 pc.	ZHCF051102
10.2 cm x 10.2 cm	10 pc.	ZHCF102102

SMI-CEL KNIT

2.6 cm x 2.6 cm	12 pc.	ZHCK026026
7.6 cm x 10.2 cm	12 pc.	ZHCK076102
15.2 cm x 22.9 cm	12 pc.	ZHCK152229
10.2 x 10.2 cm	12 pc.	ZHCK102102



Cire à os



12 x 2.5 g Z046

COMPOSITION:

Cire d'abeille blanc raffinée, paraffine et palmitate d'isopropyle

INDICATIONS:

Contrôle des saignements des surfaces osseuses en agissant comme barrière mécanique

PRESENTATION:

une pièce de 2.5 g par pochette stérile, boîtes de 12

Set de cerclage du col utérin

set de cerclage du col de l'utérus selon Shirodkar

2 x aiguille émoussée 



2 x HRB 50 mm	4 mm bande de polyester 40 cm	ZCE1
	4 mm bande de polyester 50 cm	ZCE4
2 x HRB 65 mm	4 mm bande de polyester 50 cm	ZCE3

set de cerclage du col de l'utérus selon Mc. Donald / Wurm-Hefner

2 x aiguille ronde pointe tranchante 



2 x HRT 48 mm	EP 6 / USP 8 fil de polyester vert 75 cm	ZCE9
---------------	---	------

bande de nylon

3 mm bande de nylon 70 cm	ZCE06
6 mm bande de nylon 70 cm	ZCE07
6 mm bande de nylon 100 cm	ZCE09

bande de polyester

4 mm, 75 cm	ZCE08
4 mm, 2 x 75 cm	ZCE08-2

Bande de Bühner



Bande de polyester 6.5 mm x 80 cm, sterile ZCE20

- bande vaginale*
- ruban ombilical*
- bande de Bühner*

Aiguilles

12 dans une boîte

1/2 CERCLE



chas fermé
GN



chas à
ressort GF



chas fermé
GRN



chas à
ressort GRF



90 mm N°00		Z 751		Z 850
80 mm N°1	Z 702	Z 752		Z 851
70 mm N°2	Z 703	Z 753		Z 853
65 mm N°3	Z 704			
60 mm N°4		Z 755		Z 855
55 mm N°6	Z 706	Z 756	Z 806	Z 856
50 mm N°7		Z 758	Z 807	Z 858
48 mm				Z 840
45 mm N°8	Z 708	Z 759	Z 808	Z 859
40 mm N°9	Z 710	Z 760	Z 810	Z 860
37 mm		Z 746		
35 mm N°10	Z 711	Z 761	Z 811	Z 861
32 mm N°11		Z 745		
30 mm N°12	Z 712	Z 762	Z 812	Z 862
25 mm N°13	Z 713	Z 763	Z 813	Z 863
20 mm N°15	Z 714	Z 764	Z 814	Z 864
16 mm N°16		Z 766		Z 866

AIGUILLE SERPENTINE



chas fermé GSN



145 mm

Z 402


135 mm

Z 401

110 mm

Z 403

AIGUILLE DROITE



chas fermé
GSN



chas à
ressort GSF



75 mm N° 1

Z 904

60 mm N° 4

Z 903

Z 913

45 mm N° 8

Z 902

40 mm N° 9

Z 912

35 mm N° 10









Z 911

AUTRES ARTICLES




3/8 CERCLE



					
	chas fermé BN	chas à ressort BF	chas fermé BRN	chas à ressort BRF	chas fermé BRT
					
200 mm	Z 400				
130 mm N°6-0	Z 495		Z 595		
110 mm N°4-0			Z 599		
100 mm N°000	Z 500	Z 550		Z 650	
90 mm N°00	Z 501	Z 551	Z 601	Z 651	Z 301
90 mm LIGHT N°00	Z 502		Z 602		
85 mm N°0			Z 590		
80 mm N°1	Z 503	Z 552	Z 591		Z 303
70 mm N°2	Z 504	Z 553	Z 603	Z 653	
70 mm LIGHT N°2	Z 504L				
65 mm N°3			Z 604		
60 mm N°4	Z 505	Z 555		Z 655	
57 mm N°5	Z 506		Z 605		
55 mm N°6		Z 556		Z 656	
50 mm N°7		Z 557	Z 607	Z 657	
45 mm N°8	Z 508	Z 558	Z 608	Z 658	
40 mm N°9	Z 510	Z 560	Z 610	Z 660	
35 mm N°10	Z 511	Z 561	Z 611	Z 661	
32 mm N°11		Z 570		Z 670	
30 mm N°12	Z 512	Z 562	Z 612	Z 662	
25 mm N°13	Z 513	Z 563	Z 613	Z 663	
22 mm N°14		Z 571		Z 671	
20 mm N°15	Z 514	Z 564	Z 614	Z 664	
16 mm N°16	Z 516	Z 566		Z 666	
14 mm N°17		Z 567		Z 667	
12 mm N°20		Z 568		Z 668	

AUTRES ARTICLES

AIGUILLE CORDEE (SKI)




chas fermé chas à ressort



	chas fermé	chas à ressort
80 mm N°1	Z 202	
70 mm N°2	Z 203	
65 mm N°3	Z 204	
60 mm N°4	Z 205	
57 mm N°5	Z 201	
55 mm N°6	Z 206	
50 mm N°7	Z 207	
45 mm N°8	Z 208	
40 mm N°9		Z 260
35 mm N°10		Z 261
32 mm N°11		Z 270
30 mm N°12		Z 262
25 mm N°13		Z 263
22 mm N°14		Z 271
20 mm N°15		Z 264
16 mm N°16		Z 266
14 mm N°17		Z 267
12 mm N°20		Z 268

AIGUILLE CORDEE (SKI) POST MORTEM



chas fermé



130 mm 5"	Z 281
100 mm 4"	Z 282

AIGUILLE 3/8 CERCLE POST MORTEM



chas fermé



150 mm 6"	Z 480
130 mm 5"	Z 481
100 mm 4"	Z 482