

Référence KCB

Ensemble composé d'une boîte de rangement stérilisable et d'instruments microchirurgicaux pour interventions de précision.

1. Boîte de rangement

- **Dimensions** : 23 × 14,5 × 2,3 cm
- **Caractéristiques** : Boîte stérilisable, équipée d'un **tapis de rangement type Pico** permettant la fixation et la protection des instruments durant la stérilisation et le transport.

2. Instruments inclus

- **Micro porte-aiguille BARRAQUER**
 - Embout lisse, droit 14cm
 - Sans crémaillère
 - Conçu pour la micro-suture de précision

Pince hémostatique fine

- Longueur totale : 12 cm
- Longueur du clamp : 19 mm
- Forme : courbée
- Adaptée aux dissections et à la préhension atraumatique

Micro-ciseaux à ressort VANNAS – Iridectomie

- Longueur : 8 cm
- Lames courbes de 6 mm
- Action à ressort pour une coupe fine et contrôlée

Ciseaux Iris – grands anneaux

- Longueur : 9,5 cm
- Pointes droites et fines
- Utilisation polyvalente en microchirurgie

Pince GRAEFE – Iris Forceps (modèle 1)

- Longueur : 10 cm
- Dentelée
- Courbure légère
- Pointes de 0,7 mm

Pince GRAEFE – Iris Forceps (modèle 2)

- Longueur : 10 cm
- Dentelée
- Forte courbure
- Pointes de 0,7 mm

Ciseaux BONN – Iridectomie

- Longueur : 9 cm
- Droits
- Lames émoussées/émoussées
- Conçus pour la coupe fine en chirurgie oculaire

Pince CASTROVIEJO – Suture

- Longueur : 10 cm
- Pointes de 0,12 mm
- Instrument de précision pour la manipulation de fils très fins