



E.S.V.I.

vétolabo

PARTENAIRE DE VOS RECHERCHES

Catalogue

Instruments & Solutions pour la Chirurgie, la Recherche et la Formation

CISEAUX



PINCES



SUTURES



EQUIPEMENTS



Un choix responsable pour l'entretien de vos instruments chirurgicaux



Introduction

Depuis de nombreuses années, **ESVI VETOLABO** accompagne les chercheurs, les zootechniciens, les vétérinaires et les établissements de formation dans la maîtrise des gestes techniques et chirurgicaux.

Notre mission :

fournir des instruments fiables, précis et adaptés aux exigences de la recherche académique, des plateformes expérimentales et des écoles spécialisées.

Le catalogue 2026 rassemble une partie de l'ensemble de nos équipements dédiés à la chirurgie expérimentale et à la formation.

Chaque produit a été sélectionné pour répondre aux standards de qualité attendus dans les environnements scientifiques et pédagogiques les plus exigeants.

- Ciseaux de dissection et micro ciseaux pour les travaux fins et les protocoles délicats,
- Pincés de dissection et pincés fines pour une manipulation précise des tissus,
- Porte aiguilles et micro porte aiguilles conçus pour une tenue stable et ergonomique,
- Pincés hémostatiques adaptées aux interventions courantes comme aux procédures spécialisées,
- Sutures, agrafes et consommables chirurgicaux sélectionnés pour leur fiabilité,
- Équipements de chirurgie osseuse, robustes et adaptés aux besoins des laboratoires et écoles.
- Stérilisateur à billes, tapis et boîtes de protection
- Et un service d'affûtage professionnel, toutes marques confondues, pour prolonger la durée de vie de vos instruments et garantir une performance optimale.

À travers cette édition, nous souhaitons offrir un outil clair, complet et pratique, pensé pour faciliter votre travail quotidien, soutenir vos protocoles expérimentaux et accompagner la montée en compétence des équipes en formation.

Nous vous remercions pour votre confiance et restons à vos côtés pour continuer à faire évoluer vos pratiques, vos équipements et vos projets.

Des instruments chirurgicaux toujours performants, garantissant des actes précis et de qualité.
Des économies substantielles tout en soutenant une démarche écoresponsable.

• Ciseaux & Micro-ciseaux

Affûtage pour restaurer le tranchant.

Réalignement des bras et serrage pour éliminer tout jeu & Polissage et satinage.

• Forceps & Pincés

Reprise des pointes.

Réalignement des bras et redressage & Polissage et satinage

• Porte-aiguille

Re quadrillage des mors, remise en ligne, polissage, satinage, révision de la crémaillère.

Traçage des stries supplémentaires si nécessaire & Polissage et satinage

• Pincés délicates MORIA DUMONT

Reprise des pointes.

Réalignement des bras et redressage & Polissage et satinage

• Ecarteurs

Remise en état de la crémaillère

• Service de satinage

Le satinage par projection de sable nettoie efficacement les salissures de surface de vos instruments.

Si vous préférez conserver la couleur originale de vos instruments, informez-nous au préalable afin d'éviter le satinage.

• Service de passivation sur demande :

Lors de la passivation, une couche protectrice d'oxyde de chrome se forme à la surface du métal, empêchant ainsi la rouille.

Traçabilité :

Chaque instrument pris en charge est gravé avec le numéro de la semaine et l'année de la prestation

CISEAUX

- Ciseaux Supercut (SC)
- Ciseaux avec inserts almedur® de carbure de tungstène
- Ciseaux à chirurgie
- Ciseaux fin
- Micro-ciseaux

Sommaire


CISEAUX	5
Ciseaux Supercut (SC)	6
Ciseaux avec inserts almedur® de carbure de tungstène	6
Ciseaux à chirurgie	7
Ciseaux fin	8
Micro-ciseaux	10
PINCES	11
Pinces avec inserts almedur® de carbure de tungstène	12
Pinces à dissection à griffes	12
Pinces à dissection	13
Pinces à iridectomie	14
Serre-fines	15
Pinces hémostatiques	15
Pinces hémostatiques - Serre-fines	15
Pinces gouges	17
Pinces coupantes à os	18
SUTURE	19
Porte-aiguilles	20
Sous-porte-aiguilles	21
Porte-aiguilles et agrafes	21
Aiguilles pour sutures musculaires et cutanées	22
EQUIPEMENT	23
Stérilisateur à billes	24
Boîtes de stérilisation	25
Plateaux	25
Tapis en silicone	26
Draps chirurgicaux jetables	26
Trousse de base (kit)	27

Ciseaux Supercut (SC)

L'aiguisage extrêmement coupante «osteotome» de la lame supérieure, garantit une coupure facile et précise du tissu. La deuxième lame est légèrement dentelée pour tenir le tissu.
Ciseaux Supercut peuvent être identifiées à deux bagues noires. Tous les autres ciseaux peuvent être fournis en version Supercut sur demande. Les ciseaux Supercut peuvent être fournis également non dentelés sur demande.



Ciseaux à chirurgie



		almedur		Supercut	almedur		almedur
	Fig. 1	Fig. 1	Fig. 2	Fig. 2	Fig. 2	Fig. 3	Fig. 3
105 mm - 4 ¼ «	03-020-105		03-022-105			03-024-105	
115 mm - 4 ½ «	03-020-115		03-022-115			03-024-115	
130 mm - 5 «	03-020-130		03-022-130	307-106-130		03-024-130	
145 mm - 5 ¾ «	03-020-145	04-120-145	03-022-145	307-106-140	04-122-145	03-024-145	04-124-145
155 mm - 6 «	03-020-155		03-022-155			03-024-155	
165 mm - 6 ½ «	03-020-165	308-100-160	03-022-165		308-110-160	03-024-165	308-120-160
175 mm - 7 «	03-020-175		03-022-175			03-024-175	
185 mm - 7 ¼ «	03-020-185	308-100-180	03-022-185		308-110-180	03-024-185	308-120-180
200 mm - 8 «	03-020-200		03-022-200			03-024-200	



Ciseaux avec inserts almedur® de carbure de tungstène

Tous les ciseaux munis de lames almedur® en carbure de tungstène se distinguent par leur coupe uniforme, souple et durable. Les ciseaux avec tranchants en carbure de tungstène se reconnaissent par leurs anneaux dorés.



		almedur		Supercut	almedur		almedur
	Fig. 1	Fig. 1	Fig. 2	Fig. 2	Fig. 2	Fig. 3	Fig. 3
105 mm - 4 ¼ «	03-020-105		03-022-105			03-024-105	
115 mm - 4 ½ «	03-020-115		03-022-115			03-024-115	
130 mm - 5 «	03-020-130		03-022-130	307-106-130		03-024-130	
145 mm - 5 ¾ «	03-020-145	04-120-145	03-022-145	307-106-140	04-122-145	03-024-145	04-124-145
155 mm - 6 «	03-020-155		03-022-155			03-024-155	
165 mm - 6 ½ «	03-020-165	308-100-160	03-022-165		308-110-160	03-024-165	308-120-160
175 mm - 7 «	03-020-175		03-022-175			03-024-175	
185 mm - 7 ¼ «	03-020-185	308-100-180	03-022-185		308-110-180	03-024-185	308-120-180
200 mm - 8 «	03-020-200		03-022-200			03-024-200	



Ciseaux fin



WAGNER		1:2	1:2	1:2	1:2
		Supercut		Supercut	
120 mm - 4 ¾ "	308-820-120	307-820-120	308-821-120	307-821-120	



BROPHY (SULLIVAN)		1:2	1:2
145 mm - 5 ¾ "	03-068-145	03-069-145	



SANVENERO		1:2	1:2
140 mm - 5 ½ "	308-298-140	308-299-140	



LEXER-BABY		1:2	1:2	1:2	1:2
		almedur		almedur	
100 mm - 4 "	308-198-100	308-202-100	308-199-100	308-203-100	
	Droits		Courbes		



		Supercut	almedur	almedur/ Supercut	Ceramic Cut
90 mm - 3 ½ "	03-320-090	307-336-090			
105 mm - 4 ¼ "	03-320-105			307-340-110	
115 mm - 4 ½ "	03-320-115	03-328-115	04-520-115		03-320-115K
120 mm - 4 ¾ "	03-320-120				

		Supercut	almedur	almedur/ Supercut	Ceramic Cut	courbes laterale	angle laterale
90 mm - 3 ½ "	03-321-090	307-337-090					
105 mm - 4 ¼ "	03-321-105			307-341-110			
115 mm - 4 ½ "	03-321-115	03-329-115	04-521-115		03-321-115K	03-323-115	03-325-115
120 mm - 4 ¾ "	03-321-120						



LITTLER		
115 mm - 4 ½ "	03-060-120	
145 mm - 5 ¾ "	03-060-145	







	1:2	1:2
	Supercut	Supercut
115 mm - 4 ½ "	03-328-115	03-329-115



	1:2	1:2
120 mm - 4 ¾ "	03-320-120	03-321-120

Micro-ciseaux



PINCES

Pinces avec inserts almedur® de carbure de tungstène
 Pinces à dissection
 Pinces à dissection à griffes
 Pinces à iridectomie
 Serre-fines
 Pinces hémostatiques
 Pinces hémostatiques - Serre-fines
 Pinces gouges
 Pinces coupantes à os

Pinces avec inserts almedur® de carbure de tungstène

Toutes les pinces munies de plaquettes almedur® en carbure de tungstène ont le rectifié garantissant le saisissement sûr et soigneux de vaisseaux, tissus, et matériel à suturer.

Les pinces munies de plaquettes en carbure de tungstène se reconnaissent par la dorure du bout postérieur.



Pinces à dissection



STANDARD		almedur	Titan		almedur	Titan	
105 mm - 4 ¼ "	08-020-105			08-030-105			08-023-105
115 mm - 4 ½ "	08-020-115	10-120-115		08-030-115			08-023-115
130 mm - 5 "	08-020-130	10-120-130		08-030-130	10-130-130		08-023-130
145 mm - 5 ¾ "	08-020-145	10-120-145	11-020-145	08-030-145	10-130-145		08-023-145
150 mm - 6 "	08-020-150	10-120-150		08-030-150	10-130-150		08-023-150
160 mm - 6 ½ "	08-020-160	10-120-160		08-030-160	10-130-160		08-023-160
180 mm - 7 "	08-020-180	10-120-180	11-020-180	08-030-180	10-130-180	11-130-180	08-023-180
200 mm - 8 "	08-020-200	10-120-200		08-030-200	10-130-200		08-023-200
230 mm - 9 "	08-020-230	10-120-230		08-030-230	10-130-230		
250 mm - 10 "	08-020-250	10-120-250	11-020-240	08-030-250	10-130-250		08-023-250
300 mm - 12 "	08-020-300	10-120-300		08-030-300			08-023-300
350 mm - 14 "	08-020-350						
400 mm - 15 ¾ "	08-020-400						

étroite étroite étroite courbé


Pinces à dissection à griffes



STANDARD					
105 mm - 4 ¼ "	08-221-105	08-222-105			08-229-105
115 mm - 4 ½ "	08-221-115	08-222-115			08-229-120
130 mm - 5 "	08-221-130	08-222-130	08-223-130	08-224-130	08-229-130
145 mm - 5 ¾ "	08-221-145	08-222-145	08-223-145	08-224-145	08-229-145
150 mm - 6 "	08-221-150	08-222-150			08-229-150
160 mm - 6 ¼ "	08-221-160	08-222-150	08-223-160	08-224-160	08-229-160
180 mm - 7 "	08-221-180	08-222-180		08-224-180	08-229-180
200 mm - 8 "	08-221-200	08-222-200	08-223-200		08-229-200
250 mm - 9 ¾ "	08-221-250	08-222-250	08-223-250	08-224-250	08-229-250
300 mm - 12 "	08-221-300	08-222-300	08-223-300		08-229-300
350 mm - 14 "	08-221-350				
400 mm - 15 ¾ "	08-221-400				

étroite

Pinces à iridectomie



GRAEFE

105 mm - 4 1/4 "	0.5 mm	08-512-005	08-515-005	08-519-005	08-522-005	08-525-005	08-529-005				
105 mm - 4 1/4 "	0.7 mm	08-512-007	08-515-007	08-519-007	08-522-007	08-525-007	08-529-007				
105 mm - 4 1/4 "	1.5 mm	08-512-010	08-515-010	08-519-010	08-522-010	08-525-010	08-529-010				
70 mm - 2 3/4 "	0.5 mm							08-500-005	08-501-005	08-504-005	08-505-005
70 mm - 2 3/4 "	0.7 mm							08-500-007	08-501-007	08-504-007	08-505-007
70 mm - 2 3/4 "	1.0 mm							08-500-010	08-501-010	08-504-010	08-505-010

la pointe



80 mm - 3 "	08-450-080	08-451-080
90 mm - 3 1/2 "	08-450-090	08-451-090
105 mm - 4 1/4 "	08-450-105	08-451-105
115 mm - 4 1/2 "	08-450-115	08-451-115
130 mm - 5 "	08-450-130	08-451-130
145 mm - 5 2/3 "	08-450-145	08-451-145

lisse



80 mm - 3 "	08-452-080	08-453-080
90 mm - 3 1/2 "	08-452-090	08-453-090
105 mm - 4 1/4 "	08-452-105	08-453-105
115 mm - 4 1/2 "	08-452-115	08-453-115
125 mm - 5 "	08-452-130	08-453-130
145 mm - 5 2/3 "	08-452-145	08-453-145
160 mm - 6 1/3 "	08-452-160	
180 mm - 7 "	08-452-180	

Pinces hémostatiques - Serre-fines

Serre-fines



DIEFFENBACH

35 mm - 1 1/2 "	13-320-035	13-321-035
50 mm - 2 "	13-320-050	13-321-050
60 mm - 2 1/4 "	13-320-060	13-321-060

JOHNS-HOPKINS

38 mm - 1 1/2 "	13-326-038	13-327-038
51 mm - 2 "	13-326-051	13-327-051
57 mm - 2 1/4 "	13-326-057	13-327-057
63 mm - 2 1/2 "	13-326-063	13-327-063
70 mm - 2 3/4 "	13-326-070	13-327-070
75 mm - 3 "	13-326-075	13-327-075
90 mm - 3 1/2 "	13-326-090	13-327-090

droit

courbe




DIETHRICH

x =	50 mm - 2 "	50 mm - 2 "	50 mm - 2 "	60 mm - 2 1/4 "	50 mm - 2 "	50 mm - 2 "	50 mm - 2 "	60 mm - 2 1/4 "
y =	8 mm	12 mm	16 mm	20 mm	8 mm	12 mm	16 mm	20 mm
	13-450-008	13-450-012	13-450-016	13-450-020	13-451-008	13-451-012	13-451-016	13-451-020

x = Longueur

y = partie striée du mors

Pinces hémostatiques



HARTMANN

100 mm - 4 "	13-020-100	13-021-100
--------------	------------	------------



TERRIER

85 mm - 3 3/4 "	413-150-080
-----------------	-------------



				
HALSTED-MOSQUITO				
125 mm - 5 "	13-038-125	13-039-125	13-042-125	13-043-125
140 mm - 5 ½ "	13-038-140	13-039-140	13-042-140	13-043-140
	Titan	Titan	Titan	Titan
125 mm - 5 "	312-220-120	312-221-120	312-230-120	312-231-120



				
MICRO-MOSQUITO				
100 mm - 4 "	13-028-100	13-029-100	13-030-100	13-031-100
120 mm - 4 ¾ "	13-028-120	13-029-120	13-030-120	13-031-120



		
DANDY		
130 mm - 4 "	13-117-130	
140 mm - 5 ½ "	13-117-140	413-353-140
courbe sur le plat		




	
MOSQUITO-DANDY	
120 mm - 4 ¾ "	413-347-120
courbe sur le plat	




		
PROVIDENCE-HOSPITAL		
140 mm - 5 ½ "	13-072-140	13-073-140

Pinces gouges



JUER		
	Fig. 1	Fig. 2
150 mm - 6 "	31-375-150	31-377-150



JUER		
170 mm - 6 ¾ "	31-370-170	31-371-170



	
MINI-FRIEDMANN	
120 mm - 4 ¾ "	332-097-120



FRIEDMANN	
140 mm - 5 ½ "	31-321-140

Pinces coupantes à os



COTTLE-
KAZANJIAN


190 mm - 7 ½ "

332-278-190



JISTON

140 mm - 5 ½ "	31-720-140	31-721-140
170 mm - 6 ¾ "	31-720-170	31-721-170
190 mm - 7 ½ "	31-720-190	31-721-190
220 mm - 8 ¾ "	31-720-220	31-721-220



SUTURE

Porte-aiguilles

Porte-aiguilles

Aiguilles pour sutures musculaires et cutanées



Porte-aiguilles



CRILE-MURRAY

		almedur
150 mm - 6 "	19-138-150	324-170-150
180 mm - 7 "	19-138-180	
200 mm - 8 "	19-138-200	



BAUMGARTNER

		almedur
120 mm - 4 ¾ "	324-146-120	324-150-120
140 mm - 5 ¾ "	324-146-140	324-150-140



CRILE-WOOD

		almedur	almedur
150 mm - 6 "	19-136-150	20-164-150	20-164-151
180 mm - 7 "	19-136-180	20-164-180	20-164-181
200 mm - 8 "	19-136-200	20-164-205	
230 mm - 9 "		20-164-230	
260 mm - 10 ¼ "		20-164-265	
300 mm - 12 "		20-164-300	

lisse



BABY-CRILE-WOOD

	almedur
150 mm - 6 "	20-160-150



CASTROVIEJO
- JACOBSON

	almedur	almedur	almedur	almedur
140 mm - 5 ½ "	20-678-140	20-680-140	20-679-140	20-681-140
180 mm - 7 "	20-678-180	20-680-180	20-679-180	20-681-180
210 mm - 8 ¼ "	20-678-210	20-680-210	20-679-210	20-681-210
mors lisse	droit, sans crémaillère	droit, avec crémaillère	courbe, sans crémaillère	courbe, avec crémaillère

Sous-porte-aiguilles



110 mm - 4 ¼ "	19-780-110	19-781-110
125 mm - 5 "	19-780-125	19-781-125
130 mm - 5 "	19-780-130	19-781-130
150 mm - 6 "	19-780-150	19-781-150
180 mm - 7 "	19-780-180	19-781-180
sans crémaillère	droites	courbes

Porte-aiguilles et agrafes



CASTROVIEJO
- JACOBSON

140 mm - 5 ½ "	19-820-140	19-824-140	19-821-140	19-825-140
180 mm - 7 "	19-820-180	19-824-180	19-821-180	19-825-180
210 mm - 8 ¼ "	19-820-210	19-824-210	19-821-210	19-825-210
mors lisse	droit, sans crémaillère	droit, avec crémaillère	courbe, sans crémaillère	courbe, avec crémaillère



MICHEL

120 mm - 4 ¾ "	17-730-120
----------------	------------

MICHEL

7.5 mm x 1.75 mm	11 mm x 2 mm	12 mm x 3 mm	14 mm x 3 mm
22-620-007	22-620-011	22-620-012	22-620-014

Unité de vente = 1.000 pièces (10 paquets avec 100 pièces)

MICHEL

16 mm x 3 mm	18 mm x 3 mm	20 mm x 3 mm	22 mm x 3 mm
22-620-016	22-620-018	22-620-020	22-620-022



Aiguilles pour sutures musculaires et cutanées




Fig. 000	Fig. 00	Fig. 0	Fig. 1	Fig. 2
22-121-000/00	22-121-000/0	22-121-000	22-121-010	22-121-020

Fig. 3	Fig. 4	Fig. 5	Fig. 6	Fig. 7
22-121-030	22-121-040	22-121-050	22-121-060	22-121-070

Fig. 8	Fig. 9	Fig. 10	Fig. 11	Fig. 12
22-121-080	22-121-090	22-121-110	22-121-111	22-121-112

Fig. 13	Fig. 14	Fig. 15	Fig. 16
22-121-113	22-121-114	22-121-115	22-121-116




Fig. 000	Fig. 00	Fig. 0	Fig. 1	Fig. 2
22-125-000/00	22-125-000/0	22-125-000	22-125-010	22-125-020

Fig. 3	Fig. 4	Fig. 5	Fig. 6	Fig. 7
22-125-030	22-125-040	22-125-050	22-125-060	22-125-070

Fig. 8	Fig. 9	Fig. 10	Fig. 11	Fig. 12
22-125-080	22-125-090	22-125-110	22-125-111	22-125-112

Fig. 13	Fig. 14	Fig. 15	Fig. 16
22-125-113	22-125-114	22-125-115	22-125-116

EQUIPEMENT

Stérilisateur à billes
Boîtes de stérilisation
Plateaux
Tapis en silicone
Draps chirurgicaux jetables
Trousse de base (kit)

Stérilisateur à billes

Le stérilisateur à billes offre une méthode sûre, efficace et pratique pour stériliser vos instruments chirurgicaux avant et pendant une intervention ou une culture tissulaire.

Sans utiliser de gaz potentiellement dangereux, de flammes ou de produits chimiques, vous pouvez garantir que vos instruments seront exempts de pathogènes et de contaminants microbiens.

Les billes mettent 15 à 20 minutes pour atteindre une température de 240 °C à 270 °C, après quoi le stérilisateur est prêt à l'emploi.

La température est régulée par thermostat, et l'appareil peut rester allumé toute la journée.

Les instruments nécessitent environ 20 secondes de contact avec les billes pour une stérilisation complète.

Le stérilisateur peut être utilisé en toute sécurité même sous une hotte à flux laminaire.



Référence
VETB5000

Descriptif technique

Le stérilisateur à billes de verre est un dispositif de stérilisation haute température conçu pour la désinfection rapide d'instruments de petite taille. Il utilise un lit de billes de verre comme vecteur thermique, garantissant une montée en température homogène et une stérilisation fiable sans recours à des agents chimiques. L'appareil permet d'atteindre une température de fonctionnement pouvant aller jusqu'à 300 °C, assurant une élimination efficace des micro-organismes.

Caractéristiques principales :

- Température maximale : 300 °C Assure une stérilisation rapide, stable et sécurisée des instruments.
- Support thermique : billes de verre Permettent une diffusion uniforme de la chaleur et une stérilisation précise, sans contact direct avec une source métallique.
- Dimensions de la cuve : profondeur 140 mm – diamètre 40 mm Compatibles avec une grande variété d'instruments fins ou allongés.
- Dimensions extérieures : 145 × 215 mm Format compact facilitant l'intégration sur un plan de travail professionnel tout en conservant un volume utile optimal.
- Domaines d'utilisation Adapté aux environnements médicaux, dentaires, de laboratoire ou culinaires nécessitant une stérilisation rapide sans produits chimiques.

Avantages :

- Régulation thermique précise Le système de contrôle intégré garantit une température stable, assurant une stérilisation reproductible à chaque cycle.
- Simplicité d'utilisation Interface intuitive permettant une mise en service rapide, adaptée aux usages intensifs en milieu professionnel.
- Efficacité thermique élevée Les billes de verre assurent une conduction uniforme, réduisant les risques de brûlure localisée ou de détérioration des instruments.

Boîtes de stérilisation



Référence
18-6005

Matériau : alliage d'aluminium avec un tapis en silicone au fond.
Dimensions : 225 × 140 × 23 mm



Référence
18-6006

Matériau : alliage d'aluminium avec un tapis en silicone au fond.
Dimensions : 240 × 750 × 55 mm



Référence
18-6001, dimension : 240 × 160 × 50 mm, n° 9
18-6003, dimension : 210 × 120 × 50 mm, n° 8

Acier inoxydable 304, résistant à l'iode
Équipé d'orifices d'aération des deux côtés.



Référence
18-6002, dimension : 240 × 160 × 50 mm, n° 9
18-6004, dimension : 210 × 120 × 50 mm, n° 8

Matériau : acier inoxydable 304, résistant à l'iode
Sans orifices d'aération des deux côtés.

Plateaux



Référence
18-6010

Matériau : acier inoxydable 304, résistant à l'iode
Dimensions : 260 × 200 × 30 mm



Référence
18-6011, dimension : 185 × 110 × 20 mm,
18-6012, dimension : 198 × 128 × 25 mm,
18-6013, dimension : 210 × 138 × 25 mm,

Matériau : acier inoxydable 304, résistant à l'iode

Tapis en silicone



Référence
18-6030
18-6031

Ces deux tapis en silicone sont destinés à la pose en toute sécurité d'instruments délicats tels que les micro-ciseaux et les pinces. Autoclavables.

La référence 18-6030 est dotée de picots et garantit une pose sûre et antidérapante.

Dimensions : 300 x 200 mm

Draps chirurgicaux jetables



Référence
18-6040 45 x 60CM, pack de 100.
18-6041 30 x 45CM, pack de 100.

Ces draps, disponibles en deux tailles, sont exclusivement destinés à un usage vétérinaire pendant les interventions chirurgicales.

Ils sont fabriqués à partir de pâte de bois native à haute teneur en polymères, d'un film en PE et d'un revêtement, ce qui leur confère une grande résistance à la déchirure et leur permet de former une barrière respirante mais imperméable aux bactéries en suspension dans l'air, à la solution saline, au sang et à l'eau.

Ils offrent d'excellentes propriétés d'absorption de l'urine et des liquides, d'élimination des odeurs, de rétention des selles et de prévention des fuites.

De plus, elles peuvent être utilisées pour emballer votre mallette à instruments ou vos instruments de manière sécurisée afin de garantir leur stérilité jusqu'à leur utilisation.

Trousse de base (kit)



Référence
KCB

Ensemble composé d'une boîte de rangement stérilisable et d'instruments microchirurgicaux pour interventions de précision.

1. Boîte de rangement

- Dimensions : 23 x 14,5 x 2,3 cm
- Caractéristiques : Boîte stérilisable, équipée d'un tapis de rangement type Pico permettant la fixation et la protection des instruments durant la stérilisation et le transport.

2. Instruments inclus

- Micro porte-aiguille BARRAQUER
 - o Embout lisse, droit 14cm
 - o Sans crémaillère
 - o Conçu pour la micro-suture de précision

3. Pince hémostatique fine

- Longueur totale : 12 cm
- Longueur du clamp : 19 mm
- Forme : courbée
- Adaptée aux dissections et à la préhension atraumatique

4. Micro-ciseaux à ressort VANNAS - Iridectomie

- Longueur : 8 cm
- Lames courbes de 6 mm
- Action à ressort pour une coupe fine et contrôlée

5. Ciseaux Iris - grands anneaux

- Longueur : 9,5 cm
- Pointes droites et fines
- Utilisation polyvalente en microchirurgie

6. Pince GRAEFE - Iris Forceps (modèle 1)

- Longueur : 10 cm
- Dentelée
- Courbure légère
- Pointes de 0,7 mm

7 Pince GRAEFE - Iris Forceps (modèle 2)

- Longueur : 10 cm
- Dentelée
- Forte courbure
- Pointes de 0,7 mm

8. Ciseaux BONN - Iridectomie

- Longueur : 9 cm
- Droits
- Lames émoussées/émoussées
- Conçus pour la coupe fine en chirurgie oculaire

9. Pince CASTROVIEJO - Suture

- Longueur : 10 cm
- Pointes de 0,12 mm
- Instrument de précision pour la manipulation de fils très fins

10. Hémostatique clamp

- Longueur : 35 mm
- Longueur Pointe 11mm
- Largeur 3.11mm

