

Gants de manipulation pour rongeurs et NAC – Cuir français & protection KEVLAR anti-perforation

DESCRIPTION PRODUIT

Spécialement adapté aux exigences du milieu scientifique, ce gant de protection garantit une sécurité maximale lors de la manipulation d'animaux de laboratoire (rats, souris, petits rongeurs).

Associant la résistance d'un cuir de vachette de première qualité à une doublure haute performance en Kevlar® et fibre de verre, il constitue une barrière physique très efficace contre les morsures incisives et les griffures, tout en conservant la préhension nécessaire aux soins et interventions.

POINTS FORTS & BÉNÉFICES

- **Haute Protection Anti-Morsure & Anti-Perforation :** La doublure combinée en Kevlar® et fibres de verre stoppe efficacement les attaques et pincements par morsure de rongeurs (rats, souris) pour limiter drastiquement les risques de blessures et d'infections.
- **Couleur :** Marron/Jaune



Tailles disponibles

XS (6) - M (8) - L (9) - XL (10)