

RECHERCHE ACADÉMIE INDUSTRIE



## **AFFUTAGE et ENTRETEN DE VOS INSTRUMENTS CHIRURGICAUX**

Contactez-nous :

Par courriel : [info@esvi-vetolabo.com](mailto:info@esvi-vetolabo.com)

Par téléphone : 07 64 36 98 35

[www.esvi-vetolabo.com](http://www.esvi-vetolabo.com)



ESVI - VETOLABO - Tél : 07 64 36 98 35

6 Avenue des Andes - Mini-Parc Bâtiment 8 - 1<sup>ER</sup> Etage - Zone Activité de Courtabœuf - 91952 Les Ulis Cedex

## Un choix responsable pour l'entretien de vos instruments chirurgicaux

Des instruments chirurgicaux toujours performants, garantissant des actes précis et de qualité.

Des économies substantielles tout en soutenant une démarche écoresponsable.

- **Ciseaux & Micro-ciseaux**

- Affûtage pour restaurer le tranchant.
- Réalignement des bras et serrage pour éliminer tout jeu & Polissage et satinage.

- **Forceps & Pincés**

- Reprise des pointes.
- Réalignement des bras et redressage & Polissage et satinage

- **Porte-aiguille**

- Re quadrillage des mors, remise en ligne, polissage, satinage, révision de la crémaillère.
- Traçage des stries supplémentaires si nécessaire & Polissage et satinage

- **Pincés délicates MORIA DUMONT**

- Reprise des pointes.
- Réalignement des bras et redressage & Polissage et satinage
- 

- **Ecarteurs**

- Remise en état de la crémaillère

- **Service de satinage**

- Le satinage par projection de sable nettoie efficacement les salissures de surface de vos instruments.
- Si vous préférez conserver la couleur originale de vos instruments, informez-nous au préalable afin d'éviter le satinage.

- **Service de passivation sur demande** : Lors de la passivation, une couche protectrice d'oxyde de chrome se forme à la surface du métal, empêchant ainsi la rouille.



**Traçabilité** : Chaque instrument pris en charge est gravé avec le numéro de la semaine et l'année de la prestation