



E.S.V.I

**Vetolabo**

Partenaire de vos recherches

## Thermomètre digital de laboratoire IR – Instantané sans contact



*Référence VET8805SI*

Thermomètre médical sans contact avec technologie infrarouge permettant la mesure de la température du corps ou d'un objet à distance. Idéal dans le domaine de la santé pour une meilleure hygiène au cours de la consultation. Conforme CE médical 0197 - Directive européenne 93/42/CEE. Dispositif médical.

Conforme aux normes CE MEDICAL 197 - Directive européenne 93/42/CEE

- Conforme EN 61326

- Température :

\* Corporelle : 30,0°C à 42,5°C / Résolution 0,1° / Précision 36,0°C < ± 0,2°C < 39,0°C, sinon ± 0,3°C

\* Surface matériaux : 0°C à 60,0°C / Résolution 0,1° / Précision ± 1°C

- Temps de réponse < 1 sec

- Mémoires : 32 dernières mesures

- Alarme sonore / visuelle réglable

- Distance optimale : 1 à 10 cm

- Extinction automatique

- Rétro-éclairage

- Dim : 128x74x36 mm / 105 g

- Piles : 2xAAA LR03 (incl.)