



E.S.V.I

Vetolabo

Partenaire de vos recherches

Les stérilisateurs à billes de verre sont une alternative rapide, facile et précise aux méthodes traditionnelles de stérilisation, et sont assez compacts pour s'intégrer partout.



VETA5000



VETB5000

Référence	VETA5000	VETB5000
Taille puit	Ø40mm x 80mm	Ø40mm x 140mm
Poids des billes de verre	150g	300g
Echelle de température	100°C-300°C	100°C-300°C
Précision température	+/-5°C	+/-5°C
Temps cible (40°C-300°C)	+/-25min	+/-25min
Poids	2kg	2.5kg
Dimensions (mm)	130 x 155 x 155 mm	130 x 145 x 215 mm
Billes supplémentaires	VET7071-01 (150g) Ø3mm	VET707102-02 (300g) Ø3mm

- CE