

Référence	Désignation	Dimensions	Aspect	Sujet	Poids
VETAH001	Tube	24x150mm	Transparent	Souris	20-30g
VETAH001R	Tube	24x150mm	Rouge	Souris	20-30g
VETAH002	Tube	34x170mm	Transparent	Souris	30-50g
VETAH002R	Tube	34x170mm	Rouge	Souris	30-50g
VETAH002A	Tube	44x250mm	Transparent	Rat	150-250g
VETAH002AR	Tube	44x250mm	Rouge	Rat	150-250g
VETAH002B	Tube	59x300mm	Transparent	Rat	250-350g
VETAH002BR	Tube	59x300mm	Rouge	Rat	250-350g
VETAH002C	Tube	69x300mm	Transparent	Rat	350-500g
VETAH002CR	Tube	69x300mm	Rouge	Rat	350-500g
VET002D	Tube	94x320mm	Transparent	Rat	500g
VET002DR	Tube	94x320mm	Rouge	Rat	500g
VETAH003	Cône	Taille totale : 120mm L X 85mm L X 100mm H Taille du cône : DIA, 60mm jusqu'à 20mm (extrémité de la queue) Longueur du cône 55mm	Transparent	Souris	
VETAH003R	Cône	Taille totale : 120mm L X 85mm L X 100mm H Taille du cône : DIA, 60mm jusqu'à 20mm (extrémité de la queue) Longueur du cône 55mm	Rouge	Souris	
VETAH003A	Cône	Taille totale : 175mm L X 150mm L X 140mm H Taille du cône : DIA, 110mm jusqu'à 25mm (extrémité de la queue) Longueur du cône 105mm	Transparent	Rat	
VETAH003AR	Cône	Taille totale : 175mm L X 150mm L X 140mm H Taille du cône : DIA, 110mm jusqu'à 25mm (extrémité de la queue) Longueur du cône 105mm	Rouge	Rat	

VETAH004	Cornière		Transparent	Souris	
VETAH004R	Cornière		Rouge	Souris	
<b>Référence</b>	<b>Désignation</b>	<b>Dimensions</b>	<b>Aspect</b>	<b>Sujet</b>	<b>Poids</b>
VETAH004A	Cornière		Transparent	Rat	
VETAH004AR	Cornière		Rouge	Rat	
VETAH005	Boite	Une petite boîte de retenue simple en acrylique rouge pour faciliter l'utilisation. 233mm L X 80mm L X 33mm H.	Transparent		
VETAH005A	Boite	Une petite boîte de retenue simple en acrylique rouge pour faciliter l'utilisation. 233mm L X 80mm L X 33mm H.	Rouge		



*Figure 1 Illustration tubes*



*Figure 2 Illustration des Cônes*



*Figure 3 Illustration Cornière*



*Figure 4 Illustration boîtes*