

Le punch à biopsie est utilisée pour la biopsie cutanée par carottage.
La lame du punch permet d'extraire un cylindre de l'épaisseur cutanée

- Stériles
- Acier Inoxydable
- Bordure tranchante en acier inoxydable sans soudure
- Diamètre de bordure : 2,5mm
- A usage unique

Descriptif : Boite de 20 Punchs stériles Chaque Punch est emballé individuellement sous blister rigide en PET et papier pelable en PET La taille est gravée sur chaque punch pour une identification aisée

Caractéristiques de la référence : Diamètre de la lame circulaire 1 à 8 mm

Longueur de la lame 7mm

Codes références	∅
PUK-10	1mm
PUK-15	1.5mm
PUK-20	2 mm
PUK-25	2.5mm
PUK-30	3mm
PUK-35	3.5mm
PUK-40	4mm
PUK-50	5 mm
PUK-60	6 mm
PUK-80mm	8 mm

