

SONDES DE GAVAGE ORAL EN PLASTIQUE JETABLE, CONDITIONNEMENT DE 50 OU 250 UNITES, SONDES STERILES

Caractéristiques :

Ces sondes de gavage sont en polypropylène, avec un embout en élastomère souple. Elles sont disponibles dans une variété de diamètres et de longueurs, adaptées à une utilisation chez les rongeurs, allant de la petite souris aux rats, en passant par les hamsters, les cobayes et les lapins.



Conditionnement 50	Conditionnement 250	Dimensions mm		Longueur mm	Ø Embout mm	Couleur
		ID	OD			
VET22-25 (22ga)	VET22-25-50	0.4	0.7	25	1.2	Noire Souris nouveau-né
VET20-30 (20ga)	VET20-30-50	0.5	0.9	30	1.2	Jaune Souris nouveau-né
VET20-38 (20ga)	VET20-38-50	0.5	0.9	38	1.2	Jaune Souriceaux
VET16-38 (16ga)	VET16-38-50	1.0	1.6	38	1.6	Transparent Souris adulte
VET18-30 (18ga)	VET18-30-50	0.7	1.2	30	2.3	Rose Souris adulte
VET22-38 (22ga)	VET22-38-50	0.4	0.7	38	1.2	Noire Rat nouveau-né
VET-18-38 (18ga)	VET18-38-50	0.7	1.2	38	2.3	Rose Rat nouveau-né
VET-18-50 (18ga)	VET-18-50-250	0.7	1.2	50	2.3	Rose Rat 100-200g
VET15-64 (15ga)	VET15-64-250	1.2	1.8	64	3	Bleue Rat 100-200g
VET18-75 (18ga)	VET18-75-250	0.7	1.2	75	2.3	Rose Rat jeune
VET13-88 (13ga)	VET13-88-250	1.5	2.4	88	2.4	Transparent Rat 200-300g
VET15-78 (15ga)	VET15-78-250	1.2	1.8	78	3	Bleue Rat +300g
VET15-100 (15ga)	VET15-100-250	1.2	1.8	100	3	Bleue Rat +300g
VET13-90 (13ga)	VET13-90-250	1.6	2.4	90	3	Rose Rat large
VET13-150 (13ga)	VET13-150-250	1.6	2.4	150	3.5	Rose Rat large

***Conditionnées en pochettes de 5 sondes stériles.**