

## Fermetures de plaies EZ Clip™ (9 mm) (7 mm)

Plus facile et plus rapide à utiliser que les sutures et aiguilles conventionnelles



Le **VET69020** EZ Clips est un kit de fermeture de plaie de 9 mm, parfait pour fermer rapidement les plaies, avec une tenue maximale.

Adaptés aux rats et aux souris, ils sont beaucoup plus faciles et rapides à utiliser que les sutures et aiguilles conventionnelles.

L'applicateur contient 20 agrafes de 9 mm qui sont maintenues fermement et prêts à l'emploi par des ressorts puissants en cuivre-béryllium.

Lorsque la plaie est cicatrisée, les clips peuvent être facilement retirés avec la pince ôte-agraves.

Tous les composants peuvent être achetés en kit ou à l'unité.

### Fonctionnalités

- Des "dents" plus petites permettent un meilleur serrage et une meilleure fermeture de la peau de l'animal
- Les agrafes sont plus faciles à retirer après la cicatrisation
- Moins de traumatismes pour les animaux, en particulier les souris

Les EZ-Agraves mesurent 9 mm de long et sont conditionnées par blister de 20, à raison de 10 racks (200 au total) ou 50 racks (1000 au total).



Les racks sont emballés individuellement dans des enveloppes thermosoudées et détachables pour plus de propreté et de facilité de manipulation.

Les agrafes en acier inoxydable sont apyrogènes et sont fournies non stériles mais peuvent être autoclavées.

L'emballage en polypropylène autoclavable offre une facilité inégalée de stérilisation et de stockage, sans enlever les agrafes de l'emballage.

Le kit EZ Clip **VET69020** comprend l'applicateur **VET69043**, la pince ôte-agraves, **VET 69046** et une boîte de 1 000 agrafes de 9 mm **VET69027**.

## Références

**VET69020** Kit complet

**VET69043** Applicateur

**VET69046** Pince ôte-agraves

**VET69022** EZ Clips conditionnement 200 (10 blisters)

**VET69027** EZ Clips conditionnement 1000 (50 blisters)

**VET69027-5** EZ Clips conditionnement 5000 (250 blisters)

## Agrafes réflexes de 7 mm

Suture rapide et efficace pour souris et petits rongeurs. Les agrafes de 7 mm permettent une suture plus petite et rapide. Les agrafes de 7 mm sont d'une taille parfaite pour la chirurgie de la souris. Les agrafes sont vendues par blister individuel de 20 agrafes non stérilisées mais autoclavables. Le kit complet **VET69038** comprend un applicateur **VET69036**, un ôte-agraves **VET69037** et une boîte de 100 agrafes **VET69035**.

## Références

**VET69038** Kit complet Reflex 7mm

**VET69036** Applicateur pour Reflex 7mm

**VET69037** Pince ôte-agraves pour Reflex 7mm

**VET69035** Agrafes Reflex conditionnement 100 (5 blisters)

**VET69036** Agrafes Reflex conditionnement 1000 (50 blisters)



## Kit complet (9mm)

### Système de fermeture de plaie alternatif, rapide et simple.

Le kit Complet **VET69040** comprend un applicateur **VET69043**, une pince ôte-agrafes **VET69046** et un lot 1000 agrafes **VET69047**.

Les composants individuels peuvent être commandés séparément.



## Références

**VET69040** Kit complet 9mm

**VET69043** Applicateur

**VET6946** Pince ôte-agrafes

**VET69047** Agrafes Reflex conditionnement 1000 (50 blisters)

### Remplacement des agrafes



Les agrafes de rechange sont disponibles, emballées par 20 sur un rack, emballées individuellement dans des blisters thermosoudés et détachables pour la propreté ainsi que pour faciliter la manipulation et le stockage.

Les agrafes sont apyrogènes et non stériles. Le plastique autoclavable. L'emballage permet la stérilisation des agrafes sans les retirer de leurs enveloppes.

## Références

**VET69022** Agrafes 200 (10 blisters)

**VET69027** Agrafes 1000 (50 blisters)

**VET69027-5** Agrafes 5000 (250 blisters)

**VET69035** Agrafes Reflex **7mm** conditionnement 100 (5 blisters)

**VET69034** Agrafes Reflex **7mm** conditionnement 1000 (50 blisters)

**VET69047** Agrafes 1000 (50 blisters)

**Tous les articles présentés dans cette fiche technique sont destinés à un usage vétérinaire**

**(pas à usage humain)**