

SURCHAUSSURES

Caractéristiques :

- Fabriqué en polyéthylène ou en polypropylène non-tissé 30g/m² ou 40g/m² (sur chaussures à semelles anti-dérapantes)
- Elastique de serrage au niveau de la cheville
- Protection efficace dans les salles contaminées qui nécessitent des protocoles de nettoyage approfondie
- Résistance améliorée
- Couleur Bleu
- Usage unique
- Non stérile
-
- Référence VETSURCH : Couleur Bleu - Sachet de 100 pièces

