



E.S.V.I

Vetolabo

Partenaire de vos recherches

Tapis chauffant électrique en plastique flexible

Important sur ce modèle :

L'animal ne doit pas être placé directement sur le tapis,

Prévoir un champ pour créer une interface entre le tapis et l'animal.

Cela aide à prévenir la desquamation de la peau qui peut survenir lorsqu'un animal couché est laissé longtemps sur un tapis chauffant sans tourner. Enfin une zone trop chaude peut brûler l'animal.

- Étanche et résistant à l'utilisation de désinfectants.
- Température réglable de 35°C à 45°C pendant 1 à 9 heures.
- Une minuterie éteint le tapis une fois la durée écoulée.
- 12V norme CE
- 100-240 V CA, 50/60 Hz - Sortie : 12 Vcc, 3,0 A.

Le tapis chauffant VETOLABO a une gamme de réglages de chaleur allant de 35 °C à 45°C. Il dispose également d'une minuterie qui éteindra le tapis chauffant après le temps sélectionné. Cela aide à prévenir la desquamation de la peau qui peut survenir lorsqu'un animal couché est laissé longtemps sur un tapis chauffant sans le retourner. Le tapis chauffant utilise 12 V CC, ce qui signifie que si un animal mâche le tapis, il ne sera pas électrocuté.

Le tapis chauffant électrique est marqué CE, et conforme à toutes les réglementations de sécurité européennes en vigueur.

Dimensions : 35 x 40 cm

À usage vétérinaire uniquement

Référence : VET 8365936

