


Système de contention universelle pour lapin

Le réglage de la contention se fait en plaçant l'aiguille dans le réseau de trous débouchant arrière pour faire avancer le compartiment selon le poids du modèle.

- Nettoyage et désinfection aux détergents, acides, eau chaude à 60° maxi, eau de javel.
- Réglable à la dimension de l'animal (de 1.5 à 6 kgs)
- Maintien de l'animal par le cou et le dos (évite les reins cassés)
- Facile à transporter

Contention lapin



Description

Elles sont fabriquées en polyéthylène naturel, réglables selon la taille de l'animal. Utilisées pour les injections, les tests cosmétiques,... Stock disponible permanent.

Référence VET1.56CL