


Instrument stéréotaxique portable pour 2 souris



68517 Spécialement conçu pour des expériences avec deux souris en même temps.

Les barres d'oreille sont en résine, résolution de 1 mm

Dimensions de la base :
400 mm x 255 mm

Jusqu'à 2 souris deux souris en même temps.

Plage de réglage de la hauteur palais : 20 mm (0 mm ~ + 20 mm).

Plage de réglage de la hauteur des barres d'oreille : 20 mm (0 ~ + 20 mm).

Barres d'oreille avec échelle gravées au laser

(résolution de 1 mm).

Micromanipulateur XYZ distance 80 mm avec un alignement précis à une résolution de **0,1 mm**
Direction verticale : rotation à 180° et verrouillage à tous les angles.
Direction horizontale : rotation à 360° et verrouillage à n'importe quel angle.



68518 Existe en version digital résolution **0.01mm**