

Accessoires pour équipement stéréotaxique




68030 Souris Adaptateur rat néonatal

68014 Adaptateur souris néonatal, la dimension de sa base 150 x 100mm.



68021



Adaptateur de gueule rat

Barres d'oreille stéréotaxiques

Echelle de 35 mm - Résolution de 1 mm
Carré de 6,15 mm

68301 : barres d'oreille, rat, 18 degrés (pointe 0.8mm)



68302 : Barres d'oreille, rat, 45 degrés. (Cobayes, rats, oiseaux, singes écureuils pointe 0,8 mm)



68303 :

Barres d'oreille, chat/singe, 18 degrés



68304 :

barres d'oreille, chat/singe, 45 degrés



Barres d'oreille stéréotaxiques

68305 : barres d'oreille, rat, creux, 45 degrés. (Oiseaux, rats, cobayes, singes, pointe 1,0 mm, ouverture de 3,0 mm)



68306 : barres d'oreille, souris, 60 degrés



68308



68307 : barres d'oreille, souris, anti-rupture, (Convient aux rats, nouveau-nés sont disponibles)

68308 : Barres d'oreille, souris, anti-rupture, caoutchouc (convient aux rats nouveau-nés disponibles)



*Autres modèles nous consulter

Supports



68201 – Support d'électrode standard
Aiguilles/électrodes diamètre de 0.3mm à 1.5mm



68213 – Support d'électrode standard
Aiguilles/électrodes diamètre de 0.4mm à 4mm



68202 – Support Multifonctions - large diamètre de 6 mm à 12mm



68605 Support pour Micro-Perceuse diamètre à partir de 14.5mm

*Autres modèles nous consulter