

Vestes Rhésus Primate



Sept tailles pour les primates rhésus

- **Rembourrage léger à l'ouverture du cou et à la taille pour plus de confort**
- **Les fermetures assurent un bon ajustement**

Les gilets sont fabriqués en 100% polyester.

2 couches doubles superposées de mailles permettent à l'air de circuler.

Le dos arrière extensible est doté de deux fermetures éclair pour fixer solidement le gilet.

Toutes les fermetures éclair peuvent être sécurisées par un clip.

Les coutures sont doublées pour plus de durabilité.

D'autres gilets de primates sont réalisés sur commande spéciale.

Veuillez nous appeler pour plus d'informations

| REFERENCE | DESCRIPTION |
|-----------|--|
| VET-98 | Rhésus Primate XS jusqu'à 2kg |
| VET-99 | Rhésus Primate S - (2 à 3kg) |
| VET-0100 | Rhésus Primate M - (3 à 5.5kg) |
| VET-0101 | Rhésus Primate L - (5.5 à 7kg) |
| VET-0102 | Rhésus Primate XL - (7 à 8kg) |
| VET-0103 | Rhésus Primate XXL - (8 à 10kg) |
| VET-0104 | Rhésus Primate XXXL - (10kg & plus) |

Poches pour les gilets Primates

Quatre poches standards sont proposées en accessoire.

Elles doivent être commandés en même temps le gilet. Des pochettes de taille personnalisée sont disponibles sur commande spéciale.

| REFERENCE | DESCRIPTION |
|-----------|-------------------------------|
| VET-0105 | Poche 7.62 x 17.78 x 5cm |
| VET-0106 | Poche 17.78 x 12.70 x 3.81 cm |
| VET-0107 | Poche 15.24 x 10.16 x 5.08 cm |
| VET-0108 | Poche 13.33 x 8.89 x 3.81 cm |

Gants de Protection

Caractéristiques : Doublure tricotée en Kevlar

Extérieur en cuir de chèvre

Résistance améliorée aux coupures

Conception confortable, durable et sûre

Doux et ajusté, ne se fissurera pas et ne durcira pas après avoir été mouillé



Tailles : S, M, L, XL

| REFERENCE | TAILLE | NATURE | GRAND ANIMAUX | PROTECTION SUPPLEMENTAIRE |
|-----------|--------|-----------------|---------------|---------------------------|
| VETHG02S | S | Doublure KEVLAR | Singe | VETHG03S |
| VETHG02M | M | Doublure KEVLAR | Singe | VETHG03M |
| VETHG02 | L | Doublure KEVLAR | Singe | VETHG03 |
| VETHG02X | XL | Doublure KEVLAR | Singe | VETHG03X |

Autres modèles disponibles sur demande



Protection de cathéter pour grands animaux

Fabriquées à partir d'acier inoxydable flexible.

Protection du cathéter facilite le mouvement.

Ils sont disponibles en plusieurs diamètres et longueurs. Des tailles personnalisées et une stérilisation peuvent également être fournies.