

Pack d'intubation pour Souris et Rat

Description : Ces articles sont à utiliser avec le Support de travail pour rongeurs.

Tout ce qu'il faut pour intuber rapidement, efficacement et sans blesser les petits rongeurs se trouve dans chaque pack.

Intubation orotrachéale

Avec un dispositif d'intubation spécifique et réutilisable, un spéculum, un applicateur de lidocaïne, un fil guide, une anse incisive et une vidéo explicative, les packs d'intubation vous permettent d'intuber les petits rongeurs facilement. Le pack Rat comprend aussi des ciseaux, du ruban ombilical et un miroir pour vérifier l'intubation trachéale, et le pack Souris offre deux tailles de tubes endotrachéaux de souris. Les accessoires sont rangés dans une boîte de polypropylène de 33x 20 x 5 cm avec des compartiments étiquetés et des informations de réorganisation. Vous pouvez choisir entre trois modèles d'otoscope approuvés, qui ne sont pas inclus dans les packs.

Kit Souris Item A3747




Comprend :

- 1 spéculum d'intubation autoclavable et adapté à la morphologie des souris
- 1 applicateur de lidocaïne pour anesthésier la gorge
- 1 tube guide pour faciliter le passage de la sonde endotrachéale
- 1 boucle d'incisive pour maintenir la bouche ouverte
- 1 vidéo explicative sur la procédure d'intubation
- 2 tailles de sondes endotrachéales

Le kit ne contient pas d'otoscope

Kit Rat Item A3746



Comprend :

- 1 spéculum d'intubation autoclavable et adapté à la morphologie des rats
- 1 applicateur de lidocaïne pour anesthésier la gorge
- 1 tube guide pour faciliter le passage de la sonde endotrachéale
- 1 boucle d'incisive pour maintenir la bouche ouverte
- 1 vidéo explicative sur la procédure d'intubation
- 1 paire de ciseaux
- Des bandages adhésifs pour le nombril
- Un miroir pour contrôler l'insertion du tube dans la trachée

Le kit ne contient pas d'otoscope

Support de travail pour rongeurs

Description : Ce dispositif permet de maintenir les rongeurs de petite taille, tels que les rats et les souris, dans une posture confortable et stable pour le technicien qui réalise des interventions telles que l'intubation endotrachéale ou l'administration de doses intratrachéales. Ses dimensions sont de (30,48 cm) de largeur, (35,56 cm) de profondeur et (13,65 cm) de hauteur lorsqu'il est à plat, et de (24,13 cm) de hauteur lorsqu'il est incliné.

Ce support de travail pour rongeurs est compatible avec nos packs d'intubation pour souris ou rat.

Item : A3467





Kit d'otoscope, MDS avec tête opératoire

Description : Ce kit contient un otoscope économique et facile à utiliser, accompagné d'un étui de transport. Il est fourni avec différents types de spéculums adaptés aux rats et aux souris de Hallowell EMC. L'otoscope dispose d'une lentille en verre anti-rayures qui grossit 5 fois et qui permet de régler la distance focale pour s'ajuster aux spéculums vétérinaires

Item : 000A6545



E.S.V.I. VETOLABO Rodent WorkStand and Intubation Packs



PN 000A3467 Rodent WorkStand

The Hallowell EMC Rodent WorkStand has been developed in collaboration with George A. Vogler, D.V.M., DACLAM of Saint Louis University Medical School Department of Comparative Medicine for the express purpose of facilitating various procedures required of today's laboratory technicians. The Rodent WorkStand is designed to support rats, mice and similar small rodents in a stable and comfortable position for the technician during endotracheal intubation and intratracheal dose instillation and other similar procedures.



PN 000A3746 Rat Intubation Pack PN 000A3747 Mouse Intubation Pack

For use in conjunction with the Rodent WorkStand. Each pack is designed to hold all the tools and supplies needed to perform quick, efficient and minimally traumatic orotracheal intubation of small rodents. The Intubation Packs come with a specially designed and molded, autoclavable intubation speculum, a lidocaine applicator, an endotracheal tube guide wire, an incisor loop and a brief video tutorial of how to perform the intubations. In addition the Rat Pack contains scissors, umbilical tape, and a mirror for the verification of tracheal intubation and the Mouse pack includes two sizes of Hallowell's NEW mouse endotracheal tubes. Packaged neatly and conveniently in a 13" x 8" x 2" polypropylene organizer box with each compartment labeled for contents, reordering information and what the part is used for it can be stored most anywhere and always be ready for use. (Both these packs are less the otoscope as there are three approved models to choose from.)