

Table d'opération lapin

Description : La table d'opération, qui se décline en deux modèles avec ou sans chauffage, est adaptée pour immobiliser le lapin et effectuer des opérations chirurgicales.

Type 1350, Type 1355, Planche chirurgicale conventionnelle pour lapin (sans chauffage)
Type 1351, Type 1352, plaque chirurgicale pour lapin (avec chauffage)

Principales caractéristiques de la table d'opération chirurgicale conventionnelle pour lapin sans chauffage

- Taille : 70 x 29 x 10cm
- Fabriqué en tôle d'acier inoxydable 304 de 1,5 mm ;
- Processus de tréfilage, excellente finition




Modèle : Modèle 1350



Modèle : Modèle 1355

Principales caractéristiques de la table d'opération chirurgicale conventionnelle pour lapin avec chauffage

- Modèle équipé d'un système de chauffage électrique pour maintenir les animaux au chaud pendant l'opération
- Fabrication en acier inoxydable de haute qualité de 1,5 mm d'épaisseur
- Résistance à la corrosion et facile à nettoyer ;
- Réglage de la température entre la température ambiante et 50°C ;
- Précision de la température de $\pm 2^{\circ}\text{C}$;
- Dimensions 70 x 30 x 10 cm ;



Modèle : Modèle 1351



Modèle : Modèle 1352 (la pince de jambe est différente du modèle 1351)