

Poinçon d'oreille avec récupérateur amovible

Description : Cette pince sert à identifier et à prélever des échantillons sur les oreilles grâce à un dispositif amovible et interchangeable. Elle est conçue pour être facile à utiliser, souple et confortable. Elle a une lame en acier de haute qualité qui assure une coupe parfaite et une longue durée de vie. Elle permet de récupérer l'échantillon sans le toucher grâce à son dispositif amovible.

Avantages : La pince demande moins d'effort pour poinçonner. Elle prévient ainsi les risques de blessures musculaires ou articulaires.

Longueur : 14 cm - (\varnothing trous percés = 2 mm)

Fabriquée en acier inoxydable, autoclavable.

Cette pince est autoclavable mais doit être lubrifiée ensuite pour une utilisation longue et sans problème.

