

Banc chauffant pour cages rongeurs

Ce banc chauffant à une seule étagère, s'ajoute à notre large gamme de produits chauffants.

Plage de température 40°C maximum

- La longueur totale de l'objet est de **802 mm**, ce qui inclut le panneau de contrôle.
- La longueur qui peut être utilisée pour placer les cages est de **627 mm**
- La largeur disponible pour accueillir les cages est de **400 mm**
- Le banc a une hauteur de **319 mm**

Ce banc chauffant offre une solution idéale et pratique pour maintenir une chaleur constante jusqu'à 3 cages pour vos espaces restreint.

Cette approche garantit un environnement confortable pour vos petits compagnons, tout en minimisant l'espace requis.

- **Peu Encombrant** : Sa conception compacte permet de l'installer facilement sur un plan de travail, sans encombrer votre espace.
- Peut accueillir jusqu'à **3 cages**
- **Chaleur constante** surveillée (Commande numérique permettant de régler la température constante du banc).
- **Pratique** se pose sur un plan de travail.
- **Personnalisable**
- Comprend un écran de protection en plexiglas rouge

Pour plus d'informations nous contacter

- **Version avec code VETHE013** : Cette version du banc est entièrement équipée d'un système de chauffage qui couvre **100% de la surface de l'étagère**.
- **Version avec code VETHE013A** : Cette variante du banc offre une fonction de chauffage partiel, où seulement **50% de la surface de l'étagère est chauffée**. Cela permet aux animaux de choisir de se reposer loin de la source de chaleur directe s'ils le désirent.

Pour plus d'informations nous contacter

