

Thermomètre rectal numérique

Description : Thermomètre à thermocouple simple entrée, étanche et de haute précision.

NOUVEAU ! Maintenant avec une sonde plus fine et plus précise ! Polyvalent et facile à utiliser, ce thermomètre a été spécialement adapté aux petits rongeurs.

Caractéristiques et avantages :

Sonde de 1,5 mm de diamètre avec extrémité arrondie. Longueur de la sonde - 70 mm

Sélectionnable en °C/°F

Auto-étalonnage

Plage de fonctionnement = -30 à 50°C

Précision à 23°C = $\pm 0,2^{\circ}\text{C} \pm 0,15\%$ de la lecture.

Dimensions = 130 x 70 x 33 mm

Poids = 155 grammes

