

Flacons en verre de 5 ml - Transparent avec bouchons rabattables et bouchons en caoutchouc, paquet de 50, flacon de laboratoire à fond plat de 20 mm



Référence **FVBRBC**

- **Couleur** : Transparent
- **Conditionnement** : 50 ensembles. 50 flacons en verre de 5 ml, 50 bouchons en plastique-aluminium, 50 bouchons en caoutchouc
- **Taille** : Le diamètre du corps du flacon est de 22 mm, la hauteur du flacon est de 35 mm, le diamètre extérieur de l'embouchure du flacon est de 20 mm et le diamètre intérieur est de 12,5 mm Les capuchons et les bouchons en caoutchouc sont tous deux standards de 20 mm
- Vous pouvez utiliser une pince à sertir pour flacon de 20 mm pour le sceller si nécessaire.



- **Matériau** : les Flacons sont en borosilicate, dont la caractéristique est résistante aux températures élevées et basses températures. Les fioles ont une épaisseur de paroi de 1 mm
- **Remarque** : les flacons ne sont pas stériles, mais elles peuvent être chauffées et bouillies pour être stériles.