

Caractéristiques principales :

- **Enceinte chauffante 4 compartiments** avec un contrôleur de chaleur amovible pour un nettoyage facile.
- **Régulation de température** via un thermocouple à distance et un écran LCD sur l'unité de chauffage.
- **Ventilation optimisée** grâce à deux ventilateurs internes assurant une répartition homogène de la chaleur.
- **Fabrication en Perspex rouge ou transparent**, avec quatre compartiments distincts.
- **Idéal pour une utilisation dans des armoires de sécurité** et autres environnements contrôlés.
- **Inclut un thermo-hygromètre numérique** pour un suivi précis des conditions internes.
- **Système de chauffage modulaire** conçu pour une répartition uniforme de la chaleur.
- **Dimensions de l'enceinte : 430mm (largeur) x 340mm (profondeur) x 180mm (hauteur) – Poids 4kg**
- **Dimensions de l'élément chauffant : 420mm (largeur) x 180mm (profondeur) x 160mm (hauteur) – Poids 5.4kg**
- **Réglage de la température de 32 à 41°C**

Référence	Enceinte Transparente	Enceinte Rouge	Elément chauffant	
VET HE011AR		✓	✓	
VET HE011A	✓		✓	

