

SIMULATEUR D'INTESTIN GRELE

Ce simulateur innovant reproduit fidèlement un segment intestinal, offrant une solution idéale pour les étudiants en médecine ou chirurgie souhaitant s'exercer aux différentes techniques d'anastomose : bout à bout, côte à côte, bout à côté ainsi que les anastomoses fonctionnelles. Compatible avec les méthodes de suture et d'agrafage, ce modèle permet également de tester l'étanchéité des sutures en remplissant l'intestin d'eau pour repérer d'éventuelles fuites — une immersion pratique pour une formation réaliste et sécurisée.

Dimensions/Spécifications :

Diamètre extérieur : 20 mm

Diamètre intérieur : 15 mm

Silicone non toxique et non dangereux

Sans latex

Brevet n° 8 613 621

Références disponibles :

- **IG 12.5CM** : Segment intestinal de 12,5 cm – *unité individuelle*
- **IG 40CM** : Segment intestinal de 40 cm – *lot de deux segments*



Dimensions/Spécifications :

Diamètre extérieur : 20 mm

Diamètre intérieur : 15 mm

Silicone non toxique et non dangereux

Sans latex

Brevet n° 8 613 621