

Caractéristiques principales :

- **Enceinte chauffante 4 compartiments** avec un contrôleur de chaleur amovible pour un nettoyage facile.
- **Régulation de température** via un thermocouple à distance et un écran LCD sur l'unité de chauffage.
- **Ventilation optimisée** grâce à deux ventilateurs internes assurant une répartition homogène de la chaleur.
- **Fabrication en Perspex rouge ou transparent**, avec quatre compartiments distincts.
- **Idéal pour une utilisation dans des armoires de sécurité** et autres environnements contrôlés.
- **Inclut un thermo-hygromètre numérique** pour un suivi précis des conditions internes.
- **Système de chauffage modulaire** conçu pour une répartition uniforme de la chaleur.
- **Dimension Totale de la chambre 425mm (largeur) x 523 (profondeur) x 228mm (hauteur) - Hauteur totale incluant élément chauffant 388.06mm**
- **Réglage de la température de 32 à 41°C**

Référence	Enceinte Transparente	Enceinte Rouge	Elément chauffant	
VETHE011R		✓	✓	
VETHE011	✓		✓	

