

Table chirurgicale pour petits animaux (400 × 600 mm)

Conçu spécialement pour les **chats et lapins de 2 à 6 kg en position dorsale ou ventrale**.

✦ Points forts du produit :

- **Système de fixation sécurisé et intuitif** : sangles en nylon avec anneaux télescopiques pour maintenir les pattes, ajustables en un geste grâce à une vis à molette.
- **Stabilité optimale** : support en U pour maintenir la tête et limiter les mouvements.
- **Compatibilité anesthésie gazeuse** : masque en cône avec support universel (en option) pour une intégration fluide au système d'anesthésie.
- **Thermorégulation sans compromis** : matériaux non métalliques permettant l'utilisation directe de couvertures chauffantes pour le confort de l'animal.
- **Éclairage chirurgical modulable** : lampe LED (optionnelle) avec réglage de la teinte et de l'intensité pour une visibilité parfaite.



No.	Cat no.	Description
1	10-2106	Surgical Pads, 400*600*115MM
2	10-2160	Universal Bracket for Cat or Rabbit Masks
3	10-2252	Cone Mask #2 for Cat/Rabbit (Ref.)
4	10-2253	Cone Mask #3 for Cat/Rabbit (Ref.)
5	16-0101	LED Light, 5V



Référence Lampe LED No. 16-0101