

Gilets de protection pour Lapin couvrant pattes avant et arrière.

Le gilet est conçu pour envelopper l'animal de manière complète, en couvrant à la fois les pattes avant et arrière. Il est fabriqué à partir d'une double couche de maille polyester, assurant à la fois respirabilité et maintien. Les ouvertures au niveau du cou et des membres sont bordées de jersey de coton pour un confort optimal. Une bande élastique doublement cousue relie les deux couches, offrant souplesse et durabilité. La fermeture se fait par une glissière située à l'arrière.

Référence	Taille	Poids du lapin	Matériau	Particularité
VET0075	X-Small	Jusqu'à 2.7 kg	Maille polyester	Pattes avant et arrière fermées
VET0076	Small	2.7-3.6 kg	Maille polyester	Pattes avant et arrière fermées
VET0077	Medium	3.6-4.5 kg	Maille polyester	Pattes avant et arrière fermées
VET0078	Large	4.5-5.4 kg	Maille polyester	Pattes avant et arrière fermées
VET0079	X-Large	Plus de 5.4 kg	Maille polyester	Pattes avant et arrière fermées
VET0080	X-Small	Jusqu'à 2.7 kg	Maille polyester	Juste pattes avant fermées 3/4
VET0081	Small	2.7-3.6 kg	Maille polyester	Juste pattes avant fermées 3/4
VET0082	Medium	3.6-4.5 kg	Maille polyester	Juste pattes avant fermées 3/4
VET0083	Large	4.5-5.4 kg	Maille polyester	Juste pattes avant fermées 3/4
VET0084	X-Large	Plus de 5.4 kg	Maille polyester	Juste pattes avant fermées 3/4

Photo Gilet couvrant les pattes arrière et avant



Photo Gilet couvrant les pattes arrière et avant

