

### Table d'opération inclinable pour rongeurs – Précision et flexibilité au service de la microchirurgie

Conçue spécialement pour les interventions sur les petits animaux, cette table d'opération offre une **plate-forme inclinée** pensée pour optimiser l'accès et le confort du praticien. Grâce à sa **rotation à 360°**, elle permet un positionnement précis sous tous les angles, garantissant une **flexibilité maximale** lors des actes chirurgicaux.

#### Caractéristiques principales :

- **Base ronde avec ventouse** pour une fixation stable et sécurisée sur toute surface lisse
- **Dimensions compactes** : 250 × 200 × 130 mm, idéales pour les NAC et rongeurs
- **Rotation à 360°** pour un ajustement multi-angle sans effort
- **Inclinaison antérieure et postérieure jusqu'à 40°** pour un accès chirurgical optimal
- **Plate-forme en aluminium anodisé**, résistante, légère et facile à nettoyer

Référence : VET-100A

