

## Plateau opératoire pour rongeurs

Ce plateau polyvalent est conçu pour faciliter les interventions chirurgicales sur des zones ciblées telles que le thorax, l'abdomen, les membres ou le dos chez les souris et les rats.

### Système de fixation innovant

- Bouton-pression à ressort, chaîne à billes et cordon en nylon
- Maintien sécurisé de la tête et des pattes de l'animal
- Option : Intégration d'un support de masque cylindrique **réf 10-2159**
- Conception en matériaux non métalliques
- Permet l'utilisation directe de tapis chauffant type VL3

### Éclairage LED ajustable (*en option*)

- 1 ou 2 LED intégrées
- Couleur et intensité lumineuse réglables
- Compatible avec une désinfection à l'alcool et par irradiation UV
- Non compatible avec une stérilisation à haute température et haute pression

### Dimensions Modèle sans lumière 10-2401

- **310 × 290 × 14 mm**



### Spécifications techniques des lampes LED rechargeables

- **Température de couleur ajustable** : de **3000 K à 6000 K** pour passer facilement d'un éclairage chaud à froid selon vos besoins
- **Intensité lumineuse réglable**, offrant un confort visuel optimal en toute situation
- **Alimentation** : batterie rechargeable avec une autonomie allant jusqu'à **7 heures en mode lumineux intense** et jusqu'à **50 heures en mode basse intensité**
- **Tension de sortie** : **DC 5 V**, compatible avec les standards d'alimentation courants

**Plateau avec éclairage LED intégré – Réf. 10-2402** Plateau équipé d'un **modules LED haute luminosité**, offrant un **éclairage homogène et optimisé** du champ opératoire.



**Plateau avec éclairage LED intégré – Réf. 10-2408** Plateau équipé de **deux modules LED** haute luminosité, offrant un **éclairage homogène et optimisé** du champ opératoire.

