



Tapis chauffant sur mesure



Références
VL1 40x30x1cm
VL2 17x17x1cm
VL3 29x21x1cm
VL4 25x10x1cm
VL5 25x15x1cm

La température corporelle des animaux peut varier en fonction de l'anesthésie, de la durée et du type de chirurgie. Une hypothermie, peut entraîner des complications postopératoires telles que des infections, des saignements, une mauvaise cicatrisation ou une dépression respiratoire. Pour éviter ces risques, il est important de maintenir la température des animaux à 37°C pendant un acte chirurgical. Cela permet de préserver le confort, le bien-être et la sécurité des animaux, ainsi que de favoriser un réveil plus doux et une récupération plus rapide.

Tapis chauffant à commande numérique



Référence
VET 8365936

Spécifications : Tapis chauffant à commande numérique
• Matériau : plastique HIPS résistant
• Surface : panneau en aluminium anodisé (optionnel selon la version)
• Température de fonctionnement : entre 16°C et 50°C
• 230 volts CE

Ce Tapis chauffant dispose d'une gamme de réglages de chaleur allant de 35°C à 45°C.

Lampe chauffante IR



Référence
VETE02041250T

Existe en différents supports (Articulé et sur pied) Lampe 250w

Tapis chauffant sur mesure



Références
69020 - 12x20.5cm (sonde incluse)
69026 - 9x17cm (sonde incluse)

Ce dispositif est un système de régulation thermique à double tapis conçu spécifiquement pour les petits rongeurs. Il intègre un écran tactile intuitif, une sonde rectale souple et des coussins chauffants modulables en diverses dimensions, afin de s'adapter à une variété de procédures chirurgicales. Ce système homéo thermique de surveillance représente un ajout essentiel pour tout laboratoire pratiquant l'anesthésie sur de petits rongeurs.

Caractéristiques clés :

- Écran tactile : Interface couleur conviviale.
- Sonde rectale : Conception flexible pour une insertion aisée.
- Coussin chauffant : Flexibilité et facilité de nettoyage.
- Variété de tailles : Coussins chauffants disponibles en plusieurs dimensions.
- Coussin isolant : Sépare thermiquement le coussin chauffant de la surface opératoire, minimisant ainsi les déperditions thermiques et optimisant l'efficacité.
- Accessoires et pièces de rechange : Un large éventail d'accessoires et de pièces de rechange est disponible pour ce système. Consultez le catalogue pour plus de détails.

Armoires chauffantes de récupération



Référence
VB4
Dimensions : Externe H490 x L320 x P250mm
Interne H390 x L270 x P195mm



Référence
VB5
Dimensions : Externe H500 x L560 x P325 mm
Interne H400 x L 500 x P280mm

Conçu pour faciliter la récupération et les soins postopératoires des petits animaux. La température de l'air interne peut être surveillée au moyen d'un affichage à LED. Le ventilateur de circulation d'air est également contrôlé par l'opérateur pour permettre une flexibilité totale.