



E.S.V.I

Vetolabo

Partenaire de vos recherches

Chambre de récupération vétérinaire.



Référence VB4

Dimensions Externe H490 x W320 x 250mm

Interne H390 x W270 x 195mm

Courant 230 Volts Ampérage 0.50Amps

Puissance 120 Watts Poids 3.8kg

Contrôle Température Thermostat numérique – Réglable
entre 10 et 50°C ± 0,1°C, différentiel 0,1°C

Matériau ABS

Protection thermique Indicateur

Sécurité électrique IPX1 Drip proof

Certification Classe IIa MDD93/42/EEC

Certification UL n° 0843

Thermostat de surchauffe – Préréglé à 55 °C ±

0,5 °C - Séparateurs en option maximum x3

CE



E.S.V.I

Vetolabo

Partenaire de vos recherches

ESVI VETOLABO

6 Avenue des Andes – Mini-Parc Bâtiment 8 – ZA de Courtabœuf - 91940 Les Ulis cedex

Tél +33 (0)1 60 11 53 44 – Portable +33(0)7 64 36 98 35

91940 Les Ulis cedex

Franck Paolicelli