Tapis Chauffant Vétérinaire ICU (12V)

Matelas Thermique Vert 40 × 30 cm — Prévention & Traitement de l'Hypothermie

RÉFÉRENCE PRODUIT
VET836956

Maintien Thermique Sécurisé pour Cages d'Hospitalisation & Unités ICU


Le tapis chauffant **ICU 12V** (référence VET836956) est spécialement conçu pour prévenir et traiter l'hypothermie post-opératoire chez les animaux de compagnie (chiens, chats, NAC). Fonctionnant en très basse tension de sécurité (12 V) avec régulation thermique de 35°C à 45°C, son revêtement étanche vert est ultra-résistant, lavable et parfaitement adapté au milieu clinique.

Caractéristiques Clés

Sécurité 12V

- **Très basse tension 12 V :** Sécurité électrique totale pour l'animal en présence de liquides.
- **Température réglable :** Plage de 35°C à 45°C pour une chaleur douce et continue.
- **Revêtement vert étanche :** Matériau PVC robuste, imperméable et résistant aux griffures.
- **Hygiène irréprochable :** Coutures thermo-soudées empêchant la pénétration des fluides.
- **Format optimal (40x30 cm) :** Conçu pour s'insérer dans les cages d'hospitalisation et cages inox.

Positionnement en Cage d'Hospitalisation



Spécifications Techniques

Caractéristique	Valeur / Description
Gamme / Modèle	ESVI VETOLABO — Tapis Chauffant ICU 12V
Dimensions	40 cm × 30 cm × 3.5 cm (Taille adaptable cages 35x40 cm)
Alimentation Électrique	Transformateur inclus : Entrée 100-240V AC / Sortie 12V DC (3.0A)
Régulation Thermique	Chaleur continue réglable de 35°C à 45°C
Matériaux & Finition	PVC renforcé étanche vert (69% PVC, 31% polyamide) avec coutures soudées
Conseils d'Entretien	Nettoyage par essuyage avec détergent/désinfectant vétérinaire standard

Distribution & Service Client ESVI VETOLABO
Matériel médical & d'hospitalisation vétérinaire — Garantie & SAV.
contact@esvi-vetolabo.fr
www.esvi-vetolabo.fr